


**ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ
УПАКОВКИ МЕДИЦИНСКОГО
ИЗДЕЛИЯ БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
КЛЕЙКОЙ ЛЕНТЫ.**



ЩЕЛОЧНАЯ ФОСФАТАЗА-REF В 09.02
ВИТАЛ

Набор реагентов для определения активности
щелочной фосфатазы в сыворотке (плазме) крови
методом "по конечной точке" с п-нитрофенилфосфатом



Реагент №1: 1 x 80 мл
Реагент №2: 1 x 100 мл
Реагент №3: 1 x 20 мл
Калибратор: 1 x 11 мл

ТУ 9398-258-52145831-2002
ФСР 2011/10911 от 31.10.2016

LOT Серия:
XXXX



Дата выпуска:
ГГГГ.ММ




Годен до:
ГГГГ.ММ

только для in vitro диагностики



АО "Витал Девелопмент Корпорэйшн", Россия
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку,
дом 58, литера А





Прошито, пронумеровано,
и скреплено печатью

Всего 3 листа(ов)

Ген. директор Исехов А.Г.



«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

АО «Витал Девелопмент Корпорэйшн»



А.Г. Плехов

2019 г.

МАКЕТ МАРКИРОВКИ ЩЕЛОЧНАЯ ФОСФАТАЗА-ВИТАЛ

Набор реагентов для определения активности щелочной фосфатазы
в сыворотке (плазме) крови методом
«по конечной точке» с п-нитрофенилфосфатом

Набор реагентов для определения активности
щелочной фосфатазы в сыворотке (плазме) крови
методом «по конечной точке» с п-нитрофенилфосфатом.

LOT Серия: xxxx



Дата выпуска: гггг.мм



Годен до: гггг.мм

Реагент №1: 1x80 мл

ТУ 9398-258-52145831-2002

Реагент №2: 1x100 мл

ФСР 2011/10911 от 31.10.2016

Реагент №3: 1x20 мл

Калибратор: 1x11 мл



АО «Витал Девелопмент Корпорэйшн»,
194356, Санкт-Петербург, Дорога в Каменку, дом 56, литера А



+2-8°C



4 606453 849072



5010232954236



Только для in vitro диагностики

ЩЕЛОЧНАЯ ФОСФАТАЗА-ВИТАЛ

REF В 09.02

Буфер

80 мл



+2-8°C

LOT xxxx



годен до: гггг.мм



Только для in vitro диагностики

ЩЕЛОЧНАЯ ФОСФАТАЗА-ВИТАЛ

REF В 09.02

Гидроокись натрия

100 мл



+2-8°C

LOT xxxx



годен до: гггг.мм



Только для in vitro диагностики

ЩЕЛОЧНАЯ ФОСФАТАЗА-ВИТАЛ

REF В 09.02

п-Нитрофенилфосфат

20 мл



+2-8°C

LOT xxxx



годен до: гггг.мм



Только для in vitro диагностики

ЩЕЛОЧНАЯ ФОСФАТАЗА-ВИТАЛ

REF В 09.02

50 мкмоль/л

11 мл




+2-8°C

LOT xxxx



годен до: гггг.мм



**Прошито, пронумеровано,
и скреплено печатью**



_____ листа(ов)

Писхов А.Г.