

**ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ
УПАКОВКИ МЕДИЦИНСКОГО
ИЗДЕЛИЯ БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
КЛЕЙКОЙ ЛЕНТЫ.**



REF B 19.01


ТУ 9398-257-52145831-2002
ФСТ 2011/10592 от 31.10.2016



ГГГГ.ММ.
рррррррррр. Россия
орога в Каменку

только для *in vitro* диагностики;

АО "Витал Девелопмент Корпорейшн", Россия
191356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку
д.м. 30, литера А



Прошито, пронумеровано,
и скреплено печатью



Всего

3

листа(ов)

Ген. директор

Плехов А.Г.

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

АО «Витал Девелопмент Корпорэйшн»

А.Г. Плехов



« 12 » 12 2019 г.

МАКЕТ МАРКИРОВКИ

ЛАКТАТ-ВИТАЛ

**Набор реагентов для определения концентрации молочной кислоты
в цельной крови (с депротенинизацией), в сыворотке и плазме крови
энзиматическим колориметрическим методом**

Набор реагентов для определения концентрации молочной кислоты
в цельной крови (с депротеинизацией), в сыворотке и плазме крови
энзиматическим колориметрическим методом

LOT Серия: xxxx



Дата выпуска: гггг.мм



Годен до: гггг.мм

Реагент №1: 1х50 мл

ТУ 9398-257-52145831-2002

Реагент №2: 5 флаконов

ФСР 2011/10592 от 31.10.2016

Реагент №3: 1х30 мл

Калибратор: 1х1 мл



АО «Витал Девелопмент Корпорэйшн»,
194356, Санкт-Петербург, Дорога в Каменку, дом 56, литера А



+2-8°C



4 606453 849072



Только для in vitro диагностики



5010232954236



EMERGO EUROPE

Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

EC

REP

ЛАКТАТ-ВИТАЛ

REF В 19.01

РЕАГЕНТ 1

Буфер
50 мл

LOT xxxx



+2-8°C



годен до: гггг.мм



Только для in vitro диагностики



ЛАКТАТ-ВИТАЛ

REF В 19.01

РЕАГЕНТ 2

Лиофилизат
растворить в 10мл реагента №1

LOT xxxx



+2-8°C



годен до: гггг.мм



Только для in vitro диагностики



РЕАГЕНТ 3

ЛАКТАТ-ВИТАЛ

REF В 19.01

30 мл

Кислота перхлорная

+2-8°C

LOT xxxx



годен до: гggг.мм



Только для in vitro диагностики



КАЛИБРАТОР

ЛАКТАТ-ВИТАЛ

REF В 19.01

1 мл

3,3 ммоль/л

+2-8°C

LOT xxxx



годен до: гggг.мм



Только для in vitro диагностики



Прошито, пронумеровано,
и скреплено печатью



Всего

3

листа(ов)

Ген. директор

Плехов А.Г.