

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
АО «Витал Девелопмент Корпорэйшн»



А.Г. Плехов

2019 г.

МАКЕТ МАРКИРОВКИ

НАТРИЙ-ВИТАЛ

Набор реагентов для определения концентрации натрия в сыворотке крови
энзиматическим колориметрическим методом.

Набор реагентов для определения концентрации натрия
в сыворотке крови энзиматическим
колориметрическим методом.

[LOT] Серия: xxxx



Дата выпуска: гггг.мм



Годен до: гггг.мм

Реагент №1: 1х41 мл

ТУ 9398-244-521-45831-02

Реагент №2: 1х2,1 мл

ФСР 2011/10916 от 02.11.2016

Реагент №3: 4 флакона

Реагент №4: 1х230 мл

Калибратор: 1х1,5 мл



АО «Витал Девелопмент Корпорейшн».

194356, Санкт-Петербург, Дорога в Каменку, дом 56, литер А



+2-8°C



4 606453 849072



5010232954236



Только для in vitro диагностики

НАТРИЙ-ВИТАЛ

REF В 27.02

41 мл

буфер

РЕАГЕНТ 1



+2-8°C

[LOT] xxxx



годен до: гггг.мм

Только для in vitro диагностики



НАТРИЙ-ВИТАЛ

REF В 27.02

2,1 мл

стартовый реагент

РЕАГЕНТ 2



+2-8°C

[LOT] xxxx



годен до: гггг.мм

Только для in vitro диагностики



НАТРИЙ-ВИТАЛ

REF В 27.02

Лизофилizat

растворить в 10мл.реагента №1

РЕАГЕНТ 3



+2-8°C

[LOT] xxxx



годен до: гггг.мм

Только для in vitro диагностики



РЕАГЕНТ

РЕАГЕНТ 3

РЕАГЕНТ 3

РЕАГЕНТ 4

КАЛИБРАТОР

НАТРИЙ-ВИТАЛ

REF В 27.02

Лиофилизат
растворить в 10мл.реагента №1

+2-8°C

LOT xxxx

годен до: гггг.мм



Только для in vitro диагностики

НАТРИЙ-ВИТАЛ

REF В 27.02

Лиофилизат
растворить в 10мл.реагента №1

+2-8°C

LOT xxxx

годен до: гггг.мм



Только для in vitro диагностики

НАТРИЙ-ВИТАЛ

REF В 27.02

Лиофилизат
растворить в 10мл.реагента №1

+2-8°C

LOT xxxx

годен до: гггг.мм



Только для in vitro диагностики

НАТРИЙ-ВИТАЛ

REF В 27.02

230 мл

СТОП-реагент

+2-8°C

LOT xxxx

годен до: гггг.мм



Только для in vitro диагностики

НАТРИЙ-ВИТАЛ

1,5 мл

150 ммоль/л

+2-8°C

LOT xxxx

годен до: гггг.мм



Только для in vitro диагностики

**Прошито, пронумеровано,
и скреплено печатью**

Всего 3 листа(ов)

Ген. директор

Плехов А.Г.



**ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ
УПАКОВКИ МЕДИЦИНСКОГО
ИЗДЕЛИЯ БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
КЛЕЙКОЙ ЛЕНТЫ.**



НАТРИЙ-ВИТАЛ

REF B 27.02

Набор реагентов для определения концентрации натрия
в сыворотке крови энзиматическим
колориметрическим методом



Реагент №1: 1 x 41 мл
Реагент №2: 2 x 1,0 мл
Реагент №3: 4 флакона
Реагент №4: 1 x 230 мл
Калибратор: 1 x 1,5 мл

TU 9398-244-52145831-02
ФСР 2011/10916 от 02.11.2016

LOT

Серия:
XXXX



Дата выпуска:
ГГГГ.ММ




Годен до:
ГГГГ.ММ

только для in vitro диагностики

АО "Витал Девелопмент Корпорейшн", Россия
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Колпино
д. 35, литера А





Провинго, пронумеровано,
и скреплено печатью



Всего

3

листа(ов)

Ген. директор

Плехов А.Г.