


**ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ
УПАКОВКИ МЕДИЦИНСКОГО
ИЗДЕЛИЯ БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
КЛЕЙКОЙ ЛЕНТЫ.**

**КОПИЯ ВЕРНА
ГЕН ДИРЕКТОР
А.Г. ДИТЕХОВ**



2



ЩЕЛОЧНАЯ ФОСФАТАЗА-REF В 09.03
ВИТАЛ

Набор реагентов для определения активности
щелочной фосфатазы в сыворотке (плазме) крови
оптимизированным кинетическим методом

Реагент №1: 1 x 200 мл
Реагент №2: 1 x 50 мл

ТУ 9398-226-52146831-01
ФСР 2011/10906 от 31.10.2016



LOT

Серия:
XXXX



Дата выпуска:
ГГГГ.ММ



Годен до:
ГГГГ.ММ

только для in vitro диагностики



АО "Витал Девелопмент Корпорэйшн", Россия
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Кленову
дом 56, литера А


ECIREP

Витал Девелопмент Корпорэйшн
Санкт-Петербург, Россия
The Vitals, The Corporation



ЩЕЛОЧНАЯ ФОСФАТАЗА-REF B 09.13
ВИТАЛ

Набор реагентов для определения активности
щелочной фосфатазы в сыворотке (плазме) крови
оптимизированным кинетическим методом



Реагент №1: 2 x 200 мл
Реагент №2: 2 x 50 мл

TU 9398-226-52145831-01
ФСР 2011/10905 от 31.10.2016

LOT

Серия:
XXXX



Дата выпуска:
ГГГГ.ММ




Годен до:
ГГГГ.ММ

только для in vitro диагностики

АО "Витал Девелопмент Корпорейшн", Россия
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменицу
дом 56, литера А

EC REP

Витал Девелопмент Корпорейшн
Пискаревский пр. 20/14, кп
119121 Москва, Россия



**Прошито, пронумеровано,
и скреплено печатью**



Всего

листа(ов)

Бен. директор

Плехов А.Г.

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

АО «Витал Девелопмент Корпорэйшн»

А.Г. Плехов

2020 г.



МАКЕТ МАРКИРОВКИ

ЩЕЛОЧНАЯ ФОСФАТАЗА-ВИТАЛ

Набор реагентов для определения активности щелочной фосфатазы в сыворотке (плазме) крови оптимизированным кинетическим методом

Набор реагентов для определения активности щелочной фосфатазы в сыворотке (плазме) крови оптимизированным кинетическим методом.

LOT Серия: xxxx

 Дата выпуска: гтгг.мм Годен до: гтгг.мм

Реагент №1: 1х200 мл

Реагент №2: 1х50 мл

ТУ 9398-226-52145831-01

ФСР 2011/10905 от 31.10.2016

 АО «Витал Девелопмент Корпорэйшн»,
194356, Санкт-Петербург, Дорога в Каменку, дом 56, литера А

 +2-8°C

Только для in vitro диагностики



EMERGO EUROPE

Prinsessegracht 20

2514 AP The Hague

The Netherlands

EC REP

РЕАГЕНТ 1

ЩЕЛОЧНАЯ ФОСФАТАЗА-ВИТАЛ

REF B 09.03

REF B 09.13

АМР-буфер

200 мл

LOT xxxx

 +2-8°C годен до: гтгг.мм

Только для in vitro диагностики



РЕАГЕНТ 2

ЩЕЛОЧНАЯ ФОСФАТАЗА-ВИТАЛ

REF B 09.03

REF B 09.13

п-Нитрофенилфосфат

50 мл

LOT xxxx

 +2-8°C годен до: гтгг.мм

Только для in vitro диагностики



Набор реагентов для определения активности щелочной фосфатазы в сыворотке (плазме) крови оптимизированным кинетическим методом.

LOT Серия: xxxx



Дата выпуска: гггг.мм



Годен до: гггг.мм

Реагент №1: 2x200 мл

Реагент №2: 2x50 мл

ТУ 9398-226-52145831-01

ФСР 2011/10905 от 31.10.2016



АО «Витал Девелопмент Корпорэйшн»,
194356, Санкт-Петербург, Дорога в Каменку, дом 56, литера А



+2-8°C



4 606453 849072



5010232954236

Только для in vitro диагностики



EMERGO EUROPE

EC REP

Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

РЕАГЕНТ 1

ЩЕЛОЧНАЯ ФОСФАТАЗА-ВИТАЛ

REF В 09.03

REF В 09.13

АМР-буфер

200 мл



xxxx



+2-8°C



годен до: гггг.мм



Только для in vitro диагностики



РЕАГЕНТ 1

ЩЕЛОЧНАЯ ФОСФАТАЗА-ВИТАЛ

REF В 09.03

REF В 09.13

АМР-буфер

200 мл



xxxx



+2-8°C



годен до: гггг.мм



Только для in vitro диагностики



РЕАГЕНТ 2

ЩЕЛОЧНАЯ ФОСФАТАЗА-ВИТАЛ

REF В 09.03

REF В 09.13

п-Нитрофенилфосфат

50 мл



xxxx



+2-8°C



годен до: гггг.мм



Только для in vitro диагностики



РЕАГЕНТ 2

ЩЕЛОЧНАЯ ФОСФАТАЗА-ВИТАЛ

REF В 09.03

REF В 09.13

п-Нитрофенилфосфат

50 мл



xxxx



+2-8°C



годен до: гггг.мм

**Прошито, пронумеровано,
и скреплено печатью**

Всего 3 листа(ов)

Ген. директор Плехов А.Г.

