

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

АО «Витал Девелопмент Корпорэйшн»

А.Г. Плехов

«» 2019 г.

МАКЕТ МАРКИРОВКИ

АЛТ-ВИТАЛ

Набор реагентов для определения активности аланинаминотрансферазы (АЛТ) в сыворотке и плазме крови унифицированным методом Райтмана-Френкеля.

Набор реагентов для определения активности аланинамино-
трансферазы (АЛТ) в сыворотке и плазме крови
унифицированным методом Райтмана-Френкеля

LOT Серия: xxxx



Дата выпуска: гтгг.мм



Годен до: гтгг.мм

Реагент №1: 1 x 100 мл

ТУ 9398-210-52145831-01

Реагент №2: 1 x 100 мл

ФСР 2011/10902 от 02.11.2016

Реагент №3: 1 x 100 мл

Калибратор: 1 x 5 мл



АО «Витал Девелопмент Корпорэйшн»,
194356, Санкт-Петербург, Дорога в Каменку, дом 56, литера А



+18-25°C



5010232954236

Только для in vitro диагностики



4 606453 849072



АЛТ-ВИТАЛ

REF В 01.01

100 мл

Субстратная смесь

LOT xxxx



+18-25°C



годен до: гтгг.мм



Только для in vitro диагностики

АЛТ-ВИТАЛ

REF В 01.01

100 мл

Раствор 2,4-ДНФГ

LOT xxxx



+18-25°C



годен до: гтгг.мм



Только для in vitro диагностики

РЕАГЕНТ 1

РЕАГЕНТ 2

РЕАГЕНТ 3

АЛТ-ВИТАЛ

REF В 01.01

100 мл

Гидроокись натрия

LOT xxxx +18-25°C

годен до: гггг.мм



Только для in vitro диагностики

КАЛИБРАТОР

АЛТ-ВИТАЛ

REF В 01.01

REF В 01.11

5 мл

1,0 ммоль/л

LOT xxxx +18-25°C

годен до: гггг.мм



Только для in vitro диагностики

Набор реагентов для определения активности аланинамино-
трансферазы (АЛТ) в сыворотке и плазме крови
унифицированным методом Райтмана-Френкеля

LOT Серия: xxxx



Дата выпуска: гтгг.мм



Годен до: гтгг.мм

Реагент №1: 1 x 250 мл

ТУ 9398-210-52145831-01

Реагент №2: 1 x 250 мл

ФСР 2011/10902 от 02.11.2016

Реагент №3: 1 x 250 мл

Калибратор: 1 x 5 мл



АО «Витал Девелопмент Корпорэйшн»,
194356, Санкт-Петербург, Дорога в Каменку, дом 56, литера А



+18-25°C



5010232954236

Только для in vitro диагностики



4 606453 849072



РЕАГЕНТ 1

АЛТ-ВИТАЛ

REF В 01.11

250 мл

Субстратная смесь



xxxx



+18-25°C



годен до: гтгг.мм



Только для in vitro диагностики

РЕАГЕНТ 2

АЛТ-ВИТАЛ

REF В 01.11

250 мл

Раствор 2,4-ДНФГ



xxxx



+18-25°C



годен до: гтгг.мм



Только для in vitro диагностики

РЕАГЕНТ 3

АЛТ-ВИТАЛ

REF В 01.11

250 мл

Гидроокись натрия

LOT xxxx +18-25°C

годен до: гггг.мм



Только для in vitro диагностики

КАЛИБРАТОР

АЛТ-ВИТАЛ

REF В 01.01

REF В 01.11

5 мл

1,0 ммоль/л

LOT xxxx +18-25°C

годен до: гггг.мм



Только для in vitro диагностики

Пропитано, пронумеровано,
и скреплено печатью

Всего _____ листа(ов)

Ген. директор _____ Пирехов А.Г.

