



ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ ОБЩЕГО ВИДА

Медицинское изделие: Катетеры для перитонеального диализа, серии V-Neck, I, X, в вариантах исполнения, в наборах, с принадлежностями









Катетер для перитонеального диализа серии V-Neck с двойной манжетой, спиральный, 15F x 63см, левый (базовая комплектация)










Катетер для перитонеального диализа серии V-Neck с двойной манжетой, спиральный, 15F x 63см, левый (стандартная комплектация)







Упаковка для аппарата перитонеального диализа серии I, 15F x 31см, прямой, с двойной манжетой (базовая комплектация)




Катетер для перитонеального диализа серии I, 15F x 31см, прямой, с одной манжетой (базовая комплектация)








Катетер для перитонеального диализа серии I, 15F x 37см, прямой, с одной манжетой (базовая комплектация)




Катетер для перитонеального диализа серии I, 15F x 41 см, прямой, с одной манжетой (базовая комплектация)



Катетер для перитонеального диализа серии I, 15F x 42 см, прямой, с двойной манжетой (базовая комплектация)



Катетер для перитонеального диализа серии I, 15F x 42см, прямой, с одной манжетой (базовая комплектация)



Катетер для перитонеального диализа серии I, 15F x 46 см, прямой, с одной манжетой (базовая комплектация)





Устройство для гемодиализа серии I, 15F x 40,25 см, спиральный, с одной манжетой (базовая комплектация)











Катетер для перитонеального диализа серии I, 15F x 60 см, спиральный, с одной манжетой (базовая комплектация)





Катетер для перитонеального диализа серии I, 15F x 63 см, спиральный с двойной манжетой (стандартная комплектация)




Каталог









Катетер для перитонеального диализа серии I, 15F x 41 см, прямой, с одной манжетой (стандартная комплектация)



Катетер для перитонеального диализа серии I, 15F x 60 см, спиральный, с одной манжетой (стандартная комплектация)



Катетер для перитонеального диализа серии I, 15F x 57.5 см, спиральный, с двойной манжетой (стандартная комплектация)



Зажим


Адаптер типа Люэр

Инъекционный
колпачок

Титановый
переходник

SmedCOMP Катетер


08/18/2016 14:28



08/18/2016 14:19

2

**REMOVABLE "Y" LUER LOCK ADAPTER
INSTRUCTIONS FOR USE**



Intended Use: To provide dual access to a single lumen hemodialysis catheter.

Installation Procedure:

1. Install "Y" Adapter male luer onto female luer of catheter.
2. Turn base of adapter clockwise until secure.
3. Flush adapter with saline to ensure connection is secure.
4. Connect to bloodlines to begin treatment.

Warnings & Precautions:

- Examine connection before each treatment to prevent catheter leakage.

REF MCY300
REMOVABLE "Y" LUER LOCK ADAPTER
WITH EXTENSIONS AND CLIPS
1 UNIT

MS2X200




SC REP

2021-01-15

See insert for details on
Product use

Product name: REMOVABLE "Y" LUER LOCK ADAPTER WITH EXTENSIONS AND CLIPS



08/18/2016 11:59

medcomp
Medical Components, Inc.
1489 Delp Drive
Hartsville, PA, 17332 U.S.A.
Tel: 717-256-4301
Fax: 717-256-1787
www.medcompinc.com

REF MTC
1 UNIT
TITANIUM LUER ADAPTOR
(MALE - FEMALE)

LOT MCAP930

2021-04-06

CE
0434

EC REP
MPB Medical Product Service GmbH
Burgweg 20
33619 Bräunfelde, Germany

NOT FOR SALE

NOT MADE OR MANUFACTURED WITH NATURAL RUBBER LATEX
CAUTION: FEDERAL LAW RESTRICTS THIS DEVICE TO SALE BY OR ON THE ORDER OF A PHYSICIAN




(17) 0 088408 02544 5 (17) 210408 (10) MCAP930



insp. by Delp P

08/18/2016 14:15



08/18/2016 14:16

medCOMP®


REF FSX
FALLER STYLET
1 UNIT



MC AF620

2021-02-17

08/18/2016 12:03



Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью 40 листа(ов).

Должность, ФИО

Менеджер по регистрации

ЗАО Компания «Бакстер»

(подпись)

«04» октября 2016 года

Ю.С. Рудакова

М.П.

