

ОКЛ: 93 9890

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ОАО "Казанский медико-

инструментальный завод"



[Signature]

Н. Х. Шакиров

СПАТТЕЛЬ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЙ ДЛЯ ВЗЯТИЯ МАЗКА ДВУХСТОРОННИЙ
ПОЛИМЕРНЫЙ ОДНОРАЗОВЫЙ СТЕРИЛЬНЫЙ

Этикетка

3872.7.162.001 3T

Директор

ООО "Полимерные

изделия"

[Signature]

М. М. Харчевников



2004

В. № подл. Подпись и дата Взам. инв. № Инв. № дудл. Подпись и дата

Шпатель гинекологический для взятия мазка двухсторонний полимерный одноразовый стерильный (в дальнейшем - шпатель), предназначен для взятия мазка на цитологическое исследование из цервикального канала и с поверхности шейки матки.

Область применения - гинекология и дерматовенерология.

Шпатель предназначен для одноразового применения в клинических условиях.

Вид климатического исполнения - УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150-89.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Шпатель изготовлен из полистирола ударопрочного марки УПМ-0508 ГОСТ 28250-89.

Габаритные размеры: 204x16x5,5 мм.

Масса шпателя - не более 5 г.

Шпатели выпускаются стерильными в потребительской таре.

СТЕРИЛИЗАЦИЯ

Стерилизация шпателей обеспечивается газовым (окисью этилена) способом.

ХРАНЕНИЕ

Шпатели в упаковке предприятия-изготовителя должны храниться в сухом отапливаемом помещении при температуре от плюс 5 до плюс 40°С и относительной влажности воздуха не более 80% при температуре плюс 25°С.

СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

Шпатели соответствуют техническим условиям ТУ 9398-165-05519988-2004 и признаны годными для эксплуатации.

Дата выпуска _____ ОТК _____

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	3872.7.182.001 ЭТ	Шпатель гинекологический для взятия мазка двухсторонний полимерный одноразовый стерильный Этикетка	Лист	Лист	Лист
Разраб.	Александров	И.С.	8.09.04	Лист			Лист	Лист	
Пров. 1	Игметаян	В.А.	9.09.04	Лист			Лист	Лист	
Н. контр.	Винокурова	В.С.	9.09.04	Лист			Лист	Лист	

ОАО "КМБЗ"

Копировал

Шпатель 16

Подпись и дата

Взам. инв. № инв. № дубл.

Подпись и дата

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок годности шпателя - 3 года со дня стерилизации.

СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

Рекламации в установленном порядке предъявляют предприятию-изготовителю по адресу: 420021, г.Казань, ул.Сайдашева, 12, ООО "Полимерные изделия".

СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

Шпатели не токсичны.

Утилизация должна проводиться по правилам и в порядке, установленном МЗ России.

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Сертификат соответствия N _____

Срок действия _____

Выдан АНО "ЦСМО"

Место простановки знака соответствия.

Handwritten signature