


93 9619

код продукции

ПОРУЧЕНЬ К РАКОВИНЕ ПАСПОРТ СР 022.000 ПС



ДИРЕКТОР
С. В. ФОМИЧЕВ

1. Общие сведения об изделии и технические данные

1.1 Поручень к раковине СР 022, предназначен для опоры и поддержки пользователя при умывании.

1.2 Габаритные размеры изделия:

Длина – Б мм;

Ширина – А мм;

Высота – Н мм.

См. в табл. 1

Общий вид изделия




Рис. 1

1 – поручень

2 – опора

3 – гайка

4 – шуруп

5 – втулка

Таблица 1

Обозначение	А, мм	Б, мм	Н, мм
СР 022.000	650	475	700÷850
- 01	560	560	630
- 02	560	460	800
- 03	570	560	790
- 04	570	540	770
- 05	570	530	740
- 06	570	540	790
- 07	570	540	780
- 08	570	530	785
- 09	570	530	795
- 10	570	570	770
- 11	580	560	770
- 12	590	440	795
- 13	590	560	790
- 14	600	530	840
- 15	600	460	830
- 16	600	530	775
- 17	600	470	805
- 18	600	580	680
- 19	610	520	850
- 20	610	480	810
- 21	610	475	810
- 22	600	450	800
- 23	600	550	750

2 Комплектность

Комплект поставки в соответствии с табл. 2.

Таблица 2

Наименование детали	Кол-во шт.	Примечание
Шуруп 1-5×70	12	
Втулка	12	При креплении к бетонной стене

3. Рекомендации по сборке

3.1 Перед сборкой освободить детали от упаковки

3.2 Проверить комплектность

3.3 Ввернуть шурупы в места крепления по стрелке
см. Рис. 1

4 Гарантии изготовителя

4.1 Изготовитель гарантирует соответствие поручня к раковине требованиям ТУ 9396-021-03151538-96 при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

4.2 Гарантийный срок эксплуатации один год со дня выдачи изделия пользователю.

5 Транспортирование и хранение

5.1 Изделия транспортируют всеми видами крытого транспортных средств в соответствии с правилами перевозок, действующими на каждом виде транспорта

5.2 Изделия в упаковке предприятия изготовителя должны храниться на складах поставщика и потребителя при температуре воздуха $t+40^{\circ}- -50^{\circ}\text{C}$ по ГОСТ 15150-69.

6 Условия эксплуатации

Температура воздуха $+35^{\circ}- +10^{\circ}\text{C}$.

Относительная влажность 80% при 25°C .

7. Свидетельство о приёме

Изделие изготовлено и принято в соответствии с
обязательными требованиями Государственных стандартов,
ТУ 9396-021-03151538-96 и признано годным к
эксплуатации

ΜΠ

подпись лица,
ответственного за приёмку

расшифровка подписи

« » 201 год.
число. месяц

Дата продажи

штамп, подпись организации реализующей продукцию

Адрес предприятия – изготовителя:

Башкортостан, 450069.

г. Уфа, ул. Высоковольтная, д. 6

ФГУП «Уфимский ЗМПИ» Минздравсоцразвития

России.

По вопросам приобретения продукции обращаться:

ФСО тел.: (347)267-16-93;

Отдел маркетинга тел.: (347)267-16-13;

По вопросам качества продукции обращаться:

ОТК тел.: (347) 267-16-13.


Всего прошнуровано,
пронумеровано и скреплено
печатью тридцать листов

Подпись _____



93 9619
код продукции

**ПОДСТАВКА к УНИТАЗУ
ДЕТСКАЯ
СР023
Паспорт
СР 023 ПС**



**ДИРЕКТОР
С. Б. ФОРМУЧЕВ**


1. Назначение и общие сведения об изделии

1.1 Подставка к унитазу детская СР023 служит для удобства пользования унитазом.

1.2 Габаритные размеры изделия:

высота поручней	- 600мм;
высота площадки от пола	- 270мм;
ширина	- 580мм;
глубина	- 500мм
вес стула, (не более)	- 5кг.

Общий вид подставки к унитазу детской



2. Комплексность

Подставка к унитазу детская СР023..... 1 шт.

Паспорт СР023 ПС..... 1 шт.

3. Гарантии изготовителя

3.1 Изготовитель гарантирует соответствие подставки к унитазу требованиям ТУ9396-021-03151538-96, при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня выдачи подставки к унитазу пользователю.

4. Транспортирование и хранение

4.1 Изделие транспортируют всеми видами крытых транспортных средств в соответствии с правилами перевозок, действующими на каждом виде транспорта.

4.2 Изделие в упаковке предприятия-изготовителя должны храниться на складах поставщика и потребителя при температуре воздуха +40°C-50°C по ГОСТ 15150-69.

5. Условия эксплуатации

Температура воздуха +35°C-10°C

Относительная влажность воздуха 80% при 15°C

6. Свидетельство о приёмке

Подставка к унитазу изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признана годной для эксплуатации.

МП

подпись лица
ответственного за приёмку

расшифровка подписи

« » 2010 год.

число,

месяц,

год

Адрес предприятия – изготовителя:

Башкортостан, 450069,

г. Уфа, ул. Высоковольтная, 6

ФГУП «Уфимский ЗМПИ» Минздравсоцразвития России

По вопросам приобретения продукции обращаться:

ФСО тел.: (347)267-16-93;


Отдел маркетинга тел.: (347)267-16-03;

По вопросам качества продукции обращаться:

ОТК тел.: (347) 267-16-13.

Всего прошнуровано,
пронумеровано и скреплено
печатью три лист

Подпись




[illegible]

24

93 9619

код продукции

ПОРУЧНИ КОРИДОРНЫЕ ПАСПОРТ СР 049.000 ПС



ДИРЕКТОР
С. В. ФОМИЧЁВ

1. Общие сведения об изделии

1.1 Поручни коридорные предназначены для опоры и поддержки пользователей в процессе их перемещения (при ходьбе, проезде в кресле-коляске и т. д.)


Устанавливается на стенах коридоров, холлов, спортзалов. Изготавливается из древесины твердых пород. Кронштейны металлические литые с полимерным покрытием.

Габаритные размеры изделия:

Длина: 1270; 2400; 3600; 4800; 6000; 7200; 8400; 9600; 10800 мм.

Просвет от стены 52 мм.

Общий вид изделия



2. Гарантии изготовителя

2.1 Изготовитель гарантирует соответствие поручней коридорных действующей нормативно-технической документации

ТУ9396-021-03151538-96 при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

2.2 Гарантийный срок эксплуатации один год со дня выдачи изделия пользователю или заказчику.

В течение этого срока предприятие-изготовитель проводит необходимый ремонт или замену поручней коридорных бесплатно.

3. Транспортирование и хранение

3.1 Изделия транспортируют всеми видами крытых транспортных средств в соответствии с правилами перевозок, действующими на каждом виде транспорта.

3.2 Изделия в упаковке предприятия изготовителя должны храниться на складах поставщика и потребителя при температуре воздуха $t +40^{\circ} - -50^{\circ}\text{C}$ по ГОСТ 15150-69.

5. Свидетельство о приёмке

Поручни коридорные изготовлены и приняты в соответствии с обязательными требованиями ТУ9396-021-03151538-96, и признаны годными для эксплуатации.

МП

подпись лица,
ответственного за приёмку

расшифровка подписи

« » 2010 год.
число, месяц

Дата продажи

штамп, подпись организации реализующей продукцию

Адрес предприятия – изготовителя:

Башкортостан, 450069,

г. Уфа, ул. Высоковольтная, 6

ФГУП «Уфимский ЗМПИ» Минздравсоцразвития

России.

По вопросам приобретения продукции обращаться:

ФСО тел.: (347)267-16-93;


Отдел маркетинга тел.: (347)267-16-03;

По вопросам качества продукции обращаться:

ОТК тел.: (347)267-16-13.

Всего прошнуровано,
пронумеровано и скреплено
печатью два листа

Подпись _____




714

93 9619

код продукции

ПОРУЧЕНЬ-СКОБА ПАСПОРТ СР 019.000 ПС



**ДИРЕКТОР
С. В. ФОМИЧЕВ**

1. Общие сведения об изделии

1.1 Поручень-скоба СР 019 служит опорой при передвижении. Устанавливается на стенах ванных комнат, туалетов, душевых.


Габаритные размеры изделия:

Длина: 300, 500, 675, 750, 850, 1025 мм;

Размеры: от 300 до 1025 мм;

Просвет от стены 90 мм.

Общий вид изделия



1 – фланец

2 – труба

2. Гарантии изготовителя

2.1 Изготовитель гарантирует соответствие поручня-скобы действующей нормативно-технической документации

ТУ9396-021-03151538-96 при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

2.2 Гарантийный срок эксплуатации один год со дня выдачи изделия пользователю или заказчику. В течение этого срока предприятие-изготовитель проводит необходимый ремонт или замену поручня-скобы бесплатно.

3. Транспортирование и хранение

3.1 Изделия транспортируют всеми видами крытых транспортных средств в соответствии с правилами перевозок, действующими на каждом виде транспорта.

3.2 Изделия в упаковке предприятия изготовителя должны храниться на складах поставщика и потребителя при температуре воздуха $t +40^{\circ}\text{C} - -50^{\circ}\text{C}$ по ГОСТ 15150-69.

4. Условия эксплуатации

Температура воздуха $+35^{\circ}\text{C} - +10^{\circ}\text{C}$.

Относительная влажность 80% при 25°C .

5. Свидетельство о приёме

Поручень-скоба изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями ТУ9396-021-03151538-96, и признана годной для эксплуатации.

МП

подпись лица,
ответственного за приёмку

расшифровка подписи

« » 2010 год.
число, месяц

Дата продажи

штамп, подпись организации реализующей продукцию

Адрес предприятия – изготовителя:

Башкортостан, 450069,

г. Уфа, ул. Высоковольтная, 6

ФГУП «Уфимский ЗМПИ» Минздравсоцразвития

России.

По вопросам приобретения продукции обращаться:

ФСО тел.: (347)267-16-93;


Отдел маркетинга тел.: (347)267-16-03;

По вопросам качества продукции обращаться:

ОТК тел.: (347)267-16-13.

Всего прошнуровано,
пронумеровано и скреплено
печатью м/и д/и

Подпись _____




ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ
КОПИЯ Б/П
Зарегистрировано
714

93 9619

код продукции

ИЗГЛОВЬЕ ДЛЯ КРОВАТИ ПАСПОРТ СР 030.000 ПС



ДИРЕКТОР
С. В. ФОРМЧЕВ


1. Общие сведения об изделии

1.1 Съёмное устройство для кровати позволяющее изменять угол наклона изголовья от 0 до 75°. Предназначено для создания комфорта лежащему больному, пользователю, пожилому человеку.

Габаритные размеры:

- ширина – 650 мм;
- длина – 500 мм;
- угол наклона – 0-75°.

Общий вид изделия



1 – упор
2 – опора
наклонная

3 – опора
горизонтальная
4 – связка

2. Гарантии изготовителя

2.1 Изготовитель гарантирует соответствие изголовья для кровати, действующей нормативно-технической документации ТУ9396-021-03151538-96 при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

2.2 Гарантийный срок эксплуатации один год со дня выдачи изделия пользователю.

В течение этого срока предприятие-изготовитель проводит необходимый ремонт или замену изголовья для кровати бесплатно.

3. Транспортирование и хранение

3.1 Изголовья для кровати транспортируют всеми видами крытых транспортных средств в соответствии с правилами перевозок, действующими на каждом виде транспорта.

3.2 Изголовья для кровати в упаковке предприятия изготовителя должны храниться на складах поставщика и потребителя при температуре воздуха $t +40^{\circ} - -50^{\circ}\text{C}$ по ГОСТ 15150-69.

4. Условия эксплуатации

Температура воздуха $+35^{\circ}\text{C} - +10^{\circ}\text{C}$.

Относительная влажность 80% при 25°C .

5. Свидетельство о приёме

Изголовье для кровати изготовлено и принято в соответствии с обязательными требованиями ТУ 9396-021-03151538-96, и признано годным для эксплуатации.

МП _____
подпись лица,
ответственного за приёмку

расшифровка подписи

« ____ » _____ 201__ год.
число, _____ месяц

Дата продажи _____

пштамп, подпись организации реализующей продукцию

Адрес предприятия – изготовителя:

Башкортостан, 450069,

г. Уфа, ул. Высоковольтная, 6

ФГУП «Уфимский ЗМПИ» Минздравсоцразвития России.

По вопросам приобретения продукции обращаться:

ФСО тел.:(347) 67-16-93;


Отдел маркетинга тел.: (347)67-16-03;

По вопросам качества продукции обращаться:

ОТК тел.: (347)67-16-33.

Всего прошнуровано,
пронумеровано и скреплено
печатью м/г лист

Подпись [подпись]




ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ЦИРМИ"
ОГРН 1045000000000
ИНН 5001000000
ОГРНИП 1045000000000
Средства
9/11

939619

код продукции

ШВЕДСКАЯ СТЕНКА ПАСПОРТ СР 043.000 ПС



ДИРЕКТОР
С. Б. ФОРМЧЕВ

1. Основные сведения об изделии и технические данные

1.1 Назначение изделия


Шведская стенка предназначена для общефизической подготовки.

1.2 Техническая характеристика

Габаритные размеры:

- высота 2000 мм;
- ширина одной секции 820 мм;
- изделие многосекционное (7 секций);

Общий вид изделия



1 – кронштейн верхний	- 16 шт.,	5 – шайба	- 64 шт.,
2 – шпилька	- 14 шт.,	6 – шпилька 8×90	- 8 шт.,
3 – секция	- 7 шт.,	8×150	- 24 шт.,
4 – кронштейн	- 16 шт.,	7 – гайка М8	- 64 шт.,
		8 – шуруп 8× 50	- 122 шт.

1.3 Комплект поставки

- шведская стенка (количество секций) – 7;
- паспорт СР043.000 ПС;
- узлы крепления.

2. Сроки службы и хранения, гарантии изготовителя

2.1 Средний срок службы шведской стенки – 7 лет.

2.2 Изготовитель гарантирует соответствие шведской стенки ТУ9396-021-03151538-96 при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

2.3 Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня приобретения.

3. Транспортирование и хранение

3.1 Изделия транспортируют всеми видами крытых транспортных средств в соответствии с правилами перевозок, действующими на каждом виде транспорта.

3.2 Изделия в упаковке предприятия изготовителя должны храниться на складах поставщика и потребителя при температуре воздуха $t +40^{\circ}\text{C} — -50^{\circ}\text{C}$ по ГОСТ 15150-69.

4. Условия эксплуатации

Температура воздуха $+35^{\circ}\text{C} — +10^{\circ}\text{C}$.

Относительная влажность 80% при 25°C .

5. Свидетельство о приёмке

Изделие изготовлено и принято в соответствии с обязательными требованиями Государственных стандартов, действующей технической документацией и признано годным для эксплуатации.

МП

подпись лица,
ответственного за приёмку

расшифровка подписи

« » 201 год.
число, месяц

Дата продажи _____

штамп, подпись организации реализующей продукцию

Адрес предприятия – изготовителя:

Башкортостан, 450069,

г. Уфа, ул. Высоковольтная, 6

ФГУП «Уфимский ЗМПИ» Минздравсоцразвития России.

По вопросам приобретения продукции обращаться:

ФСО тел.: (347) 67-16-93;

Отдел маркетинга тел.: (347) 67-16-03;

По вопросам качества продукции обращаться:


ОТК тел.: (347) 67-16-33.

Всего прошнуровано,
пронумеровано и скреплено
печатью м.п. лист

Подпись


[Подпись]





код продукции

**БРУСЬЯ ДЛЯ
ОБУЧЕНИЯ ХОДЬБЕ
ПАСПОРТ
СР 025. ПС**




ДИРЕКТОР
С. Б. БОММЧЕВ

1. Общие сведения об изделии

1.1 Брусья предназначены для опоры при обучении навыкам ходьбе пользователей в стационарных протезно-ортопедических учреждениях, в домах-интернатах и других лечебных учреждениях и в домашних условиях .

Габаритные размеры изделия:

- длина - 2300 мм;
- ширина – 800 мм;
- высота – 860-1260 мм;



2. Гарантии изготовителя

2.1 Изготовитель гарантирует соответствие брусьев для обучения ходьбе действующей нормативно-технической документации ТУ9396-021-03151538-96 при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

2.2 Гарантийный срок эксплуатации один год со дня выдачи изделия пользователю.

В течение этого срока предприятие-изготовитель проводит необходимый ремонт или замену брусьев для обучения ходьбе бесплатно.

3. Транспортирование и хранение

3.1 Брусья для обучения ходьбе транспортируют всеми видами крытых транспортных средств в соответствии с правилами перевозок, действующими на данном виде транспорта.

3.2 Брусья для обучения ходьбе в упаковке предприятия изготовителя должны храниться на складах поставщика и потребителя при температуре воздуха $t -50 - +50^{\circ}\text{C}$ по ГОСТ 15150-69.

4. Условия эксплуатации

Температура воздуха $+35^{\circ}\text{C} - +10^{\circ}\text{C}$.

Относительная влажность 98% при $+25^{\circ}\text{C}$.

5. Свидетельство о приёмке

Брусья для обучения ходьбе изготовлены и приняты в соответствии с обязательными требованиями ТУ9396-021-03151538-96, и признаны годными для эксплуатации.

МП

подпись лица,
ответственного за приёмку

расшифровка подписи

« ____ » _____ 200 ____ год.
число месяц

Дата продажи

печать, подпись организации реализующей продукцию

Адрес предприятия – изготовителя:

Башкортостан, 450069,

г. Уфа, ул. Высоковольтная, 6

ФГУП «Уфимский ЗМПИ» Минздравсоцразвития России.

По вопросам приобретения продукции обращаться:

ФСО тел.: (347)267-16-93;

Отдел маркетинга тел.: (347)267-16-03;

По вопросам качества продукции обращаться:

ОТК тел.: (347)267-16-13.

Всего прошнуровано,
пронумеровано и скреплено
печатью два лист

Подпись [подпись]



ФНП ФАП № 1
А. И. Савоскин
КОПИЯ ВЕР.
Зав. копией
8/10/20

93 9619

код продукции

**ТУРНИК К ШВЕДСКОЙ СТЕНКЕ
ПАСПОРТ
СР 021.000 ПС**



**ДИРЕКТОР
С. Е. ФОНУЧЕВ**


1. Общие сведения об изделии

1.1 Турник к шведской стенке предназначен для выполнения опорных гимнастических упражнений.

Габаритные размеры изделия:


- длина – 660 мм;
- ширина – 510 мм;
- высота – 402 мм;

Общий вид изделия



Турник к шведской стенке

Всего прошнуровано,
пронумеровано и скреплено
печатью 462 лист
Подпись [подпись]



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ
КОПИЯ ВЕР
Зав. канц. Ларина
Л.А.

93 9619

код продукции

**ПОДСТАВКА-СКАМЕЙКА
К ВАННЕ
ПАСПОРТ
СР 018.000 ПС**



ДИРЕКТОР

С. В. ФОРМЧЕВ


1. Общие сведения об изделии

1.1 Подставка-скамейка к ванне предназначена для повышения комфортности при пользовании ванной.

Габаритные размеры изделия:

- длина – 650 мм;
- ширина – 420 мм;
- высота – 250 мм;

Общий вид изделия



- 1 – планка
- 2 – каркас
- 3 – наконечник

2. Гарантии изготовителя

2.1 Изготовитель гарантирует соответствие подставки-скамейки к ванне действующей нормативно-технической документации ТУ9396-021-03151538-96 при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

2.2 Гарантийный срок эксплуатации один год со дня выдачи изделия пользователю.

В течение этого срока предприятие-изготовитель проводит необходимый ремонт или замену подставки-скамейки бесплатно.

3. Транспортирование и хранение

3.1 Подставки-скамейки транспортируют всеми видами крытых транспортных средств в соответствии с правилами перевозок, действующими на данном виде транспорта.

3.2 Подставки-скамейки в упаковке предприятия изготовителя должны храниться на складах поставщика и потребителя при температуре воздуха $t +40^{\circ} - -50^{\circ}\text{C}$ по ГОСТ 15150-69.

4. Условия эксплуатации

Температура воздуха $+35^{\circ}\text{C} - +10^{\circ}\text{C}$.

Относительная влажность 80% при 25°C .

5. Свидетельство о приёмке

Подставка-скамейка изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями ТУ9396-021-03151538-96, и признана годной для эксплуатации.

МП

подпись лица,
ответственного за приёмку

расшифровка подписи

« » 200 год.
число месяц

Дата продажи _____

штамп, подпись организации реализующей продукцию

Адрес предприятия – изготовителя:

Башкортостан, 450069,

г. Уфа, ул. Высоковольтная, 6

ФГУП «Уфимский ЗМПИ» Минздравсоцразвития России.

По вопросам приобретения продукции обращаться:

ФСО тел.: (347)267-16-93;

Отдел маркетинга тел.:(347)2 67-16-03;

По вопросам качества продукции обращаться:


ОТК тел.:(347)267-16-13.

Всего прошнуровано,
пронумеровано и скреплено
печатью м/у ЛИСТ

Подпись

[Handwritten signature]






93 9619

код продукции

ПОРУЧЕНЬ СТАЦИОНАРНЫЙ К УНИТАЗУ ПАСПОРТ СР040 -01ПС



**ДИРЕКТОР
С. В. ФОМИЧЕВ**

1. Общие сведения об изделии и технические данные

1.1. Поручень стационарный к унитазу служит дополнительной опорой при пользовании туалетом.

1.2. Габаритные размеры изделия:

- длина – 450 мм;
- ширина – не более 630 мм;
- высота – не более 750 мм;




Рис.1

2. Комплектность.

Комплект поставки в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1

Наименование детали	Обозначение	Количество, шт.
Опора поз.1	СР.040.010-01	1
Стойка поз.2	СР.040.020-01	2
Стойка левая поз.4	СР.040.002-01	1
Стойка правая поз.3	СР.040.001-01	1
Втулка	СР.040.007-01	4
Шайба,	829.04	8
Гайка М6	1/25742/11	6
Наконечник	№19	2

3. Рекомендации по сборке

3.1. Перед сборкой освободить детали от упаковки.

3.2. Проверить комплектность.

3.3 Стойки поз.2 регулируемые по высоте соединить с опорой поз.1, закрутив винты с одетыми на них шайбами и гайками (см. рис. 1).

4. Гарантии изготовителя

4.1. Изготовитель гарантирует соответствие поручня к унитазу стационарного требованиям ТУ9396-021-03151538-96 при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

4.2. Гарантийный срок эксплуатации один год со дня выдачи изделия пользователю.

5. Транспортирование и хранение

5.1. Изделия транспортируют всеми видами крытых транспортных средств в соответствии с правилами перевозок, действующими на каждом виде транспорта.

5.2. Изделия в упаковке предприятия изготовителя должны храниться на складах поставщика и потребителя при температуре воздуха $t +40^{\circ}\text{C} - -50^{\circ}\text{C}$ по ГОСТ 15150-69.

6. Условия эксплуатации

Температура воздуха $+35^{\circ}\text{C} - +10^{\circ}\text{C}$.

Относительная влажность 80% при 25°C .

7. Свидетельство о приемке

Изделие изготовлено и принято в соответствии с обязательными требованиями Государственных стандартов,
ТУ 9396-021-03151538-96 и признано годным к эксплуатации.

МП _____
_____ подпись лица,
расшифровка подписи
ответственного за приёмку

« ____ » _____ 20 ____ год.
число, _____ месяц

Дата продажи

_____ штамп, подпись организации
реализующей продукцию

Адрес предприятия – изготовителя:

Башкортостан, 450069,

г. Уфа, ул. Высоковольтная, 6

ФГУП «Уфимский ЗМПИ»

Минздравсоцразвития России.

По вопросам приобретения продукции
обращаться:

ФСО тел.: (347)267-16-93;


Отдел маркетинга тел.: (347)267-16-03;

По вопросам качества продукции обращаться:

ОТК тел.: (347)67-16-13.

Всего прошнуровано,
пронумеровано и скреплено
печатью офи лист

Подпись _____



УТВЕРЖДАЮ
Директор ЦИРМИ

СОПЯ ВЕЛ
С.В. СЕМЕНОВ

93 9619

код продукции

**ПОДСТАВКА-ПОРУЧЕНЬ
К УНИТАЗУ
ПАСПОРТ
CP 040.000.000 ПС**



**ДИРЕКТОР
С. В. ФОРМЧЕВ**

1. Общие сведения об изделии и технические данные

1.1. Подставка-поручень к унитазу служит дополнительной переносной опорой при пользовании унитазом.

1.2. Габаритные размеры изделия:

- длина – 500 мм;
- ширина – 600 мм;
- высота – 850 мм;




Рис.1

2. Комплектность.

Комплект поставки в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1

Наименование детали	Обозначение	Количество, шт.
Боковина	СР.040.000.004	2
Связка	СР.040.020.000	2
Болт	СР.040.000.002	4
Шайба, 8х12	26427/01 БЗАН	4
Наконечник	№22	4

3. Рекомендации по сборке

- 3.1. Перед сборкой освободить детали от упаковки.
- 3.2. Проверить комплектность.
- 3.3. Болты отвинтить от связок.
- 3.4. Боковины соединить со связками, закрутив болты с одетыми на них шайбами (см. рис. 1).

4. Гарантии изготовителя

4.1. Изготовитель гарантирует соответствие подставки-поручня к унитазу требованиям ТУ9396-021-03151538-96 при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

4.2. Гарантийный срок эксплуатации один год со дня выдачи изделия пользователю.

5. Транспортирование и хранение

5.1. Изделия транспортируют всеми видами крытых транспортных средств в соответствии с правилами перевозок, действующими на каждом виде транспорта.

5.2. Изделия в упаковке предприятия изготовителя должны храниться на складах поставщика и потребителя при температуре воздуха $t +40^{\circ}\text{C} - -50^{\circ}\text{C}$ по ГОСТ 15150-69.

6. Условия эксплуатации

Температура воздуха $+35^{\circ}\text{C} - +10^{\circ}\text{C}$.

Относительная влажность 80% при 25°C .

7. Свидетельство о приемке

Изделие изготовлено и принято в соответствии с обязательными требованиями Государственных стандартов, ТУ 9396-021-03151538-96 и признано годным к эксплуатации.

МП

подпись лица,
ответственного за приёмку

расшифровка подписи

« » 201 год.
число. месяц

Дата продажи

штамп, подпись организации реализующей продукцию

Адрес предприятия – изготовителя:

Башкортостан, 450069,

г. Уфа, ул. Высоковольтная, 6

ФГУП «Уфимский ЗМПИ» Минздравсоцразвития России

По вопросам приобретения продукции обращаться:

ФСО тел.: (347) 267-16-93;


Отдел маркетинга тел.: (347) 267-16-03;

По вопросам качества продукции обращаться:

ОТК тел.: 267-16-13.

Всего прошнуровано,
пронумеровано и скреплено
печатью н/с л/с

Подпись




ОТДЕЛ ОБЩЕСТВЕННЫХ СООБЩЕСТВ
ОТДЕЛ ОБЩЕСТВЕННЫХ СООБЩЕСТВ
КОПИЯ ВЕРНА
Сек. канцелярии
Handwritten signature

93 9619

код продукции

СИДЕНЬЕ НА ВАННУ ПАСПОРТ СР 029.000 ПС



**ДИРЕКТОР
С. В. ФОМИЧЕВ**

1. Основные сведения об изделии технические данные

1.1 Назначение изделия.


Сиденье на ванну предназначено для облегчения принятия ванны в положении сидя. Изготовлено из стальных труб с полимерным покрытием, сиденье и спинка деревянные, регулируется по ширине ванны выдвижением боковин.

1.2 Техническая характеристика.

Габаритные размеры изделия:

- длина 620-770 мм;
- размеры 450 мм;
- высота 310 мм.

Общий вид изделия



- | | |
|----------------|--------------|
| 1 – каркас | 4 – боковина |
| 2 – решётка | 5 – решётка |
| 3 – наконечник | 6 – заглушка |

Регулировка изделия

Регулировка сиденья на ванну по ширине осуществляется выдвижением двух боковин поз. 4 симметрично с двух сторон по стрелкам.

2. Гарантии изготовителя

2.1 Изготовитель гарантирует соответствие сиденья на ванну требованиям ТУ 9396-021-03151538-96 при соблюдении условий эксплуатации, требований транспортирования и хранения.

2.2 Гарантийный срок эксплуатации один год со дня выдачи сиденья пользователю.

В течение этого срока предприятие-изготовитель проводит необходимый ремонт или замену сиденья на ванну бесплатно.

3. Транспортирование и хранение

3.1 Изделия транспортируют всеми видами крытых транспортных средств в соответствии с правилами перевозок, действующими на каждом виде транспорта.

3.2 Изделия в упаковке предприятия изготовителя должны храниться на складах поставщика и потребителя при температуре воздуха $t +40^{\circ} - -50^{\circ}\text{C}$ по ГОСТ 15150-69.

4. Условия эксплуатации

Температура воздуха $+35^{\circ}\text{C} - +10^{\circ}\text{C}$.

Относительная влажность 80% при 25°C .

5. Свидетельство о приёмке

Сиденье на ванну изготовлено и принято в соответствии с обязательными требованиями Государственных стандартов, действующей технической документацией ТУ 9396-021-03151538-96, и признано годным для эксплуатации.

МП

подпись лица,
ответственного за приёмку

расшифровка подписи

« » 201_ год.
число, месяц

Дата продажи _____

штамп, подпись организации реализующей продукцию

Адрес предприятия – изготовителя:

Башкортостан, 450069,

г. Уфа, ул. Высоковольтная, 6

ФГУП «Уфимский ЗМПИ» Минздравсоцразвития России..

По вопросам приобретения продукции обращаться:

ФСО тел.: 67-16-93;

Отдел маркетинга тел.: 67-16-03;

По вопросам качества продукции обращаться:

ОТК тел.: 67-16-33.

Всего прошнуровано,
пронумеровано и скреплено
печатью три лист

Подпись _____




С. 1

93 9619

код продукции

ПОРУЧЕНЬ К РАКОВИНЕ ПАСПОРТ СР 022.000 Б ПС



ДИРЕКТОР
С. В. ФОМИЧЕВ

1. Общие сведения об изделии и технические данные

1.1 Поручень к раковине СР 022 Б, предназначен для опоры и поддержки пользователя при умывании.

1.2 Габаритные размеры изделия:

Длина – Б мм 540 мм;

Ширина – А мм 600 мм;

Высота – Н мм 840 мм.

Общий вид изделия




Рис. 1

- | | |
|--------------|------------|
| 1 – поручень | 3 – втулка |
| 2 – шуруп | 4 – опора |

Таблица 1

2 Комплектность

Комплект поставки в соответствии с табл. 2.

Таблица 2

Наименование детали	Кол-во шт.	Примечание
Шуруп 1-5×70	9	
Втулка	9	При креплении к бетонной стене

3. Рекомендации по сборке

- 3.1 Перед сборкой освободить детали от упаковки
- 3.2 Проверить комплектность
- 3.3 Ввернуть шурупы в места крепления по стрелке см. Рис. 1

4 Гарантии изготовителя

4.1 Изготовитель гарантирует соответствие поручня к раковине требованиям ТУ 9396-021-03151538-96 при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

4.2 Гарантийный срок эксплуатации один год со дня выдачи изделия пользователю.

5 Транспортирование и хранение

5.1 Изделия транспортируют всеми видами крытого транспортных средств в соответствии с правилами перевозок, действующими на каждом виде транспорта

5.2 Изделия в упаковке предприятия изготовителя должны храниться на складах поставщика и потребителя при температуре воздуха $t+40^{\circ}- -50^{\circ}\text{C}$ по ГОСТ 15150-69.

6 Условия эксплуатации

Температура воздуха $+35^{\circ}- +10^{\circ}\text{C}$.

Относительная влажность 80% при 25°C .

7 Свидетельство о приёмке

Изделие изготовлено и принято в соответствии с обязательными требованиями Государственных стандартов,

ТУ 9396-021-03151538-96 и признано годным к эксплуатации

МП

подпись лица,
ответственного за приёмку

расшифровка подписи

« ____ » _____ 201__ год.
число, месяц

Дата продажи _____

штамп, подпись организации реализующей продукцию

Адрес предприятия – изготовителя:

Башкортостан, 450069,

г. Уфа, ул. Высоковольтная, д. 6

ФГУП «Уфимский ЗМП» Минздравсоцразвития России.

По вопросам приобретения продукции обращаться:


ФСО тел.: (347)67-16-93;

Отдел маркетинга тел.: (347)67-16-03;

По вопросам качества продукции обращаться:

ОТК тел.: (347)67-16-33.

Всего прошнуровано,
пронумеровано и скреплено
печатью три лист
Подпись [подпись]



КОМПЕТЕНТНОСТЬ
Согласно...

93 9619

код продукции

ПОРУЧЕНЬ К РАКОВИНЕ ПАСПОРТ СР 022.000 А ПС



ДИРЕКТОР
С. В. ФОМИЧЕВ

1. Общие сведения об изделии и технические данные

1.1 Поручень к раковине СР 022 А, расположенной в правом и левом углу, предназначен для опоры и поддержки пользователя при умывании.

1.2 Габаритные размеры изделия:

Длина – Б мм;

Ширина – А мм;

Высота – Н мм.

Общий вид изделия




Рис. 1

1 – поручень

2 – опора

3 – гайка

4 – шуруп

5 – втулка

Таблица 1

Обозначение	А, мм	Б, мм	Н, мм
СР 022.000 А	575	475	700÷850
- 01А	510	630	815
- 02А	560	560	820
- 03А	560	560	865
- 04А	600	450	735
- 05А	620	500	765
- 06А	630	520	810
- 07А	640	540	760
- 08А	680	530	795
- 09А	720	460	765
- 10А	670	510	810

2 Комплектность

Комплект поставки в соответствии с табл. 2.

Таблица 2

Наименование детали	Кол-во шт.	Примечание
Шуруп 1-5×70	9	
Втулка	9	При креплении к бетонной стене

При заказе указать обозначение поручня к раковине и в каком углу она расположена.

3. Рекомендации по сборке

3.1 Перед сборкой освободить детали от упаковки

3.2 Проверить комплектность

3.3 Ввернуть шурупы в места крепления по стрелке см. Рис. 1

4 Гарантии изготовителя

4.1 Изготовитель гарантирует соответствие поручня к раковине требованиям ТУ 9396-021-03151538-96 при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

4.2 Гарантийный срок эксплуатации один год со дня выдачи изделия пользователю.

5 Транспортирование и хранение

5.1 Изделия транспортируют всеми видами крытого транспортных средств в соответствии с правилами перевозок, действующими на каждом виде транспорта

5.2 Изделия в упаковке предприятия изготовителя должны храниться на складах поставщика и потребителя при температуре воздуха $t+40^{\circ}- -50^{\circ}\text{C}$ по ГОСТ 15150-69.

6 Условия эксплуатации

Температура воздуха $+35^{\circ}- +10^{\circ}\text{C}$.

Относительная влажность 80% при 25°C .

7 Свидетельство о приёмке

Изделие изготовлено и принято в соответствии с обязательными требованиями Государственных стандартов,

ТУ 9396-021-03151538-96 и признано годным к эксплуатации

МП

подпись лица,
ответственного за присмку

расшифровка подписи

« » 200 год.
число, месяц

Дата продажи _____

_____ штамп, подпись организации реализующей продукцию

Адрес предприятия – изготовителя:

Башкортостан, 450069,

г. Уфа, ул. Высоковольтная, д. 6

ФГУП «Уфимский ЗМПИ» Минздравсоцразвития России.

По вопросам приобретения продукции обращаться:

ФСО тел.: (347)67-16-93;

Отдел маркетинга тел.: (347)67-16-03;

По вопросам качества продукции обращаться:

ОТК тел.: (347)67-16-33.

Всего прошнуровано,
пропумеровано и скреплено
печатью н/д лист

Подпись

