

**Фотографические изображения медицинского изделия:
Контейнер для хранения лекарственных средств «ТАБЛЕТОН»,
в вариантах исполнения**

Kasetka do dawkowania leków jednodniowa
2 dawkowania

- Data ważności: nie określa się
- Wyrób wielokrotnego użytku
- Przechowywać w miejscu trudnodostępnym dla dzieci



seria 03/2013

EL-COMP

2013



Producent: „EL-COMP”
ul. Warszawska 11, 82-300 Elbląg,
tel. 55 234 28 35, fax 55 236 17 47
www.el-comp.pl



5 907513 008088



Kasetka do dawkowania leków jednodniowa
3 dawkowania


- Data ważności : nie określa się
- Wyrób wielokrotnego użytku
- Przechowywać w miejscu trudnodostępnym dla dzieci



seria 1/2016

EL-COMP

2016



Producent: „EL-COMP”
ul. Warszawska 11, 82-300 Elbląg,
tel. 55 234 28 35, fax 55 236 17 47
www.el-comp.pl



NIE NALEŻY MYĆ
W ZMYWARCE DO NACZYŃ





3. Контейнер на 1 день по 4 приема «ТАБЛЕТОН мини 4»;

EL-COMP- ELENA Mini
Kasetka do dawkowania leków
jednodniowa czterokomorowa

- Data ważności: nie określa się
- Wyrób wielokrotnego użytku,
- Przechowywać w miejscu trudnodostępnym dla dzieci



seria 09/2014

EL-COMP 2014



Producent: „EL-COMP”
ul. Warszawska 11, 82-300 Elbląg
tel. 55 234 28 35, fax 55 236 17 47
www.el-comp.pl





EL-COMP



5 907513 008323

Data ważności : nie określa się
Seria: 12/2015

Zapraszamy do zakupów pozostałych naszych produktów:

 Kasetka tygodniowa 4 pory dnia El-Comp Elena Nr BLOZ 9061668	 Tygodniowa kasetka MINI7 z podziałem na 3 pory dnia Nr BLOZ 9048002	 Tygodniowa kasetka MAXI7 z podziałem na 4 pory dnia Nr BLOZ 9035875	 Dzienna kasetka Kd3 na 3 pory dnia Nr BLOZ 9036222	 Kasetka jednodniowa 4 pory dnia El-Comp Elena mini Nr BLOZ 9061669	 Przeponarka do tabletek Nr BLOZ 9050607
			 Krusząca do tabletek Nr BLOZ 9054377	 Czyściak do języka z łożyskiem na moc dentytacyjną Nr BLOZ 9041708	 Wyciskarka do past i kremów w tubkach Nr BLOZ 9047059



Kasetka do dawkowania leków jednodniowa
4 dawkowania

- Data ważności : nie określa się
- Wyrób wielokrotnego użytku,
- Przechowywać w miejscu trudnodostępnym dla dzieci



seria 10/2015

EL-COMP 2015




Producent: „EL-COMP”
ul. Warszawska 11, 82-300 Elbląg
tel. 55 234 28 35, fax 55 236 17 47
www.el-comp.pl



NIE NALEŻY MYĆ
W ZMYWARCE DO NACZYŃ





W celu umieszczenia tabletek w dozowniku należy wyciągnąć zatyczki zakrywające poszczególne komory. Zgodnie z zaleceniami lekarza rozmieścić lekarstwa w odpowiednich komorach, które odpowiadają właściwej porze dnia i poszczególnym dniom tygodnia. Po rozdysponowaniu tabletek w poszczególnych komorach, zamknąć przegrody umieszczając zatyczki w gniazdach kratki.

Data ważności: nie określa się


Kasetka do tygodniowego dawkowania leków seria 2/2016



NIE NALEŻY MYĆ
W ZWYKŁE DO NACZYŃ

Wyrob do wielokrotnego użytku

Artykuł PZN HZC01021/12
Pracownia Medyczna nr 80433



Producent: EL-COMP
ul. Warszawska 11, 05-500 Płońsk
tel. 23 234 23 25, fax 23 234 23 26
www.el-comp.pl





KASETKI NA CAŁY TYDZIEŃ EL-COMP Mini⁷

UPORZĄDKUJ EROZJĘ LEKARSTWA I ZAPEWNIJ SOBIE BEZPIECZNE DAWKOWANIE NA 7 DNI.
WYGODNE I PRAKTYCZNE W UŻYCIU.

seria 2/2016

Umieść kasetkę w miejscu przeznaczonym do tego celu, znajduje się na samym dole opakowania.
Otwórz boczny pokryw, umożliwiając wysunięcie ① kasetki.
Wszystkie pozostałe kasetki opadną na dół. Po wykorzystaniu tabletek
włóż kasetkę w wolne miejsce ②.



CHRONIC PRZED DZIECIAMI
W OCHRONIE LEKÓW ZWRÓCIC SIĘ DO LEKARZA LUB FARMACEUTY




EL-COM

made in PL

EL-COMP

PL - 82-300 Elbląg, ul. Warszawska 11
tel. +48 55 234 28 35, fax. +48 55 236 17 47
www.el-comp.pl

2016



ATEST PZH HŻ/D/01817/13



KASETKA TYGODNIOWA CZTEROKOMOROWA (7 dni tygodnia) pn. EL-COMP - ELENA

! PORZĄDKUJ SWOJE LEKARSTWA I ZAPEWNIJ SOBIE BEZPIECZNE DAWKOWANIE NA 7 DNI.
WYGODNE I PRAKTYCZNE W UŻYCIU.

seria 12/2015

Uzupełnij kasetkę tabletkami.
Rozpocznij od kasetki która znajduje się
na samym dole opakowania.
Otwór w bocznej ścianie
umożliwia wysunięcie ① kasetki.
Wszystkie pozostałe kasetki opadną na dół.
Po wykorzystaniu tabletek
wsuń kasetkę w powstałe wolne miejsce ② .



! CHRONIC PRZED DZIECIAMI.
Z PYTANIAMI ODNOŚNIE LEKÓW ZWROCIC SIĘ DO LEKARZA LUB FARMACEUTY !



EL-COMP

made in EU

EL-COMP

00 Elbląg, ul. Warszawska 11
tel. +48 55 236 17 47 fax: +48 55 236 17 47
www.el-comp.pl

2015



ATEST PZH H2/D/02264 13



ZAŻYJ TABLETKĘ O WŁAŚCIWYM CZASIE !

Kasetka do dawkowania leków z alarmem

Kasetka dzienna na 3 pory dnia

**Wyrób wielokrotnego użytku
przechowywać w miejscu
trudno dostępnym dla dzieci!**

Instrukcja obsługi:

Aby uruchomic zegar należy wyciągnąć zabezpieczenie (języczek z folii).

1. Wciśnij przycisk A, aby ustawić odpowiednią ilość godzin.
2. Wciśnij przycisk B, aby ustawić odpowiednią ilość minut.
3. Wciśnij przycisk C, aby zegar rozpoczął odliczanie czasu w dół, cyfry na wyświetlaczu będą migać w czasie odliczania.

Po upływie zadanego czasu urządzenie wygeneruje sygnał alarmowy, przypominający użytkownikowi o zażyciu leku. Wciśnięcie na dwie sekundy przycisku C spowoduje zatrzymanie obliczania / pauza /, ponowne wciśnięcie przycisku C spowoduje odliczanie pozostałego czasu.

4. Wciśnięcie równocześnie przycisku A i B spowoduje RESET urządzenia, wyzerowanie czasu.

5. Aby umieścić tabletki w pojemniku należy dolną część pojemnika odłączyć od górnej (kręcąc w przeciwnych kierunkach).



Dystrybutor
„EL-COMP”

ul. Warszawska 11, 82-300 Elbląg,
tel. 55 234 28 35, fax 55 236 17 47
www.el-comp.pl

Made in P.R.C.

Data ważności: nie określa się
seria 09/2014



51907513008217



ZAŻYJ TABLETKĘ O WŁAŚCIWYM CZASIE !

Kasetka do dawkowania leków z alarmem
Kasetka tygodniowa

**Wyrób wielokrotnego użytku
przechowywać w miejscu
trudno dostępnym dla dzieci !**

Instrukcja obsługi znajduje się w środku opakowania !

Kasetka tygodniowa jest funkcjonalna i prosta w obsłudze,
teraz już nie zapomnisz o zażyciu leku o właściwym czasie.

Kasetka posiada funkcję zwykłego zegarka z alarmem
(możliwość programowania do 5 alarmów).

Posiada ona również funkcję programowania "obliczanie czasu
w dół" (max. 99 min. i 59 sek.)



EL-COMP 2014



Data ważności: nie określa się
seria 09/2014

Dystrybutor
„EL-COMP”
ul. Warszawska 11, 82-300 Elbląg,
tel. 55 234 28 35, fax 55 236 17 47
www.el-comp.pl



Made in P.R.C



PRZECINARKA DO TABLETEK

Ułóż tabletkę w ukształtowanym gnieździe na dolnej części przecinarki możliwie centralnie, maksymalnie dosuwając ją w najwyższy punkt. Zamknij przecinarkę, dbając jednocześnie o to aby tabletkę nie przesunęła się z pozycji centralnej. Znajdujące się tam ostrze przetnie tabletkę na dwie części. Jeżeli po przecięciu jedna z części tabletki nie będzie od razu zażywana, możesz przechowywać ją w przegródce znajdującej się w przecinarce.


**PRZECHOWYWAĆ W MIEJSCU
TRUDNO DOSTĘPNYM DLA DZIECI**



EL-COMP Seria: 1/2016

DATA WAŻNOŚCI:
NIE OKRESLA SIĘ

2016



NIE NALEŻY MYĆ
W ZMYWARCE DO NACZYŃ

82-300 ELBLĄG
UL. WARSZAWSKA 11
TEL. 55 234 28 35
www.el-comp.pl

made in EU



5 907513 008064



KRUSZARKA DO TABLETEK
przeznaczona do użycia przez osoby
z utrudnioną sprawnością połykania

Wykręć górną część kruszarki. Umieść tabletkę w gnieździe,
w dolnej części kruszarki. Zakręcając obydwie części doprowadzić
do rozkruszenia tabletki. W górnej części kruszarki, pod pokrywką
znajduje się pojemniczek do przechowywania tabletek.

**PRZECHOWYWAĆ W MIEJSCU
TRUDNO DOSTĘPNYM DLA DZIECI**



EL-COMP

DATA WAŻNOŚCI:
NIE OKREŚLA SIĘ

Seria 06/2011

2011



82-300 ELBLĄG
UL. WARSZAWSKA 11
TEL. 55 234 28 35
www.el-comp.pl

made in EU





В документе пронумеровано,
прошнуровано и скреплено печатью

25 (двадцать пять) листа(ов)

Генеральный Директор ООО НПП «РЕГИОН»


Дуйко С.А.

