

«Утверждаю»

Генеральный директор
ООО «МД-Консалтинг и Развитие»



Р.Б. Зуев

«06» июня 2016 г

ФОТО

**Анализаторы автоматические биохимические
для in vitro диагностики серии Random Access:
Random Access A-15, Random Access A-25
с принадлежностями**

производства компании BioSystems S.A. (Испания)

Г. Москва, 2016 г.




Фото 2: Анализатор автоматический биохимический для in vitro диагностики Random Access A-15




Фото 3: Анализатор автоматический биохимический для in vitro диагностики Random Access A-25




Фото 4: Анализатор автоматический биохимический для in vitro диагностики Random Access A-25




Фото 5: Инструкция по распаковке





Фото 6: Сертификат проверки



ANALYZER LINE: INSTRUMENT RELEASE CERTIFICATE

Model: A25

SN 831015017

Manufacture date: 02-2016

Accuracy control

Using the BioSystems reagents, determine the biochemical and turbidimetric analytes referred below of one or two control sera (BCS or RCS), by running the corresponding pre-programmed test applications. Results are stated as obtained/assigned value ratio.

UREA/BUN UV		gGT		Glucose		Phosphorus
BCS I	BCS II	BCS I	BCS II	BCS I	BCS II	BCS II
1,06	0,98	1,02	1,01	1,03	0,96	0,97

ASO		CRP
RCS I	RCS II	RCS II
0,93	1,03	1,01

Precision control

Using BioSystems Glucose, ALT and CRP reagents, make 20 replicates of the Biochemistry or Rheumatic Control Serum

Results stated as CV (%)

	Glucose		ALT/GPT		CRP
	BCS I	BCS II	BCS I	BCS II	RCS II
CV	0,75	0,62	1,95	0,87	2,13

Dispensing control

Using BioSystems Phosphorus reagent, and the corresponding pre-programmed test application, run 20 replicates of the Biochemistry Control Serum level II.

Results stated as CV (%)

	Phosphorus
	BCS II
CV	1,55

Instrument meets the quality requirements and it is released for sale

BioSystems S.A. Costa Brava 30,
Barcelona (Spain)
EN ISO 13485 and EN ISO 9001
standards

O.C. Department

L. Arenas

Control Date:

08/02/2016

Effective date: 30/11/2009

Rev.: 9

Фото 7: Пустая ёмкость для моющего раствора с крышкой




Фото 8: Лоток для образцов




Рисунок 9: Лоток для реагентов






Фото 10: Реакционный ротор





BioSystems

**CONCENTRATED
WASHING SOLUTION**

REF **BO13416**

Dilute 1/200

H₂O DIST

IVD



Наименование: BO13416 Бутылка концентрированного моющего раствора (100 мл)

Лот: Указан на упаковке

Срок годности: Указан на упаковке

Регистрационное удостоверение № ФС №2006/1884

Изготовитель: BioСистемс С.А. Барселона, Испания

Использование: Дегротиинирующая и промывочная жидкость для применения в проводящих системах биохимических анализаторов A25/15, промывки фотометров и реакционных кювет и роторов до начала и после завершения работы.

Способ применения: Моющий раствор готовится добавлением 14мл концентрата моющего раствора в емкость с дистиллированной водой (около 2700 мл).

BioSystems S.A. Costa Brava 30, 08030 Barcelona (Spain)

*Quality System certified according to
EN ISO 13485 and EN ISO 9001 standards*

Фото 11: Бутылка концентрата моющего раствора ёмкостью 100 мл

Фото 12: Бутылка концентрата системной жидкости ёмкостью 1 л




Фото 13: Пустые бутылочки 50 мл




Фото 14: Пустые бутылочки 20 мл




Фото 15: Адаптер первичных пробирок




Фото 16: Руководство по установке и обслуживанию




Фото 17: CD ROM с программой пользователя




Фото 18: CD ROM с программой пользователя




Фото 19: Сетевой кабель (европейский)




Фото 20: Сетевой кабель (американский)




Фото 21: Серийный кабель для подключения к компьютеру




Фото 22: Предохранители




Фото 23: Металлический мандрен для прочистки иглы




Фото 24: Металлический мандрен для прочистки иглы




Фото 25: Шестигранный ключ 2 мм




Фото 26: Шестигранный ключ 2,5 мм




Фото 27: Вторичные пробирки




Фото 28: Разделитель реagentных бутылочек холодильника




Фото 28: Трубки для емкости моющей системы с поплавком

