


Фотографические изображения общего вида
медицинского изделия и принадлежностей к нему

Стерилизатор паровой медицинский автоматический EURONDA® в варианте исполнения:

E9 INSPECTION® MED S2 18L



Общий вид

MOD. E9 INSPECTION® MED S2 18L

SN XYZ123456

 **2016-11**



+\$XYZ123456.P

230V	50/60Hz	1400 W	Max 250kPa (2,5bar)
-------------	----------------	---------------	----------------------------

18L

CE PG EAC
0051



Autoclave E9 type B EN 13060

EURONDA SPA, Via Dell'Artigianato, 7,

36030 Montecchio Precalcino, Vicenza


Made in Italy

Tel. +390445329811 Fax +390445865246


www.euronda.com info@euronda.com

Заводская табличка

Комплектация (принадлежности)



1. Поддон



2. Держатель поддонов

5




3. Экстрактор




4. Рычаг регулировочный




5. Трубка дренажная




6. Кабель питания



7. Губка



8. Отвѣтка




9. Лента бумажная для принтера



10. Компакт-диск с эксплуатационной документацией

**Стерилизатор паровой медицинский автоматический EURONDA® в варианте исполнения:
E9 INSPECTION® RECORDER 11580**




Общий вид

MOD. E9 INSPECTION® RECORDER 11580

SN XYZ123456

 **2016-11**



+\$XYZ1234561W

230V~	50/60Hz	2350W	Max 250kPa (2,5bar)
--------------	----------------	--------------	----------------------------

CE PG EAC
0051



Autoclave E9 Type B EN13060

EURONDA SPA, Via Dell'Artigianato, 7,


36030 Montecchio Precalcino, Vicenza **Made in Italy**

Tel. +390445329811 Fax +390445865246

www.euronda.com info@euronda.com

Заводская табличка


Комплектация (принадлежности)



Общий вид принадлежностей

Стерилизатор паровой медицинский автоматический EURONDA® в варианте исполнения:

E9 NEXT 18L



Общий вид

MOD. E9 NEXT 18L


SN XYZ123456

 2016-11



+\$XYZ123456\$R

230V~ 50/60Hz 2350W Max 250kPa (2,5bar)



Autoclave E9 Type B EN13060

EURONDA SPA, Via Dell'Artigianato, 7,


36030 Montecchio Precalcino, Vicenza Made in Italy

Tel. +390445329811 Fax +390445865246

www.euronda.com info@euronda.com


Заводская табличка

Комплектация (принадлежности)



Общий вид принадлежностей

Деионизатор воды модели Aquafilter 116004



Общий вид


MOD. AQUAFILTER 116004

SN XYZ123456

 2016-11



+\$XYZ123456ZN



EURONDA



EURONDA SPA,

via dell'Artigianato, 7 36030 Montecchio Precalcino

Vicenza-ITALY Made in Italy

Tel.+390445329811 Fax +390445865246


www.euronda.com info@euronda.com

Заводская табличка

Комплектация (принадлежности)



Картриджи сменные с ионообменной смолой



Ключ для откручивания стаканов, шланг, трубка,
кабель коммутационный,
кабель питания, фитинг угловой, заглушка,
компакт-диск с эксплуатационной документацией



Комплект монтажный (дюбель – 4 шт., шуруп – 4 шт., шайба – 4 шт., стяжка – 4 шт.)



Провірено, пронумеровано
і скріплено печаттю

24 (двадцать четыре) листов.

Подпись:

Р.В. Малунцев