

ИНСТРУКЦИЯ

Набор хирургический универсальный, одноразовый, стерильный» исполнение 1

Назначение

Набор предназначен для ограничения операционного поля при различных видах хирургических манипуляций и обеспечения стерильности медицинского персонала.

Описание

Салфетка защитная 50х50 - 2 шт.

Салфетка впитывающая 10х10 - 10 шт.

Салфетка – треугольник (тампон) 3,5х3,5х3,5 - 5 шт.

Халат хирургический - 2 шт.

Перчатки латексные - 2 пары.

Для применения набора необходимо вскрыть пакет в помещении операционной, потянув за специальные насечки, извлечь содержимое набора, халат и перчатки надеть медицинскому персоналу, салфетками провести необходимые манипуляции.

Набор предназначен для одноразового использования. После применения утилизировать.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам сырья.

Побочные действия

Не выявлено.

Условия хранения и срок годности

В закрытых сухих помещениях в упаковке изготовителя, на расстоянии от источников нагрева, в защищенном от света месте. Срок годности — 3 года с момента стерилизации.

Генеральный директор



Ю.В. Эпельштейн

ИНСТРУКЦИЯ

Набор хирургический универсальный, одноразовый, стерильный» исполнение 2

Назначение

Набор предназначен для ограничения операционного поля при различных видах хирургических манипуляций и обеспечения стерильности медицинского персонала.

Описание

Салфетка впитывающая 45х45 - 6 шт.

Салфетка впитывающая 75х120 - 2 шт.

Простыня операционная 150х200 - 2 шт.

Халат хирургический - 1 шт.

Для применения набора необходимо вскрыть пакет в помещении операционной, потянув за специальные насечки, извлечь содержимое набора, халат надеть медицинскому персоналу, простынями укрыть операционный стол и пациента, салфетками провести необходимые манипуляции.

Набор предназначен для одноразового использования. После применения утилизировать.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам сырья.

Побочные действия

Не выявлено.

Условия хранения и срок годности

В закрытых сухих помещениях в упаковке изготовителя, на расстоянии от источников нагрева, в защищенном от света месте. Срок годности — 3 года с момента стерилизации.

Генеральный директор



Ю.В. Эпельштейн

ИНСТРУКЦИЯ

Набор хирургический универсальный, одноразовый, стерильный» исполнение 3

Назначение

Набор предназначен для ограничения операционного поля при различных видах хирургических манипуляций.

Описание

Салфетка защитная 40х40 - 1 шт.

Салфетка впитывающая 80х100 - 3 шт.

Простыня операционная 150х200 - 1 шт.

Для применения набора необходимо вскрыть пакет в помещении операционной, потянув за специальные насечки, извлечь содержимое набора, простыней укрыть операционный стол, салфетками провести необходимые манипуляции.

Набор предназначен для одноразового использования. После применения утилизировать.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам сырья.

Побочные действия

Не выявлено.

Условия хранения и срок годности

В закрытых сухих помещениях в упаковке изготовителя, на расстоянии от источников нагрева, в защищенном от света месте. Срок годности — 3 года с момента стерилизации.

Генеральный директор



Ю.В. Эпельштейн

ИНСТРУКЦИЯ

Набор хирургический универсальный, одноразовый, стерильный» исполнение 4

Назначение

Набор предназначен для ограничения операционного поля при различных видах хирургических манипуляций.

Описание

Салфетка защитная 40х70 - 2 шт.

Салфетка впитывающая 15х15 – 6 шт.

Салфетка – треугольник (тампон) 3,5х3,5х3,5 - 2 шт.

Салфетка – треугольник (тампон) большой 6х6х6 - 2 шт.

Для применения набора необходимо вскрыть пакет в помещении операционной, потянув за специальные насечки, извлечь содержимое набора, провести необходимые манипуляции.

Набор предназначен для одноразового использования. После применения утилизировать.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам сырья.

Побочные действия

Не выявлено.

Условия хранения и срок годности

В закрытых сухих помещениях в упаковке изготовителя, на расстоянии от источников нагрева, в защищенном от света месте. Срок годности — 3 года с момента стерилизации.

Генеральный директор

Ю.В. Эпельштейн



ИНСТРУКЦИЯ

Набор хирургический универсальный, одноразовый, стерильный» исполнение 5

Назначение

Набор предназначен для ограничения операционного поля при различных видах хирургических манипуляций.

Описание

Салфетка защитная 40x70 - 1 шт.

Салфетка впитывающая 10x10 - 2 шт.

Салфетка впитывающая 20x20 - 2 шт.

Салфетка – треугольник (тампон) большой 6x6x6 - 2 шт.

Для применения набора необходимо вскрыть пакет в помещении операционной, потянув за специальные насечки, извлечь содержимое набора, провести необходимые манипуляции.

Набор предназначен для одноразового использования. После применения утилизировать.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам сырья.

Побочные действия

Не выявлено.

Условия хранения и срок годности

В закрытых сухих помещениях в упаковке изготовителя, на расстоянии от источников нагрева, в защищенном от света месте. Срок годности — 3 года с момента стерилизации.

Генеральный директор

Ю.В. Эпельштейн



ИНСТРУКЦИЯ

Набор хирургический универсальный, одноразовый, стерильный» исполнение 6

Назначение

Набор предназначен для ограничения операционного поля при различных видах хирургических манипуляций и обеспечения стерильности медицинского персонала.

Описание

Салфетка защитная 50х50 - 2 шт.

Салфетка впитывающая 10х10 - 10 шт.

Салфетка – треугольник (тампон) 3,5х3,5х3,5 - 10 шт.

Халат хирургический - 3 шт.

Шапочка медицинская (колпак или берет) - 3 шт.

Для применения набора необходимо вскрыть пакет в помещении операционной, потянув за специальные насечки, извлечь содержимое набора, халаты и шапочки надеть медицинскому персоналу, салфетками провести необходимые манипуляции.

Набор предназначен для одноразового использования. После применения утилизировать.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам сырья.

Побочные действия

Не выявлено.

Условия хранения и срок годности

В закрытых сухих помещениях в упаковке изготовителя, на расстоянии от источников нагрева, в защищенном от света месте. Срок годности — 3 года с момента стерилизации.

Генеральный директор



Ю.В. Эпельштейн

ИНСТРУКЦИЯ

Набор хирургический универсальный, одноразовый, стерильный» исполнение 7

Назначение

Набор предназначен для ограничения операционного поля при различных видах хирургических манипуляций и обеспечения стерильности медицинского персонала.

Описание

Салфетка защитная 40х50 - 2 шт.

Салфетка – треугольник (тампон) 3,5х3,5х3,5 - 10 шт.

Салфетка – валик (тампон) 3,5х0,7 - 25 шт.

Простыня операционная 160х190 - 1 шт.

Пеленка впитывающая - 1 шт.

Перчатки латексные - 2 пары

Для применения набора необходимо вскрыть пакет в помещении операционной, потянув за специальные насечки, извлечь содержимое набора, перчатки надеть медицинскому персоналу, простыней укрыть операционный стол, пеленку впитывающую разместить под пациентом, салфетками провести необходимые манипуляции.

Набор предназначен для одноразового использования. После применения утилизировать.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам сырья.

Побочные действия

Не выявлено.

Условия хранения и срок годности

В закрытых сухих помещениях в упаковке изготовителя, на расстоянии от источников нагрева, в защищенном от света месте. Срок годности — 3 года с момента стерилизации.

Генеральный директор



Ю.В. Эпельштейн

ИНСТРУКЦИЯ

Набор хирургический универсальный, одноразовый, стерильный» исполнение 8

Назначение

Набор предназначен для ограничения операционного поля и обеспечения стерильности при различных видах хирургических манипуляций.

Описание

Салфетка для анестезии 40x50 с отверстием D-10, липким слоем вокруг и по краям - 1 шт.

Салфетка круглая (тампон) - 3 шт.

Специальная повязка фиксирующая - 1 шт.

Палочка-тампон - 3 шт.

Пинцет медицинский - 1 шт.

Для применения набора необходимо вскрыть пакет в помещении операционной, потянув за специальные насечки, извлечь содержимое набора, салфетку для анестезии использовать для ограничения операционного поля, при помощи салфетки круглой, пинцета медицинского, палочки-тампона обработать операционное поле, специальной повязкой зафиксировать оборудование (напр. катетер).

Набор предназначен для одноразового использования. После применения утилизировать.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам сырья.

Побочные действия

Не выявлено.

Условия хранения и срок годности

В закрытых сухих помещениях в упаковке изготовителя, на расстоянии от источников нагрева, в защищенном от света месте. Срок годности — 3 года с момента стерилизации.

Генеральный директор



Ю.В. Эпельштейн

Пропиновано и скреплено
печатью

8

листо

Должность *ген. дир.*

Подпись

« 4 » *сентября* 20*18*

