

УТВЕРЖДЕНА

УТВЕРЖДАЮ

Приказом Росздравнадзора

От _____ 2008г. № _____

Генеральный директор
ООО Пауль Хартманн

Калабин Ю.В.

_____ 2011 г.



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Пластыри и повязки пластырного типа, стерильные и нестерильные
(наименование изделия медицинского назначения)

1. Пластыри:

DermaPlast classic/ДермаПласт классик, DermaPlast textile elastic/ДермаПласт текстиль эластик, DermaPlast sensitive/Дермапласт сенситив, DermaPlast injection sensitive/Дермапласт инъекшн сенситив, DermaPlast Hydro-Active/Дермапласт Гидро-актив, Cosmos/Космос, Cosmos Strips/Космос Стрипс, Cosmos Classic/Космос Классик, Cosmos Kids/Космос кидс, Cosmos Sensitive/Космос Сенситив, Cosmos Textile Elastic/Космос Текстиль Эластик, Cosmos Aqua/Космос Аква, Cosmos Water-Resistant/Космос Вотер-Резистант, Cosmos Sport/Космос Спорт, Cosmos Hydro-Active/Космос Гидро-актив

2. Повязки пластырного типа:

Hydrofilm/ Гидрофилм,
Hydrofilm plus/ Гидрофилм плюс

Пластыри и повязки пластырного типа

1. применяется в лечебно-профилактических учреждениях для обеспечения проведения медицинских процедур в соответствии со стандартами и правилами асептики

2. Технические характеристики

Повязка пластырного типа Hydrofilm/ Гидрофилм

№ п\п	Наименование параметра	Описание
1	Общая характеристика	Повязка пластырного типа для ухода за послеоперационными ранами и незначительными повреждениями кожи
2	Состав материала	Основы повязки- полупроницаемая прозрачная полиуретановая пленка Акриловый клей, гипоаллергенный, без канифоли Защитная пленка , состоящая из двух частей, защищающая пленка (сделанная из полиэстера снабженная специальной полипропиленовой прозрачной полоской для отделения от повязки, пронумерованная для по-шагового наложения

Повязка пластырного типа Hydrofilm Plus/ Гидрофилм Плюс

№ п\п	Наименование параметра	Описание
1	Общая характеристика	Повязка пластырного типа для ухода за послеоперационными ранами и незначительными повреждениями кожи
2	Состав материала	Основы повязки - полупроницаемая прозрачная полиуретановая пленка Впитывающая подушечка – вискоза/полиолефин, полиэтиленовая микросетка Акриловый клей, гипоаллергенный, без канифоли Внутренняя прокладка - бумага с проклейкой кремнийорганическими соединения защитная пленка - Состоящая из двух частей, защищающая пленка (сделанная из полиэстера , снабженная специальной полипропиленовой прозрачной полоской для отделения от повязки, пронумерованная по-шагово для наложения, акриловый клей)

ДермаПласт классик

Состав материала	Состав основы пластыря: 100 % вискоза Абсорбирующая подушка – нетканый материал, который не приклеивается к ране. Синтетический клей на каучуковой основе, не содержит канифоли, нанесен полосками Защитная бумага – белого цвета с одной стороны покрыта силиконом по всей поверхности для защиты клейкого слоя и подушечки Индивидуальная упаковка - белая непрозрачная бумага с напечатанным рисунком
------------------	---

Цвет	Телесный
Размеры	4 см x 500 см, 6см x 500 см, 8см x 500см
Упаковка изделия	Пластыри упакованы с картонную коробочку
Количество штук в упаковке	1 рулон
Токсичность	отсутствует
Потенциальный риск применения	Индивидуальная непереносимость
Способы стерилизации и обработки	Нестерильно
Условия и сроки хранения	срок хранения 5 лет от даты производства, Условия хранения: в сухом месте
Возрастная категория пациентов	Все возрастные категории
Методы утилизации	Можно утилизировать на свалках домашнего мусора и отходов согласно действующим правилам.
Упаковка изделия	Упакованы в складные картонные коробки. Данные коробки упакованы в транспортные коробки согласно DIN, заклеены липкой лентой и упакованы в Европалеты

ДермаПласт текстильный эластичный

Состав материала	Состав основы пластыря: хлопок и полиамид Абсорбирующая подушка – нетканый материал, который не приклеивается к ране. Синтетический клей на каучуковой основе, не содержит канифоли, нанесен полосками Защитная бумага – белого цвета с одной стороны покрыта силиконом по всей поверхности для защиты клейкого слоя и подушечки Индивидуальная упаковка - белая непрозрачная бумага с напечатанным рисунком
Цвет	Телесный
Размеры	6см x 500 см, 8см x 500см, 4 см x 500 см
Упаковка изделия	Пластыри упакованы с картонную коробочку
Количество штук в упаковке	1 рулон
Токсичность	отсутствует
Потенциальный риск применения	Индивидуальная непереносимость
Способы стерилизации и обработки	Нестерильно.
Условия и сроки хранения	срок хранения 5 лет от даты производства, Условия хранения: в сухом месте
Возрастная категория пациентов	Все возрастные категории
Методы утилизации	Можно утилизировать на свалках домашнего мусора и отходов согласно действующим правилам.

Упаковка изделия	Упакованы в складные картонные коробки. Данные коробки упакованы в транспортные коробки согласно DIN, заклеены липкой лентой и упакованы в Европалеты
------------------	---

ДермаПласт сенситив

Состав материала	Состав основы пластыря: синтетический нетканый материал Абсорбирующая подушка – нетканый материал, который не приклеивается к ране. Синтетический клей на каучуковой основе, не содержит канифоли, нанесен полосками Защитная бумага – белого цвета с одной стороны покрыта силиконом по всей поверхности для защиты клейкого слоя и подушечки Индивидуальная упаковка - белая непрозрачная бумага с напечатанным рисунком
Цвет	Телесный
Размеры	круглые диаметром 2,2 см
Упаковка изделия	Пластыри упакованы с картонную коробочку
Количество штук в упаковке	200 шт.
Токсичность	Отсутствует
Потенциальный риск применения	Индивидуальная непереносимость
Способы стерилизации и обработки	Нестерильно.
Условия и сроки хранения	срок хранения 5 лет от даты производства, Условия хранения: в сухом месте
Возрастная категория пациентов	Все возрастные категории
Методы утилизации	Можно утилизировать на свалках домашнего мусора и отходов согласно действующим правилам.
Упаковка изделия	Упакованы в складные картонные коробки. Данные коробки упакованы в транспортные коробки согласно DIN, заклеены липкой лентой и упакованы в Европалеты

ДермаПласт инъекшн сенситив

Состав материала	Состав основы пластыря: синтетический нетканый материал Абсорбирующая подушка – нетканый материал, который не приклеивается к ране. Синтетический клей на каучуковой основе, не содержит канифоли, нанесен полосками Защитная бумага – белого цвета с одной стороны покрыта силиконом по всей поверхности для защиты клейкого слоя и подушечки Индивидуальная упаковка - белая непрозрачная бумага с напечатанным рисунком
Цвет	Телесный
Размеры	4 см x1,6 см
Упаковка изделия	Пластыри упакованы с картонную коробочку

Количество штук в упаковке	250 шт.
Токсичность	Отсутствует
Потенциальный риск применения	Индивидуальная непереносимость
Способы стерилизации и обработки	Нестерильно.
Условия и сроки хранения	срок хранения 5 лет от даты производства, Условия хранения: в сухом месте
Возрастная категория пациентов	Все возрастные категории
Методы утилизации	Можно утилизировать на свалках домашнего мусора и отходов согласно действующим правилам.
Упаковка изделия	Упакованы в складные картонные коробки. Данные коробки упакованы в транспортные коробки согласно DIN, заклеены липкой лентой и упакованы в Европалеты

ДермаПласт гидроактив

Состав материала	Основа пластыря – гидроколлоид, полупроницаемая прозрачная полиуретановая пленка Акриловый клей, гипоаллергенный, без канифоли Защитная пленка, состоящая из двух частей, защищающая пленка (сделанная из полиэстера снабженная специальной полипропиленовой прозрачной полоской для отделения от повязки, пронумерованная для по-шагового наложения)
Цвет	Прозрачный, телесный
Размеры	6x1,8 см, 7x2,2 см, 7,6x4,5см, 10x8,5 см, 1,7x1,2 см, 4,5x6,5 см, 7,5x10 см, 7,5x4,5 см, 6,5 x 9 см
Упаковка изделия	Пластыри упакованы с картонную коробочку
Количество штук в упаковке	3 шт., 4,шт. 6шт., 7шт., 8шт., 16 шт.
Токсичность	Отсутствует
Потенциальный риск применения	Индивидуальная непереносимость
Способы стерилизации и обработки	Стерильно/Нестерильно.
Условия и сроки хранения	срок хранения 3 года от даты производства, Условия хранения: в сухом месте
Возрастная категория пациентов	Все возрастные категории
Методы утилизации	Можно утилизировать на свалках домашнего мусора и отходов согласно действующим правилам.
Упаковка изделия	Упакованы в складные картонные коробки. Данные коробки упакованы в транспортные коробки согласно DIN, заклеены липкой лентой и упакованы в Европалеты

Космос

Состав материала	Основа пластыря – гидроколлоид, полупроницаемая прозрачная полиуретановая пленка Акриловый клей, гипоаллергенный, без канифоли Защитная пленка, состоящая из двух частей, защищающая пленка (сделанная из полиэстера снабженная специальной полипропиленовой прозрачной полоской для отделения от повязки, пронумерованная для по-шагового наложения)
Цвет	Прозрачный, телесный
Размеры	6x1,8 см, 7x2,2 см, 7,6x4,5см, 10x8,5 см, 1,7x1,2 см, 4,5x6,5 см, 7,5x10 см, 7,5x4,5 см, 6,5 x 9 см
Упаковка изделия	Пластыри упакованы с картонную коробочку
Количество штук в упаковке	3 шт., 4, шт. 6шт., 7шт., 8шт., 16 шт.
Токсичность	Отсутствует
Потенциальный риск применения	Индивидуальная непереносимость
Способы стерилизации и обработки	Стерильно/Нестерильно
Условия и сроки хранения	срок хранения 3 года от даты производства, Условия хранения: в сухом месте
Возрастная категория пациентов	Все возрастные категории
Методы утилизации	Можно утилизировать на свалках домашнего мусора и отходов согласно действующим правилам.
Упаковка изделия	Упакованы в складные картонные коробки. Данные коробки упакованы в транспортные коробки согласно DIN, заклеены липкой лентой и упакованы в Европалеты

Космос Стрипс

Состав материала	Состав основы пластыря: 100 % вискоза Абсорбирующая подушка – нетканый материал, который не приклеивается к ране. Синтетический клей на каучуковой основе, не содержит канифоли, нанесен полосками Защитная бумага – белого цвета с одной стороны покрыта силиконом по всей поверхности для защиты клейкого слоя и подушечки Индивидуальная упаковка - белая непрозрачная бумага с напечатанным рисунком
Цвет	Телесный
Размеры	6x2 см, 8x4 см
Упаковка изделия	Пластыри упакованы с картонную коробочку
Количество штук в упаковке	150 шт., 250 шт.
Токсичность	отсутствует
Потенциальный риск применения	Индивидуальная непереносимость
Способы стерилизации и	Нестерильно

обработки	
Условия и сроки хранения	срок хранения 5 лет от даты производства, Условия хранения: в сухом месте
Возрастная категория пациентов	Все возрастные категории
Методы утилизации	Можно утилизировать на свалках домашнего мусора и отходов согласно действующим правилам.
Упаковка изделия	Упакованы в складные картонные коробки. Данные коробки упакованы в транспортные коробки согласно DIN, заклеены липкой лентой и упакованы в Европалеты

Космос классик

Состав материала	Состав основы пластыря: 100 % вискоза Абсорбирующая подушка – нетканый материал, который не приклеивается к ране. Синтетический клей на каучуковой основе, не содержит канифоли, нанесен полосками Защитная бумага – белого цвета с одной стороны покрыта силиконом по всей поверхности для защиты клейкого слоя и подушечки Индивидуальная упаковка - белая непрозрачная бумага с напечатанным рисунком
Цвет	Телесный
Размеры	6x10 см
Упаковка изделия	Пластыри упакованы с картонную коробочку
Количество штук в упаковке	5 шт.
Токсичность	отсутствует
Потенциальный риск применения	Индивидуальная непереносимость
Способы стерилизации и обработки	Нестерильно.
Условия и сроки хранения	срок хранения 5 лет от даты производства, Условия хранения: в сухом месте
Возрастная категория пациентов	Все возрастные категории
Методы утилизации	Можно утилизировать на свалках домашнего мусора и отходов согласно действующим правилам.
Упаковка изделия	Упакованы в складные картонные коробки. Данные коробки упакованы в транспортные коробки согласно DIN, заклеены липкой лентой и упакованы в Европалеты

Космос кидс

Состав материала	Состав основы пластыря: полиэтиленовая перфорированная пленка Абсорбирующая подушка – нетканый материал, который не приклеивается к ране. Синтетический клей на каучуковой основе, не содержит канифоли, нанесен полосками
------------------	---

	Защитная бумага – белого цвета с одной стороны покрыта силиконом по всей поверхности для защиты клейкого слоя и подушечки Индивидуальная упаковка - белая непрозрачная бумага с напечатанным рисунком
Цвет	Разноцветный принт
Размеры	6x10 см, 1,9x7,2 см, 1,6x5,7см, 7,6x7,6 см
Упаковка изделия	Пластыри упакованы с картонную коробочку
Количество штук в упаковке	4 шт., 5 шт., 20 шт.
Токсичность	отсутствует
Потенциальный риск применения	Индивидуальная непереносимость
Способы стерилизации и обработки	Нестерильно.
Условия и сроки хранения	срок хранения 5 лет от даты производства, Условия хранения: в сухом месте
Возрастная категория пациентов	Все возрастные категории
Методы утилизации	Можно утилизировать на свалках домашнего мусора и отходов согласно действующим правилам.
Упаковка изделия	Упакованы в складные картонные коробки. Данные коробки упакованы в транспортные коробки согласно DIN, заклеены липкой лентой и упакованы в Европалеты

Космос сенситив

Состав материала	Состав основы пластыря: синтетический нетканый материал Абсорбирующая подушка – нетканый материал, который не приклеивается к ране. Синтетический клей на каучуковой основе, не содержит канифоли, нанесен полосками Защитная бумага – белого цвета с одной стороны покрыта силиконом по всей поверхности для защиты клейкого слоя и подушечки Индивидуальная упаковка - белая непрозрачная бумага с напечатанным рисунком
Цвет	Телесный
Размеры	6x10 см, 1,9x7,2 см, круглые диаметром 2,2 см
Упаковка изделия	Пластыри упакованы с картонную коробочку
Количество штук в упаковке	5 шт., 20 шт.
Токсичность	Отсутствует
Потенциальный риск применения	Индивидуальная непереносимость
Способы стерилизации и обработки	Нестерильно.
Условия и сроки хранения	срок хранения 5 лет от даты производства, Условия хранения: в сухом месте

Возрастная категория пациентов	Все возрастные категории
Методы утилизации	Можно утилизировать на свалках домашнего мусора и отходов согласно действующим правилам.
Упаковка изделия	Упакованы в складные картонные коробки. Данные коробки упакованы в транспортные коробки согласно DIN, заклеены липкой лентой и упакованы в Европалеты

Космос текстильный эластичный

Состав материала	Состав основы пластыря: хлопок и полиамид Абсорбирующая подушка – нетканый материал, который не приклеивается к ране. Синтетический клей на каучуковой основе, не содержит канифоли, нанесен полосками Защитная бумага – белого цвета с одной стороны покрыта силиконом по всей поверхности для защиты клейкого слоя и подушечки Индивидуальная упаковка - белая непрозрачная бумага с напечатанным рисунком
Цвет	Телесный
Размеры	6х10 см, 2х6 см, 2х8см, 1,9 х 7,2 см, 2,5 х7,2 см
Упаковка изделия	Пластыри упакованы с картонную коробочку
Количество штук в упаковке	5 шт., 20 шт.
Токсичность	отсутствует
Потенциальный риск применения	Индивидуальная непереносимость
Способы стерилизации и обработки	Нестерильно.
Условия и сроки хранения	срок хранения 5 лет от даты производства, Условия хранения: в сухом месте
Возрастная категория пациентов	Все возрастные категории
Методы утилизации	Можно утилизировать на свалках домашнего мусора и отходов согласно действующим правилам.
Упаковка изделия	Упакованы в складные картонные коробки. Данные коробки упакованы в транспортные коробки согласно DIN, заклеены липкой лентой и упакованы в Европалеты

Космос аква

Состав материала	Состав основы пластыря: полиуретановая пленка Абсорбирующая подушка – нетканый материал, который не приклеивается к ране. Акриловый клей, не содержит канифоли Защитная бумага – белого цвета с одной стороны покрыта силиконом по всей поверхности для защиты клейкого слоя и подушечки Индивидуальная упаковка - белая непрозрачная бумага с напечатанным рисунком
Цвет	Прозрачный
Размеры	3х4 см, 4х6 см, 2,5х7,2см

Упаковка изделия	Пластыри упакованы с картонную коробочку
Количество штук в упаковке	10 шт.
Токсичность	Отсутствует
Потенциальный риск применения	Индивидуальная непереносимость
Способы стерилизации и обработки	Нестерильно.
Условия и сроки хранения	срок хранения 5 лет от даты производства, Условия хранения: в сухом месте
Возрастная категория пациентов	Все возрастные категории
Методы утилизации	Можно утилизировать на свалках домашнего мусора и отходов согласно действующим правилам.
Упаковка изделия	Упакованы в складные картонные коробки. Данные коробки упакованы в транспортные коробки согласно DIN, заклеены липкой лентой и упакованы в Европалеты

Космос ватер-резистант

Состав материала	Состав основы пластыря: полиэтиленовая перфорированная пленка Абсорбирующая подушка – нетканый материал, который не приклеивается к ране. Синтетический клей на каучуковой основе, не содержит канифоли, нанесен полосками Защитная бумага – белого цвета с одной стороны покрыта силиконом по всей поверхности для защиты клейкого слоя и подушечки Индивидуальная упаковка - белая непрозрачная бумага с напечатанным рисунком
Цвет	Телесный
Размеры	6х10см, 1,9х7,2 см, 2,5х7,2см, 0,9х3,8см, 1,6х5,7см, круглые диаметр 2,2 см
Упаковка изделия	Пластыри упакованы с картонную коробочку
Количество штук в упаковке	3шт, 5 шт., 10 шт., 20 шт.
Токсичность	отсутствует
Потенциальный риск применения	Индивидуальная непереносимость
Способы стерилизации и обработки	Нестерильно.
Условия и сроки хранения	срок хранения 5 лет от даты производства, Условия хранения: в сухом месте
Возрастная категория пациентов	Все возрастные категории
Методы утилизации	Можно утилизировать на свалках домашнего мусора и отходов согласно действующим правилам.
Упаковка изделия	Упакованы в складные картонные коробки. Данные

	коробки упакованы в транспортные коробки согласно DIN, заклеены липкой лентой и упакованы в Европалеты
--	--

Космос спорт

Состав материала	Состав основы пластыря: полиэтиленовая вспененная перфорированная пленка Абсорбирующая подушка – нетканый материал, который не приклеивается к ране. Синтетический клей на каучуковой основе, не содержит канифоли, нанесен полосками Защитная бумага – белого цвета с одной стороны покрыта силиконом по всей поверхности для защиты клейкого слоя и подушечки Индивидуальная упаковка - белая непрозрачная бумага с напечатанным рисунком
Цвет	Телесный
Размеры	6x10 см, 1,9x7,2 см,
Упаковка изделия	Пластыри упакованы с картонную коробочку
Количество штук в упаковке	5 шт., 20 шт.
Токсичность	Отсутствует
Потенциальный риск применения	Индивидуальная непереносимость
Способы стерилизации и обработки	Нестерильно.
Условия и сроки хранения	срок хранения 5 лет от даты производства, Условия хранения: в сухом месте
Возрастная категория пациентов	Все возрастные категории
Методы утилизации	Можно утилизировать на свалках домашнего мусора и отходов согласно действующим правилам.
Упаковка изделия	Упакованы в складные картонные коробки. Данные коробки упакованы в транспортные коробки согласно DIN, заклеены липкой лентой и упакованы в Европалеты

Космос гидроактив

Состав материала	Основа пластыря – гидроколлоид, полупроницаемая прозрачная полиуретановая пленка Акриловый клей, гипоаллергенный, без канифоли Защитная пленка, состоящая из двух частей, защищающая пленка (сделанная из полиэстера снабженная специальной полипропиленовой прозрачной полоской для отделения от повязки, пронумерованная для по-шагового наложения)
Цвет	Прозрачный, телесный
Размеры	6x1,8 см, 7x2,2 см, 7,6x4,5см, 10x8,5 см, 1,7x1,2 см, 4,5x6,5 см, 7,5x10 см, 7,5x4,5 см, 6,5 x 9 см
Упаковка изделия	Пластыри упакованы с картонную коробочку
Количество штук в упаковке	3 шт., 4,шт. 6шт., 7шт., 8шт., 16 шт.

Токсичность	Отсутствует
Потенциальный риск применения	Индивидуальная непереносимость
Способы стерилизации и обработки	Стерильно/ Нестерильно.
Условия и сроки хранения	срок хранения 3 года от даты производства, Условия хранения: в сухом месте
Возрастная категория пациентов	Все возрастные категории
Методы утилизации	Можно утилизировать на свалках домашнего мусора и отходов согласно действующим правилам.
Упаковка изделия	Упакованы в складные картонные коробки. Данные коробки упакованы в транспортные коробки согласно DIN, заклеены липкой лентой и упакованы в Европалеты

3. Противопоказания – индивидуальная непереносимость.

5. Подготовка к работе:

Подобрать повязку по размеру. Вскрыть индивидуальную стерильную упаковку в месте указанном на упаковке синей закругленной стрелочкой, потянув за несклеенные края упаковки. Достать повязку из упаковки. Снять одну часть защитного бумажного покрытия. Используя рулонный или катушечный пластырь, необходимо достать пластырь из упаковки. Отмотать необходимое количество пластыря отрезать ножницами, оставшееся количество убрать обратно в упаковку

5. Правила хранения и использования:

Хранить в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей, месте, при температуре от 0°C до +30°C, избегать попадания прямых солнечных лучей..

1	Срок хранения	
	DermaPlast Hydro-Active Cosmos Hydro-Active Cosmos	3 года от даты производства, указанной на упаковке
	Hydrofilm, Hydrofilm plus	5 лет от даты производства, указанной на упаковке
	DermaPlast classic DermaPlast textile elastic DermaPlast sensitive DermaPlast injection	

	sensitive Cosmos Strips Cosmos Classic Cosmos Kids Cosmos Sensitive Cosmos Textile Elastic Cosmos Aqua Cosmos Water-Resistant Cosmos Sport	
2	Методы утилизации	Можно утилизировать на свалках домашнего мусора и отходов согласно действующим правилам
3	Упаковка	Индивидуальная упаковка каждой повязки. упакованы в транспортные коробки согласно DIN, заклеены липкой лентой и упакованы в Европалеты

Руководство по эксплуатации

Пластыри и повязки пластырного типа, стерильные и нестерильные

1. Пластыри:

DermaPlast classic/ДермаПласт классик, DermaPlast textile elastic/ДермаПласт текстиль эластик, DermaPlast sensitive/Дермапласт сенситив, DermaPlast injection sensitive/Дермапласт инъекции сенситив, DermaPlast Hydro-Active/Дермапласт Гидро-актив, Cosmos/Космос, Cosmos Strips/Космос Стрипс, Cosmos Classic/Космос Классик, Cosmos Kids/Космос кидс, Cosmos Sensitive/Космос Сенситив, Cosmos Textile Elastic/Космос Текстиль Эластик, Cosmos Aqua/Космос Аква, Cosmos Water-Resistant/Космос Ватер-Резистант, Cosmos Sport/Космос Спорт, Cosmos Hydro-Active/Космос Гидро-актив

2. Повязки пластырного типа:

Hydrofilm/ Гидрофилм,
Hydrofilm plus/ Гидрофилм плюс

Использование:

Подобрать повязку по размеру. Вскрыть индивидуальную стерильную упаковку в месте указанном на упаковке синей закругленной стрелочкой, потянув за несклеенные края упаковки. Достать повязку из упаковки. Снять одну часть защитного бумажного покрытия, наложить повязку на рану таким образом, чтобы впитывающая подушечка полностью покрывала рану, аккуратно прижать и разгладить клеящую часть повязки, не давя на рану. Снять вторую часть защитной бумаги, разгладить и прижать к коже вторую часть повязки.

Используя бытовые пластыри, необходимо снять предохраняющую бумажную полоску и зафиксировать пластырь на ране.

После использования утилизировать согласно положению по утилизации медицинских отходов.

Хранение:

Хранить в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей, месте, при температуре от 0°C до +30°C, избегать попадания прямых солнечных лучей..

Транспортировка:

Транспортирование должно проводиться всеми видами закрытого транспорта (в железнодорожных вагонах, контейнерах, отапливаемых герметизированных отсеках, на самолетах, закрытых автомашинах, трюмах и т.д.) в соответствии правилами перевозок, действующими на транспорте данного вида и условиями хранения по ГОСТ 15150-69

Утилизация:

Можно утилизировать на свалках домашнего мусора и отходов согласно действующим правилам.





Проконтролировано
и отрезчено
негатив

14.