

«УТВЕРЖДАЮ»

ООО «МеталлПластПрофиль»

Генеральный директор

А.Н.Воронцов

«__» _____ 2017 г.



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
БАХИЛЫ МЕДИЦИНСКИЕ ОДНОРАЗОВЫЕ
по ТУ 9398-001-37469186-2016

Тверь 2017 г.

Содержание

I. Описание и работа:	
1.1. Назначение изделия.....	стр.3
1.2. Технические характеристики.....	стр.3
1.3. Состав изделия.....	стр.3
1.4. Устройство и работа изделия.....	стр.3
1.5. Маркировка.....	стр.3
1.6. Упаковка.....	стр.4
II. Показания к применению.....	стр.4
III. Противопоказания к применению.....	стр.4
IV. Использование по назначению:	
4.1. Эксплуатационные ограничения.....	стр.4
4.2. Использование изделия.....	стр.5
V. Техническое обслуживание.....	стр.5
VI. Хранение:	
6.1. Условия хранения.....	стр.5
6.2. Гарантийные сроки хранения.....	стр.5
VII. Транспортирование.....	стр.5
VIII. Утилизация.....	стр.5
IX. Контактные данные производителя.....	стр.5

Настоящее руководство по эксплуатации устанавливает эксплуатационные характеристики на бахилы медицинские одноразовые (далее бахилы), предназначенные для предотвращения перекрестного заражения между обувью и окружающей средой в качестве физического барьера.

I. Описание и работа

1.1. Назначение изделия

Бахилы предназначены для предотвращения перекрестного заражения между обувью и окружающей средой в качестве физического барьера.

Область применения: широкого применения (для предотвращения перекрестного заражения между обувью и окружающей средой в качестве физического барьера).

1.2. Технические характеристики

Основными техническими характеристиками бахил являются: масса, толщина, размеры, а так же тип поверхности и цвет.

Бахилы имеют следующие показатели:

- цветом: синий, голубой и их оттенки;
- по типу поверхности: гладкие, текстурированные;
- толщиной в мкм: 8, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 20, 23, 27, 33, 40;
- размером (длина x высота) в мм: 400x150;
- массой в гр.: 1,1; 1,3; 1,6; 1,8; 2,0; 2,2; 2,4; 2,8; 3,2; 3,8; 4,5; 5,0.

1.3. Состав изделия

Для изготовления бахил используют:

- ПНД марки РЕ6 FE-68 производства ООО «Тонар» по ТУ 6-11-00206368-25-2013, краситель СКГП-501 (синий).
- резинка: нить латексная оплетенная марки 28/150D, производства ООО «Промлатэкс», по ТУ 2272-001-98728549-2007.

1.4. Устройство и работа

Бахилы представляет собой одноразовое изделие для предотвращения перекрестного заражения между обувью и окружающей средой в качестве физического барьера.

Для закрепления изделия на обуви бахилы имеют резинку.

1.5. Маркировка

Маркировка приклеивается к потребительской упаковке в виде информационного листа или вкладываться в упаковочную тару.

На каждом упаковочном листе указаны:

- наименование и адрес предприятия изготовителя;
- товарный знак предприятия-изготовителя (при наличии);
- условное обозначение изделия;

- цвет;
- тип поверхности;
- толщина;
- размер;
- масса;
- номер партии;
- год изготовления (или две последние цифры);
- обозначение настоящих технических условий;
- для однократного применения.

Также допускается указывать в маркировке другие дополнительные сведения: сведения о сертификации, число изделий и др.

На каждом ящике из гофрированного картона указаны:

- наименование и адрес предприятия изготовителя;
- условное обозначение изделия;
- год изготовления (или две последние цифры);
- обозначение настоящих технических условий;
- для однократного применения;
- число изделий;
- надпись: "годен до _____".

1.6. Упаковка

Упаковка бахил обеспечивает их сохранность при транспортировании и хранении.

Бахилы одного цвета, массы, размера и толщины из одной партии в кол-ве 50 пар уложены в потребительскую упаковку из полиэтилена низкого давления. Транспортная упаковка из картона содержит 50 потребительских упаковок бахил одного цвета, массы, размера и толщины из одной партии и достаточно прочна и надежна, чтобы предохранить содержимое упаковки при транспортировании и хранении.

II. Показания к применению

Бахилы предназначены для предотвращения перекрестного заражения между обувью и окружающей средой в качестве физического барьера.

III. Противопоказания к применению

Бахилы не имеют медицинских противопоказаний к применению.

IV. Использование по назначению

4.1. Эксплуатационные ограничения

Для сохранения эксплуатационных характеристик обуславливаются следующие ограничения:

- изделие не подлежит использованию при наличии механических повреждений (порезы, просечки, засечки, пробоины);
- не допускается использовать изделие вторично;
- беречь изделие от соприкосновения с острыми и режущими предметами.

4.2. Использование изделия

Для использования изделия необходимо:

- извлечь бахилы из упаковки, расправить;
- визуально проверить целостность бахил.
- надеть бахилы на обувь, после использования утилизировать.

V. Техническое обслуживание

Бахилы являются одноразовыми изделиями и технического обслуживания не требуют.

VI. Хранение

6.1. Условия хранения

Условия хранения изделий, в части воздействия климатических факторов, должны соответствовать условиям хранения 1 по ГОСТ 15150.

6.2. Гарантийные сроки хранения

Гарантийный срок хранения бахил -5 лет.

По истечении гарантийного срока хранения перед применением бахил проверяются на соответствие требованиям ТУ 9398-001-37469186-2016

VII. Транспортирование

Бахилы транспортируют всеми видами транспорта, в крытых транспортных средствах или универсальных контейнерах, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Условия транспортирования – по условиям хранения 5 по ГОСТ 15150.

Ящики с бахилами формируют в транспортные мешки и транспортируют по ГОСТ 26663.

Ящики хранят в штабеле высотой не более 2,5 м в крытых складских помещениях.

VIII. Утилизация

Использованные бахилы относятся к отходам класса А и утилизируется в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами" (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 9 декабря 2010 г. N 163).

IX. Контактные данные

Производитель: ООО МеталлПластПрофиль"

Место производства: 170001, г.Тверь, Проспект Калинина, д.15, стр.3

Тел: 8(4822)47-64-30, 63-00-53, тел./факс: 8(4822)66-62-58

E-mail: a-vorontsov@inbox.ru, svp64@mail.ru

Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью

6 (шесть) листа(ов)

Подпись: _____

