










17. Смарт-карта терапевтическая AESTHETICS, не более 100 шт.;
18. Смарт-карта терапевтическая POSTPARTUM, не более 100 шт.;
19. Стойка для аппарата с тремя полками, узкая;
20. Стойка для аппарата с тремя полками, широкая;
21. Стойка с полкой;
22. Стойка с выдвижным ящиком;
23. Стойка с полкой и выдвижным ящиком;
24. Тальк (100 г/уп.), не более 10 уп.;
25. Аккумулятор 7,2 В, не более 10 шт.;
26. Аккумуляторы AA 1.2 В (4 шт./уп.), не более 10 уп.;
27. Сумка для транспортировки.



Таблица 1 - Фотографии и назначение составных частей медицинского изделия




Наименование	Фото	Назначение
Базовый состав:		
Модуль основной «HIVAMAT 200 Evident»		Многофункциональная терапевтическая система глубокой осцилляции
Электрод нейтральный		Касается тела пациента для создания электростатического поля
Кабель пациента		Обеспечивает связь между аппаратом и кабелем соединительным прямым


Кабель соединительный прямой		Используется для присоединения аппликатора и нейтрального электрода к аппарату
Насадка ручного аппликатора $\varnothing$ 1.5 см		Крепится на рукоятку аппликатора, в насадку вкладывается мембрана, необходимая для проведения процедуры
Насадка ручного аппликатора $\varnothing$ 5 см		
Насадка ручного аппликатора $\varnothing$ 9.5 см		
Мембрана с виниловой пленкой $\varnothing$ 1.5 см		

Мембрана с виниловой пленкой Ø 5 см		происходит воздействие
Мембрана с виниловой пленкой Ø 9.5 см		
Рукоятка ручного аппликатора		Используется для крепления насадки аппликатора, которой проводится процедура
Рукоятка ручного аппликатора малая		


Тальк (упаковка 100г)		Используется для обезвоживания участка тела пациента, на котором проводится процедура
Смарт-карта терапевтическая deep oscilation		Используется для записи параметров процедуры на аппарате исполнения «Hivamat 200 Evident» для последующего применения с аппаратом исполнения «Hivamat 200 Personal»
Кабель питания		Предназначен для подключения аппарата к розетке переменного тока
Руководство по эксплуатации		Руководство по эксплуатации с описанием принципов работы и управления аппаратом


Модуль основной «HIVAMAT 200 Personal»		Многоцелевая система глубокой осцилляции
Смарт-карта терапевтическая sports		Смарт-карта памяти содержит протоколы лечения соответствующих спортивных заболеваний
Зарядное устройство для аккумуляторов		Устройство для зарядки аккумуляторов
Зарядное устройство		Устройство для зарядки аппарата

Аккумуляторы АА 1.2 в (в наборах по 4 шт.)		Используются для автономного питания аппарата
Смарт-карта терапевтическая aesthetics		Содержит протоколы лечения для косметических нарушений
Смарт-карта терапевтическая postpartum		Терапевтическая смарт-карта с протоколами процедур для применения в послеродовом периоде
Модуль основной «HIVAMAT 200»		Многоцелевая система глубокой осцилляции
Кабель соединительный витой		Используется для присоединения аппликатора и нейтрального электрода к аппарату

Набор ручного аппликатора в составе: - Рукоятка ручного аппликатора, 1 шт; - Кабель соединительный витой, 1 шт.; - Насадка ручного аппликатора $\varnothing$ 5 см, 1 шт.; - Насадка ручного аппликатора $\varnothing$ 9.5 см, 2 шт.; - Мембрана с виниловой пленкой $\varnothing$ 5 см, 5 шт.; - Мембрана с виниловой пленкой $\varnothing$ 9.5 см, 5 шт.;		Предназначен для альтернативного или самостоятельного лечения с аппаратами «HIVAMAT 200», «HIVAMAT 200 Evident» и «HIVAMAT 200 Personal»
Принадлежности:		
Кабель соединительный витой с разъемом типа «кнопка»		Используется для присоединения аппликатора и нейтрального электрода к аппарату
Электроды адгезивные «ФИЗИОПАДС», $\varnothing$ 3,2см, разъем типа «кнопка» (4 шт./упак.)		Многоразовые электроды индивидуального применения. Электроды рассчитаны на один курс лечения; крепятся на тело пациента клеейкой (адгезивной) поверхностью электрода. Область применения варьируется в зависимости от патологии

Стойка для аппарата с тремя полками, узкая		Стойка для размещения аппарата и принадлежностей к нему
Стойка для аппарата с тремя полками, широкая		Стойка для размещения аппарата и принадлежностей к нему
Стойка с полкой		Стойка для размещения аппарата и принадлежностей к нему

Стойка с выдвижным ящиком		Стойка для размещения аппарата и принадлежностей к нему
Стойка с полкой и выдвижным ящиком		Стойка для размещения аппарата и принадлежностей к нему
Аккумулятор 7,2В		Используется для автономного питания аппарата

Сумка для транспортировки		Сумка для транспортировки аппарата
Стойка для аппарата		Предназначена для расположения на ней аппарата в исполнении «Hivamat 200» и «Hivamat 200 Evident». Принадлежности к ним хранятся в специальном выдвижном ящике. На поверхности стойки имеются специальные углубления, в которых располагаются магнитные ножки аппаратов. Это позволяет надежно установить и зафиксировать аппарат на стойке

11. Технические характеристики медицинского изделия

Таблица 2 - Технические характеристики медицинского изделия

Наименование	Значение параметра		
	Hivamat 200 Evident	Hivamat 200 Personal	Hivamat 200
Класс защиты	I, тип BF	Внутренний источник питания, тип BF	I, тип BF
Напряжение питания	110 ... 240 В	Аккумуляторные батареи: 4x1,2 В Ni-MH тип AA	110 ... 240 В
Частота сети питания, Гц (± 1)	50 ... 60	-	50 ... 60
Потребляемая мощность/ток	35 ВА / 0.15 А (при 230 В) или 0.3 А (при 115 В)	0,1 А (230В) 0,2 А (115В)	9,5 ВА
Выходное напряжение	400 В _{пик}		450 В
Выходное	10 МОм		10 МОм

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «Физиоком»

Кирсанов Р. Ю.


«28» ноября 2016 г.




Фотографическое изображение медицинского изделия

Аппарат вакуумной терапии «PHYSIOVAC» в исполнении «PHYSIOVAC-Expert»,
«PHYSIOVAC-Basic» с принадлежностями


I. 1. Модуль основной




1. 2. Электрод вакуумный «ВАКУСТОП», 60 мм




1. 3. Спонж вискозный, Ø 60 мм







1. 5. Шланг байпасный с 2 коннекторами



I. 6. Кабель соединительный (электротерапия - вакуумная терапия)



1. 7. Кабель питания, соединительный




TECHNOLOGY FOR THERAPY


PHYSIOMED®

Руководство по эксплуатации


Аппарат вакуумной терапии «PHYSIOVAC» в исполнении
«PHYSIOVAC-Expert», «PHYSIOVAC-Basic» с принадлежностями


II. 1. Модуль основной






П. 3. Спонж вязкозный, Ø 60 мм







П. 5. Шланг байпасный с 2 коннекторами



II. 6. Кабель соединительный (электротерапия - вакуумная терапия)






TECHNOLOGY FOR THERAPY


PHYSIOMED®


Руководство по эксплуатации

Аппарат вакуумной терапии «PHYSIOVAC» в исполнении
«PHYSIOVAC-Expert», «PHYSIOVAC-Basic» с принадлежностями


П. 8. Руководство по эксплуатации









III. 4. Электрод вакуумный «Вакустоп», Ø 120 мм





III. 5. Спонж вязкозный, Ø 30 мм




III. 6. Спонж вязкозный. Ø 60 мм












III. 10. Шланг байпасный с 2 коннекторами






III. 12. Заглушка вакуумного коннекта








III. 15. Банка для вакуумного массажа, Ø 100 мм




III. 16. Банка для вакуумного массажа, 0,1 мм




III. 17. Банка для вакуумного массажа, Ø 100 мм




III. 18. Стакан сепаратора пластиков





III. 19. Стойка для аппарата с тремя полками узкая





III. 20. Стойка для аппарата с тремя полками












III. 25. Универсальная полка для хранения вакуумных аксессуаров



III. 26. Сумка для транспортировки аппарата



Всего прошнуровано,
пронумеровано и скреплено
печатью 42 листов

