




913630 Катетер (дренаж) педиатрический для активного дренирования гнойных полостей с дренажным резервуаром помпой ДП-1
ТУ 9436-082-18037666-2015

Этикетка

МЕДС. 942279.002ЭТ

Катетер (дренаж) одноканальный наружным диаметром канала 4,5 мм предназначен для активного дренирования гнойных полостей и используется в детских хирургических отделениях клиник и больниц.

Транспортировать при температуре не ниже минус 10°C и не выше плюс 40°C и относительной влажности воздуха до 50%. Хранить при температуре от плюс 5 до плюс 35°C и относительной влажности воздуха до 50%. Катетер (дренаж) должен храниться на стеллажах в первичной упаковке и должен быть защищен от прямого ультрафиолетового излучения. Не допускается хранить изделие вблизи бактерицидных ламп, открытых емкостей со щелочами, кислотами, маслами, бензином и др. органическими соединениями.

Апирогенно, нетоксично внутри

STERILE EO

Утилизация проводится по СанПиН 2.1.7.2790 как отходы класса Б.

Дата изготовления 22.08.16.

Использовать до 22.08.17.

Не применять в случае нарушения целостности упаковки.


Катетер (дренаж) ДП-1 соответствует требованиям ТУ 9436-082-18037666-2015 и признан годным для эксплуатации.

Номер партии 21/08

Штамп ОТК



Изготовитель: Россия, ЗАО «МедСил», 141002, МО
г. Мытищи, ул. Ядревская, д. 4



94 3630 Катетер (дренаж) педиатрический для активного дренирования гнойных полостей с дренажным резервуаром помпой ДП-5
ТУ 9436-082-18037666-2015

Этикетка

МЕДС. 942279.002ЭТ

Катетер (дренаж) пятиканальный наружным диаметром канала 4,5 мм предназначен для активного дренирования гнойных полостей и используется в детских хирургических отделениях клиник и больниц.

Транспортировать при температуре не ниже минус 10°C и не выше плюс 40°C и относительной влажности воздуха до 50%. Хранить при температуре от плюс 5 до плюс 35°C и относительной влажности воздуха до 50%. Катетер (дренаж) должен храниться на стеллажах в первичной упаковке и должен быть защищен от прямого ультрафиолетового излучения. Не допускается хранить изделие вблизи бактерицидных ламп, открытых емкостей со щелочами, кислотами, маслами, бензином и др. органическими соединениями.

Апирогенно, нетоксично внутри

STERILE	EO
---------	----

Утилизация проводится по СанПиН 2.1.7.2790 как отходы класса Б.

Дата изготовления 22.08.2016.

Использовать до 22.08.2017.

Не применять в случае нарушения целостности упаковки.

Катетер (дренаж) ДП-5 соответствует требованиям ТУ 9436-082-18037666-2015 и признан годным для эксплуатации.

Номер партии 22/08

Штамп ОТК



Изготовитель: Россия, ЗАО «МедСил», 141002, МО г. Мытищи, ул. Ядревская, д.4

Тел/факс (495) 583 36 62