


7. Выключение системы

Сначала следует выключить plusoptiX A09 при помощи переключателя вкл/выкл, а затем монитор.



После выключения plusoptiX A09 его переключатель вкл/выкл будет мигать до тех пор, пока система полностью не выгрузит программу.



Если вы используете удлинители или сетевые фильтры с несколькими розетками, обеспечьте их защиту и недосягаемость для детей.



В конце рабочего дня монитор и прибор должны быть отсоединены от розеток. Если используется сетевой фильтр, то достаточно его выключить. Это меры предосторожности от короткого замыкания в ночное время, которое может явиться причиной пожара.