



СОГЛАСОВАНО
Руководитель Испытательного
Центра медицинских изделий
ООО «Профессиональное
Сертификационное Агентство»


Л.Ю. Никифорова
«11» сентября 2009 г.


Ген. дир. «ПНЦС» В.В. Вишневиков
УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО НПО «ПНЦС»


Л.М. Кузякова
27 августа 2009 г.

ИНСТРУКЦИЯ

по применению отрезов марлевых медицинских нестерильных

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Отрезы марлевые медицинские нестерильные предназначены для использования в медицинских и лечебно-профилактических учреждениях, в качестве средства личной гигиены.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Отрезы марлевые медицинские – микробиологически безопасны. Гигроскопичны, воздухопроницаемы. С лекарственными средствами не взаимодействуют.

Отрезы марлевые медицинские производится в нестерильном исполнении.

Отрезы марлевые медицинские изготавливаются следующих размеров:

- длина $1000 \pm 10,0$ см ширина $90 \pm 1,5$ см;
- длина $2000 \pm 10,0$ см ширина $90 \pm 1,5$ см;
- длина $3000 \pm 10,0$ см ширина $90 \pm 1,5$ см;
- длина $5000 \pm 10,0$ см ширина $90 \pm 1,5$ см;
- длина $10000 \pm 10,0$ см ширина $90 \pm 1,5$ см;

Отрезы марлевые медицинские упакованы в полиэтиленовую пленку или один слой оберточной бумаги, подпергамент или пергамент

3. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Противопоказания и побочные действия не обнаружены.

4. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ ИЗДЕЛИЯ

Перед использованием изделия необходимо вскрыть упаковку.

5. ПОРЯДОК РАБОТЫ ИЗДЕЛИЯ

Применять для изготовления тампонов, при наложении повязок на пораженные части тела, для личной гигиены.

6. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Упакованное изделие хранят согласно ГОСТ 7000 в сухом проветриваемом помещении в соответствии с правилами пожарной безопасности, в условиях, предотвращающих загрязнения, механические повреждения и действия солнечных лучей.

Транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах.

Срок годности отрезков марлевых нестерильных – 6 лет.

Условие отпуска из аптек – без рецепта врача.

Рекламации на качество изделия направлять в адрес предприятия-изготовителя (355000, г. Ставрополь, пр. К.Маркса, 72/1 ООО НПО «Пульс+», тел/факс: (865 2) 271-271).