


Фотографические изображения медицинского изделия


**Рециркулятор УФ-бактерицидный двухламповый с принудительной
циркуляцией воздушного потока для обеззараживания воздуха
помещений в присутствии людей РБ-06-«Я-ФП»
по ТУ 9451-006-55307168-2004,
производства ООО «Ферропласт Медикал», Россия**



Подставка для
рециркулятора




Фотография 1. Общий вид медицинского изделия «Рециркулятор УФ-бактерицидный двухламповый с принудительной циркуляцией воздушного потока для обеззараживания воздуха помещений в присутствии людей РБ-06-«Я-ФП» по ТУ 9451-06-55307168-2004, исполнение РБ-06-«Я»-ФП»-01 (на подставке для рециркулятора).

(подставка для рециркулятора является принадлежностью для исполнений РБ-06-«Я»-ФП»-01 и РБ-06-«Я»-ФП»-02).



Фотография 2. Медицинское изделие «Рециркулятор УФ-бактерицидный двухламповый с принудительной циркуляцией воздушного потока для обеззараживания воздуха помещений в присутствии людей РБ-06-«Я-ФП» по ТУ 9451-006-55307168-2004. Исполнение РБ-06-«Я-ФП»-01. Общий вид.

- | | | |
|---|---------------------------------------|----------|
| 1 | Постоянная работа в присутствии людей | |
| 2 | I категория | до 30 м³ |
| 3 | I категория | 31-75 м³ |
| 4 | II-V категория | до 30 м³ |
| 5 | II-V категория | 31-75 м³ |
| 6 | Запуск программы / Сброс | |



Фотография 3. Общий вид панели управления медицинского изделия «Рециркулятор УФ-бактерицидный двухламповый с принудительной циркуляцией воздушного потока для обеззараживания воздуха помещений в присутствии людей РБ-06-«Я-ФП» по ТУ 9451-006-55307168-2004, исполнение РБ-06-«Я-ФП»-01 (индикация работы рециркулятора осуществляется на сегментных индикаторах).

ООО «Ферропласт Медикал»

Рециркулятор УФ-бактерицидный двухламповый с принудительной циркуляцией
воздушного потока для обеззараживания воздуха помещений в присутствии людей

РБ-06-«Я-ФП»

Номинальная потребляемая
мощность не более 80 ВА
~ 220В ~ 50Гц

исполнение РБ-06-«Я-ФП»-01

ру №1


от

г.


ТУ 9451-006-55307168-2004
Заводской номер №45910
Год выпуска 2016



Фотография 4. Маркировка. Медицинское изделие «Рециркулятор УФ-бактерицидный двухламповый с принудительной циркуляцией воздушного потока для обеззараживания воздуха помещений в присутствии людей РБ-06-«Я-ФП» по ТУ 9451-006-55307168-2004, исполнение РБ-06-«Я-ФП»-01.




Фотография 5. Медицинское изделие «Рециркулятор УФ-бактерицидный двухламповый с принудительной циркуляцией воздушного потока для обеззараживания воздуха помещений в присутствии людей РБ-06-«Я-ФП» по ТУ 9451-006-55307168-2004, исполнение РБ-06-«Я-ФП»-01. Общий вид, вид сзади.



Фотография 6. Принадлежность: вставка плавкая – 2 штуки.

(принадлежность для исполнений РБ-06-«Я»-ФП»-01 и РБ-06-«Я»-ФП»-02).



Подставка для
рециркулятора

Фотография 7. Общий вид медицинского изделия «Рециркулятор УФ-бактерицидный двухламповый с принудительной циркуляцией воздушного потока для обеззараживания воздуха помещений в присутствии людей РБ-06-«Я-ФП» по ТУ 9451-06-55307168-2004, исполнение РБ-06-«Я-ФП»-02 (на подставке для рециркулятора)
(Подставка для рециркулятора является принадлежностью для исполнений РБ-06-«Я-ФП»-01 и РБ-06-«Я-ФП»-02).

ООО «Ферропласт Медикал»

Рециркулятор УФ-бактерицидный двухламповый с принудительной циркуляцией
воздушного потока для обеззараживания воздуха помещений в присутствии людей

РБ-06-«Я-ФП»

Номинальная потребляемая
мощность не более 80 ВА РУ №1
- 220В - 50Гц

исполнение РБ-06-«Я-ФП»-02

РУ №1

от

г.


ТУ 9451-006-55307168-2004

Заводской номер №45930

Год выпуска 2016



Фотография 9. Маркировка. Медицинское изделия «Рециркулятор УФ-бактерицидный двухламповый с принудительной циркуляцией воздушного потока для обеззараживания воздуха помещений в присутствии людей РБ-06-«Я-ФП» по ТУ 9451-006-55307168-2004, исполнение РБ-06-«Я-ФП»-02.



Фотография 8. Медицинское изделие «Рециркулятор УФ-бактерицидный двухламповый с принудительной циркуляцией воздушного потока для обеззараживания воздуха помещений в присутствии людей РБ-06-«Я-ФП» по ТУ 9451-006-55307168-2004. Исполнение РБ-06-«Я-ФП»-02. Общий вид.

ООО «Ферропласт Медикал»

Рециркулятор УФ-бактерицидный двухламповый с принудительной циркуляцией
воздушного потока для обеззараживания воздуха помещений в присутствии людей

РБ-06-«Я-ФП»

Номинальная потребляемая
мощность не более 80 ВА
~ 220В ~ 50Гц

исполнение РБ-06-«Я-ФП»-02


ру №1

от

ТУ 9451-006-55307 168-2004

Заводской номер №45930


Год выпуска 2016




фотография 9. Маркировка. Медицинское изделия «Рециркулятор УФ-бактерицидный
двухламповый с принудительной циркуляцией воздушного потока для обеззараживания воздуха
помещений в присутствии людей РБ-06-«Я-ФП» по ТУ 9451-006-55307 168-2004, исполнение РБ-06-
«Я-ФП»-02.



Фотография 10. Общий вид панели управления медицинского изделия «Рециркулятор УФ-бактерицидный двухламповый с принудительной циркуляцией воздушного потока для обеззараживания воздуха помещений в присутствии людей РБ-06-«Я-ФП» по ТУ 9451-006-55307168-2004, исполнение РБ-06-«Я-ФП»-02 (индикация работы рециркулятора осуществляется на жидкокристаллическом дисплее).



Фотография 11. Медицинское изделие «Рециркулятор УФ-бактерицидный двухламповый с принудительной циркуляцией воздушного потока для обеззараживания воздуха помещений в присутствии людей РБ-06-«Я-ФП» по ТУ 9451-006-55307168-2004, исполнение РБ-06-«Я-ФП»-02. Общий вид, вид сзади.



Фотография 12. Принадлежность: вставка плавкая – 2 штуки.

(принадлежность для исполнений РБ-06-«Я»-ФП»-01 и РБ-06-«Я»-ФП»-02).



Директор ООО «Ферропласт Медикал»

С.С. Турович

Прошито и пронумеровано 13 листа (ов)