

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест»
2016 г.

М.Д. Хусаинов



Генеральный директор
АО «Вектор-Бест»

М.Д. Хусаинов

2016 г.

М.П.



ВЕКТОР
БЕСТ

Набор реагентов
для определения однонуклеотидных
полиморфизмов генов системы
свертывания крови FGB и F13A1
методом полимеразной цепной реакции
в режиме реального времени
с детекцией кривых плавления

Реалбест-Генетика
Гемостаз FGB/F13A1

ВЕКТОР
БЕСТ

Реалбест-Генетика
Гемостаз FGB/F13A1

АО «Вектор-Бест»
Реалбест-Генетика
Гемостаз FGB/F13A1
ГРС
готовая реакционная
смесь для ПЦР
(40 проб/туба)
1 2017-08

Инструкция по применению
Реалбест-Генетика
Гемостаз FGB/F13A1
Готовая реакционная смесь для ПЦР (40 проб/туба)
1. Назначение: для определения однонуклеотидных полиморфизмов генов системы свертывания крови FGB и F13A1 методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени с детекцией кривых плавления.
2. Состав: смесь праймеров, зондов, Taq-полимеразы, дНТП, буфера.
3. Условия хранения: +4...+25 °С.
4. Срок годности: 12 месяцев.
5. Упаковка: 1 туба по 0,1 мл.
6. Методика применения: см. приложение.
7. Контроль качества: см. приложение.
8. Контактная информация: АО «Вектор-Бест», тел. 8-800-100-00-00.

В комплект поставки входит набор реагентов, инструкция по применению, сертификат качества, паспорт качества, упаковка и маркировка соответствуют требованиям.

Технические условия

ТУ 9388-447-236-0817-2016

