


Генеральный директор
АО «Вектор-Бест»
2016 г.
М.П.

М.Д. Хусаинов



ПАСПОРТ № 2355-16

RealBest-Genetika AGT C521T/AGTR1 A1166C

Набор реагентов для определения однонуклеотидных полиморфизмов C521T гена AGT и A1166C гена AGTR1 методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени с детекцией кривых плавления

ТВ 9398-618-23548172-2016

Номер серии: 1

Дата изготовления: 2016-06-23

Дата выдачи паспорта: 2016-06-23

Хранить при температуре 2-8°C. Транспортировать при температуре 2-8°C. Допускается транспортировка при температуре до 25°C не более 10 суток.

Наименование показателя	Характеристика и норма	Результаты контроля
Внешний вид		
Ком. (исходный образец «Нормальная гомозигота» (KO1), серия 1	Прозрачная бесцветная жидкость, 1 пробирка, 1 мл	Прозрачная бесцветная жидкость, 1 пробирка, 1 мл (соответствует)
Контрольный образец «Мутантная гомозигота» (KO2), серия 1	Прозрачная бесцветная жидкость, 1 пробирка, 1 мл	Прозрачная бесцветная жидкость, 1 пробирка, 1 мл (соответствует)
Готовая реакционная смесь для ПЦР (ГРС), серия 1	Аморфная масса белого цвета, 48 пробирок (6 ступок по 8 пробирок)	Аморфная масса белого цвета, 48 пробирок (6 ступок по 8 пробирок) (соответствует)
Элюирующий раствор «Генетика», серия 1	Прозрачная бесцветная жидкость, 2 флакона по 12 мл	Прозрачная бесцветная жидкость, 2 флакона по 12 мл (соответствует)
Принадлежности:		
Оптическая пленка	1 лист	1 лист (соответствует)
Технические характеристики		
Температура плавления дуплекса специфичного ДНК-зонда и продукта амплификации для KO1, °C	(47 ± 3) °C по каналу «FAM» (57 ± 3) °C по каналу «ROX»	48°C по каналу «FAM» 58°C по каналу «ROX» (соответствует)
Температура плавления дуплекса специфичного ДНК-зонда и продукта амплификации для KO2, °C	(56 ± 3) °C по каналу «FAM» (48 ± 3) °C по каналу «ROX»	54°C по каналу «FAM» 48°C по каналу «ROX» (соответствует)
Специфичность определения генетических полиморфизмов C521T гена A и A1166C гена AGTR1 по ССР 05-2-654, %	100	100 (соответствует)

В комплект поставки входят: набор реагентов, инструкция по применению, паспорт, упаковка и маркировка соответствуют требованиям 93-618-23548172-2016

В.В. ШАПРОВ





ПАСПОРТ № 3455-15
РеалБест-Генетика AGT C521T/AGTR1 A1166C
 Набор реагентов для определения однонуклеотидных полиморфизмов C521T гена AGT и A1166C гена AGTR1 методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени с детекцией кривых плавления

ТУ 9398-618-23548172-2016

Хранить при температуре 2-8°C. Транспортировать при температуре 2-8°C. Допускается транспортирование при температуре до 23°C не более 10 суток.

Наименование компонента	Характеристика и объем	Результаты контроля
Вспомогательный раствор «Нормальная плазма» (KO1), серия 2	Прозрачная бесцветная жидкость, 1 пробирка, 1 мл	Прозрачная бесцветная жидкость, 1 пробирка, 1 мл (соответствует)
Вспомогательный раствор «Мутная плазма» (KO2), серия 2	Полупрозрачная бесцветная жидкость, 1 пробирка, 1 мл	Полупрозрачная бесцветная жидкость, 1 пробирка, 1 мл (соответствует)
Готовая реакционная смесь для ПЦР (ГРС), серия 2	Аморфная масса белого цвета, 48 пробирок (в комплекте по 4 пробирки)	Аморфная масса белого цвета, 48 пробирок (в комплекте по 4 пробирки) (соответствует)
Элюирующий раствор «Генетика», серия 2	Прозрачная бесцветная жидкость, 2 флакона по 12 мл	Прозрачная бесцветная жидкость, 2 флакона по 12 мл (соответствует)
Принадлежности: Оптическая планка	1 лист	1 лист (соответствует)
Технические характеристики		
Температура плавления дуплекса специфического ДНК-зонда и продукта амплификации для KO1, °C	(47 ± 3) °C по каналу «FAM» (57 ± 3) °C по каналу «ROX»	47 °C по каналу «FAM» 58 °C по каналу «ROX» (соответствует)
Температура плавления дуплекса специфического ДНК-зонда и продукта амплификации для KO2, °C	(56 ± 3) °C по каналу «FAM» (48 ± 3) °C по каналу «ROX»	57 °C по каналу «FAM» 49 °C по каналу «ROX» (соответствует)
Специфичность при полиморфизме C521T по COT 0.5-2.654, %	100	100 (соответствует)

В комплект поставки входит: набор реагентов, инструкция по применению, паспорт, этикетки качества, комплектность, упаковка и маркировка соответствуют требованиям ТУ 9398-618-23548172-2016

В В ШАПРОВ





Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью

2 листов

[Handwritten signature]