

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест»
2016 г.

Новосибирская область, г. Новосибирск

М.Д. Хусаинов



IVC
RealBect ДНК Rickettsia sibirica / Rickettsia heilongjiangensis
ГРС
готовая реакционная смесь для ПЦР
(48 пробирок)
LOT 1 2017-08

ПАСПОРТ № 2352-16

RealBect ДНК Rickettsia sibirica / Rickettsia heilongjiangensis (комплект 1)

Набор реагентов для дифференциального выявления ДНК Rickettsia sibirica и ДНК Rickettsia heilongjiangensis методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени

ТУ 9398-607-23548172-2016

Номер серии 1

Дата изготовления: 2016-08-23

Дата выдачи паспорта: 2016-08-23

Срок годности набора до: 2017-08-23

Характеристика и норма	Результат контроля
Прозрачная бесцветная жидкость, 1 пробирка, 1.0 мл	Прозрачная бесцветная жидкость, 1 пробирка, 1.0 мл (соответствует)
Аморфная масса белого цвета, 48 пробирок (6 стрипов по 8 пробирок)	Аморфная масса белого цвета, 48 пробирок (6 стрипов по 8 пробирок) (соответствует)
Прозрачная бесцветная жидкость, 4 флакона по 4.0 мл	Прозрачная бесцветная жидкость, 4 флакона по 4.0 мл (соответствует)
1 лист	1 лист (соответствует)
Чувствительность (выявление 100 копий ДНК Rickettsia sibirica и ДНК Rickettsia heilongjiangensis в пробе СОН 05-2-656), %	100 (соответствует)
Специфичность выявления ДНК Rickettsia sibirica и ДНК Rickettsia heilongjiangensis (по стандартной панели приращенных образцов контрольных сывороток крови СПП 05-2-214), %	100 (соответствует)

В комплект поставки входит: набор реагентов, инструкция по применению, паспорт. Показатели качества, комплектность, упаковка и маркировка соответствуют требованиям ТУ 9398-607-23548172-2016

Начальник ОБТК
В.В. ШАЛРОВ



70 mg

6 G.

[illegible][illegible]



Набор реагентов
для дифференциального выявления
ДНК Rickettsia sibirica и ДНК Rickettsia
heilongjiangensis
нейлоплазменной
методом полимеразной цепи реакции
в реальном времени

Ректест ДНК Rickettsia sibirica / Rickettsia
heilongjiangensis (комплект 2)

ru.tseeb-jector.com
ru.tseeb-jector@yandex.ru
+7 (916) 492-67-49
+7 (916) 492-67-49 (факс)
+7 (916) 492-67-49 (факс)
+7 (916) 492-67-49 (факс)

Ректест ДНК Rickettsia sibirica /
Rickettsia heilongjiangensis
(комплект 2)

ПАСПОРТ № 2083-16

Реагент ДНК Rickettsia sibirica / Rickettsia heilongjiangensis (комплект 2)

Набор реагентов для дифференциального выявления ДНК Rickettsia sibirica и ДНК Rickettsia
heilongjiangensis нейлоплазменной методкой полимеразной цепи реакции в реальном времени

ТУ 9388-007-2014-07-2016

Минер. серия 1

Хранить при температуре 2-8°C. Гарантийный срок
использования 12 месяцев со дня выпуска.

Дата выпуска набора: 2014-08-23

Поставитель: ООО "Бектор-Бекс"

Срок годности набора: 2017-08-23

Реагентная смесь для ПЦР, серия 1

Масса реагента
100 мг

Раствор для восстановления, серия 1

Масса реагента
100 мг

Раствор для подготовки образцов, серия 1

Масса реагента
100 мг

Чувствительность (выявление 100 копий ДНК Rickettsia sibirica и ДНК Rickettsia heilongjiangensis в 100 мкл ДНК-ос- тава)	100	100 (соответствует)
Чувствительность (выявление ДНК Rickettsia sibirica и ДНК Rickettsia heilongjiangensis в 100 мкл ДНК-ос-тава)	100	100 (соответствует)
Специфичность (отсутствие ложноположительных результатов при использовании набора для ПЦР, серия 1)	100	100 (соответствует)

В комплект поставки входит: набор реагентов, инструкция по применению, паспорт.
Позаботились о качестве, копировальность, упаковка и маркировка соответствуют требованиям

Начальник СВТК В.В. ШАГРОВ





2016 г.

БЕСТ

Набор реагентов
для дифференциального выявления
ДНК *Rickettsia sibirica* и ДНК *Rickettsia*
heilongjiangensis
методом полимеразной цепной реакции
в режиме реального времени

RealBect ДНК *Rickettsia sibirica* / *Rickettsia*
heilongjiangensis (комплект 2)



АО «Вектор-Бест»
Реагент ДНК *Rickettsia sibirica* /
Rickettsia heilongjiangensis
PC реакционная
смесь для ПЦР
2 2017-08 5 пробирок



600028, Новосибирская обл., Новосибирский р-н,
п. Колыбель, а/я 121, АО «Вектор-Бест»
ПАСПОРТ № 2463-16
Тел./факс: (383) 327-67-64 Тел./факс: (383) 363-13-40
327-75-50, 332-51-58 E-mail: info@vector-best.ru

RealBect ДНК *Rickettsia sibirica* / *Rickettsia heilongjiangensis* (комплект 2)

Набор реагентов для дифференциального выявления ДНК *Rickettsia sibirica* и ДНК *Rickettsia*
heilongjiangensis методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени

ТУ 9398-607-23548172-2016

Номер серии 2

Дата изготовления: 2016-08-30
Дата выдачи паспорта: 2016-08-30

Срок годности набора до: 2017-08-30

Хранить при температуре 2-8°C. Транспортировать при
температуре 2-8°C. Допускается транспортирование при
температуре до 25°C не более 10 суток.

Состав набора	Характеристика и нормы	Результаты контроля
Положительный контрольный образец, серия 2	Прозрачная бесцветная жидкость, 1 пробирка, 1.0 мл	Прозрачная бесцветная жидкость, 1 пробирка, 1.0 мл (соответствует)
Реакционная смесь для ПЦР, серия 2	Аморфная масса белого цвета, 5 пробирок, каждая на 10 определений	Аморфная масса белого цвета, 5 пробирок, каждая на 10 определений (соответствует)
Раствор для восстановления, серия 2	Прозрачная бесцветная жидкость, 1 флакон, 2.0 мл	Прозрачная бесцветная жидкость, 1 флакон 2.0 мл (соответствует)
Раствор для подготовки образцов, серия 2	Прозрачная бесцветная жидкость, 4 флакона по 4.0 мл	Прозрачная бесцветная жидкость, 4 флакона по 4.0 мл (соответствует)
Технические характеристики		
Чувствительность (выявление 100 копий ДНК <i>Rickettsia</i> <i>sibirica</i> и ДНК <i>Rickettsia heilongjiangensis</i> в пробе СОП 05- 2-656), %	100	100 (соответствует)
Специфичность выявления ДНК <i>Rickettsia sibirica</i> и ДНК <i>Rickettsia heilongjiangensis</i> (по стандартной панели предприятия образцов контрольных сывороток крови СПП 05-2-214), %	100	100 (соответствует)

В комплект поставки входят: набор реагентов, инструкция по применению, паспорт.
Заключение: Показатели качества, комплектность, упаковка и маркировка соответствуют требованиям
ТУ 9398-607-23548172-2016

Начальник ОБТК

В.В. ШАПРОВ





Прошнуровано, прошито и скреплено печатью
4 листов

[Handwritten signature]



«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
АО «Вектор-Бест»
М.Д. Хусайнов
2016 г.

**Образцы маркировки на Набор реагентов для дифференциального выявления
ДНК Rickettsia sibirica и ДНК Rickettsia heilongjiangensis
методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени
“РеалБест ДНК Rickettsia sibirica/Rickettsia heilongjiangensis”**

**1. Образцы этикеток на компоненты набора “РеалБест ДНК Rickettsia sibirica/Rickettsia heilongjiangensis”
(Комплект 1)**

Наименование компонента	Этикетка
Готовая реакционная смесь для ПЦР (ГРС)	
Положительный контрольный образец (ПКО)	
Раствор для подготовки образцов (РПО)	

**2. Образцы этикеток на коробке набора “РеалБест ДНК Rickettsia sibirica/Rickettsia heilongjiangensis”
(Комплект 1)**

2.1. Верхняя этикетка.

Набор реагентов для дифференциального выявления ДНК Rickettsia sibirica и ДНК Rickettsia heilongjiangensis методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени	
РеалБест ДНК Rickettsia sibirica/ Rickettsia heilongjiangensis (комплект 1)	
состав: 1. Положительный контрольный образец 2. Готовая реакционная смесь для ПЦР 3. Раствор для подготовки образцов	
Принадлежности: Оптическая пленка	
ТУ 9398-607-23548172-2016 РУ	

2.2. Боковая этикетка №1.

				X
48				
РеалБест ДНК Rickettsia sibirica/ Rickettsia heilongjiangensis (комплект 1)				

2.3. Боковая этикетка №2.

АО «ВЕКТОР-БЕСТ»
Российская Федерация, 630559, Новосибирская область, рабочий поселок Кольцово, научно-производственная зона, корпус 36, комната 211, тел/факс: (383) 332-67-49, 332-67-52 E-mail: vbmarket@vector-best.ru

Примечание. Текст боковой этикетки №2 может быть нанесен непосредственно на
коробку типографским способом

3. Образец этикетки на ящик для наборов “РеалБест ДНК Rickettsia sibirica/Rickettsia heilongjiangensis”
Комплект 1

ВЕКТОР

БЕСТ

REF

X-XXXX

XXXX-XX-XX

YYYY-YY-YY

LOT

X

Масса нетто набора

XX кг

Масса нетто

XX кг

Масса брутто

XX кг

Кол-во наборов

X X X X


2°C

8°C

АО “Вектор-Бест”, Российская Федерация, 630559,
Новосибирская область, рабочий поселок Кольцово,
научно-производственная зона, корпус 36, комната 211

Набор реагентов для дифференциального выявления
ДНК Rickettsia sibirica и ДНК Rickettsia heilongjiangensis
методом полимеразной цепной реакции
в режиме реального времени
РеалБест ДНК Rickettsia sibirica/
Rickettsia heilongjiangensis

«СОГЛАСОВАНО»
Директор по производству
АО «Вектор-Бест»



В.К. Ткачев
«23» августа 2016 г.

Коммерческий директор
АО «Вектор-Бест»



Ю.М. Гусев
«23» августа 2016 г.

3. Образец этикетки на ящик для наборов "РеалБест ДНК Rickettsia sibirica/Rickettsia heilongjiangensis"
Комплект 2



REF X-XXXX

 XXXX-XX-XX

 YYYYY-YY-YY


LOT X

Масса нетто набора XX кг

Масса нетто XX кг

Масса брутто XX кг

Кол-во наборов XXXX

 2°C 8°C


 АО "Вектор-Бест", Российская Федерация, 630559, Новосибирская область, рабочий поселок Кольцово, научно-производственная зона, корпус 36, комната 211

Набор реагентов для дифференциального выявления ДНК Rickettsia sibirica и ДНК Rickettsia heilongjiangensis методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени

РеалБест ДНК Rickettsia sibirica/Rickettsia heilongjiangensis

«СОГЛАСОВАНО»
Директор по производству
АО «Вектор-Бест»

Коммерческий директор
АО «Вектор-Бест»



В.К. Ткачев
«23» августа 2016 г.



Ю.М. Гусев
«23» августа 2016 г.



Продуковано, пронумеровано
и скреплено печатью
4 листов

Handwritten signature