



Фотографическое изображение общего вида Медицинского изделия (Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации тиреотропного гормона в сыворотке (плазме) крови (ТТГ-ИФА-БЕСТ))

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест»




04 2019 г.





BEKTOP

БЕСТ



REF

X-3952

набор реанентов
для иммуноферментного определения
концентрации тиреотропного гормона
в сыворотке (плазме) крови

ТТГ-ИФА-БЕСТ

LOT 224

СОСТАВ:

LOT

1. Планшет разборный с иммобилизованными моноклональными антителами к ТТГ	1 шт.	213
2. Калибровочные образцы, инактивированные	6 фл. по 0,7 мл	224
3. Контрольный образец, инактивированный	1 фл. 0,7 мл	224
4. Конъюгат	1 фл. 13,0 мл	224
5. Раствор для разведения сывороток	1 фл. 12,0 мл	434
6. Концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином	1 фл. 28,0 мл	2810
7. Раствор тетраметилбензидина плюс	1 фл. 13,0 мл	109
8. Стоп-реанент	1 фл. 12,0 мл	1302

Принадлежности:

Пленка для заклеивания планшета	1 шт.
Трафарет для построения калибровочного графика	1 шт.
Ванночка для реанента	2 шт.
Наконечники для дозатора	16 шт.

Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия «Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации тиреотропного гормона в сыворотке (плазме) крови (ТТГ-ИФА-БЕСТ)» № 2


Генеральный директор
АО «Вектор-Бест»



М.Д.
019 г.

БЕКТОР

БЕСТ



REF **X-3952**

Σ 96

LOT

224

ТУ 9398-186-23548172-2015

ПУ № РЗН 2016/3936 от 25.01.2017



2019-06-24



2020-06-24

ТТГ-ИФА-БЕСТ


IVD



39522406200022401853



Для профессионального применения


Антитела к ВИЧ-1,2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют




Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия «Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации тиреотропного гормона в сыворотке (плазме) крови (ТТГ-ИФА-БЕСТ)» № 2

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест»









04 2019 г.



фотографическое изображение компонентов медицинского изделия «Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации тиреотропного гормона в сыворотке (плазме) крови (ТТГ-ИФА-БИОСТ)» № 6

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест»



2019 г.

