


Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия «Набор реагентов для иммуноферментного подтверждения наличия HBsAg (Вектоген В-HBs-антиген-подтверждающий тест, комплект 1)»

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест»

Хусаинов М.Д.
2020 г.



Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия «Набор реагентов для иммуноферментного подтверждения наличия HBsAg (Вектоген В-HBs-антиген-подтверждающий тест, комплект 1)» № 1

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест»

Хусенин М.Д.

2020 г.



REF

D-0558

набор реагентов для
иммуноферментного
подтверждения наличия HBsAg

**Вектоген В – HBs-антиген-
подтверждающий тест (комплект 1)**

LOT 2716

СОСТАВ:

LOT

1. Планшет разборный с иммобилизованными моноклональными антителами к HBsAg	1 шт.		320059
2. Положительный контрольный образец, инаktivированный	1 фл.	1,5 мл	4239
3. Слабоположительный контрольный образец, инаktivированный	1 фл.	1,5 мл	611
4. Отрицательный контрольный образец, инаktivированный	1 фл.	2,5 мл	3523
5. Конъюгат, концентрат	1 фл.	0,7 мл	10617
6. Раствор для разведения конъюгата	1 фл.	7,0 мл	4846
7. Раствор подтверждающего агента	1 фл.	0,8 мл	366
8. Раствор для разведения образца	1 фл.	21,0 мл	404
9. Концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином	1 фл.	28,0 мл	2868
10. Субстратный буферный раствор	1 фл.	13,0 мл	581
11. Тетраметилбензидин, концентрат	1 фл.	1,5 мл	50898
12. Стоп-реагент	1 фл.	12,0 мл	1345
Принадлежности:			
Плѐнка для заклеивания планшета	2 шт.		
Ванночки для реагентов	2 шт.		
Наконечники для пипеток	16 шт.		

Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия «Набор реагентов для иммуноферментного подтверждения наличия HBsAg (Вектоген В-HBs-антиген-подтверждающий тест, комплект 1)» № 2

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест»

Хусаинов М.Д.
2020 г.
«Вектор-Бест»

REF **D-0558**

Σ 6x8

LOT **2716**



ТУ 9398-495-23548172-2014

ПУ № РЗН 2016/3676 от 17.03.2017

 2020-10-26
 2022-10-26

**Вектоген В – HBs-антиген-
подтверждающий тест (комплект 1)**

IVD




05582610220271600506

*Для профессионального применения
Антитела к ВИЧ 1,2 и вирусу гепатита С отсутствуют*

Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия «Набор реагентов для иммуноферментного подтверждения наличия HBsAg (Вектоген В-HBs-антиген-подтверждающий тест, комплект 1)» № 1

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест»




Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия «Набор реагентов для иммуноферментного подтверждения наличия HBsAg (Вектоген В-HBs-антиген-подтверждающий тест, комплект 1)» № 2

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест»

Хусаинов М.Д.


27.09.2020 г.



Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия «Набор реагентов для иммуноферментного подтверждения наличия HBsAg (Вектоген В-HBs-антиген-подтверждающий тест, комплект 1)» № 3

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест»



Хусанов М.Д.
2020 г.



Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия «Набор реагентов для иммуноферментного подтверждения наличия HBsAg (Вектоген В-HBs-антиген-подтверждающий тест, комплект 1)» № 4

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест»


Хусаинов М.Д.
2020 г.



Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия «Набор реагентов для иммуноферментного подтверждения наличия HBsAg (Вектоген В-HBs-антиген-подтверждающий тест, комплект 2)»

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест»

Хусаинов М.Д.
2020 г.



Инструкция по применению

Вектоген В-HBs-антиген-подтверждающий тест (комплект 2)

ПАССПОРТ № 3575-20

Вектоген В-HBs-антиген-подтверждающий тест (комплект 2)

Набор реагентов для иммуноферментного подтверждения наличия HBsAg

Хранить при температуре 2-8°C. Допускается транспортировать при температуре до 25°C не более 10 суток.


Состав	Внешний вид	Реакция контроля
Раствор для разведения образцов (РРО)	Прозрачная или с легкой опалесцирующей жидкость розового цвета	Результат контроля
Раствор подтверждающего агента (РПА)	Прозрачная или с легкой опалесцирующей жидкость розового цвета	Результат контроля
Показатель	Норма	Результат контроля
Значение оптической плотности в лунках с положительным образцом и лункам ИФА (процедура 1), (450 нм - 620 нм) / 450 нм, ед. опт. плотн., не менее	1,0	3,325 / 3,353
Процент подавления оптической плотности в реакционной смеси с положительным контрольным образцом в лунках ИФА (процедура 1), не менее	50%	9,025 / 9,055
Среднее значение оптической плотности в лунках с отрицательным контрольным образцом в лунках ИФА (процедура 1), (450 нм - 620 нм) / 450 нм, ед. опт. плотн., не более	0,1 / 0,15	0,248 / 0,287
Значение оптической плотности в лунках со слабоположительным контрольным образцом в лунках ИФА (процедура 1), (450 нм - 620 нм) / 450 нм, ед. опт. плотн., не менее	ОПкрит	93,8 / 93,8
Процент подавления оптической плотности в реакционной смеси со слабоположительным контрольным образцом в лунках ИФА (процедура 1), не менее	50%	

Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия «Набор реагентов для иммуноферментного подтверждения наличия HBsAg (Вектоген В-HBs-антиген-подтверждающий тест, комплект 2)» № 1

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест»

Хусанов М.И.

2020 г.



REF

D-0548

набор реагентов
для иммуноферментного
подтверждения наличия HBsAg

**Вектоген В-HBs-антиген-
подтверждающий тест (комплект 2)**

LOT

2674

СОСТАВ:

LOT



- | | | |
|------------------------------------|------------------|-----|
| 1. Раствор подтверждающего агента | 2 фл. по 0,8 мл | 360 |
| 2. Раствор для разведения образцов | 2 фл. по 21,0 мл | 397 |

ТУ 9398-495-23548172-2014
ПУ № РЗН 2016/3676 от 17.03.2017

Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия «Набор реагентов для иммуноферментного подтверждения наличия HBsAg (Вектогеп В-HBs-антиген-подтверждающий тест, комплект 2)» № 2

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест»

Хусаинов М.Д.
2020 г.

REF **D-0548** LOT **2674**
    **2020-10-12**
 **2022-10-12**

**Вектогеп В-HBs-антиген-
подтверждающий тест (комплект 2)**



05481210220267400032


*Для профессионального применения
Антитела к ВИЧ 1,2
и вирусу гепатита С отсутствуют*

Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия «Набор реагентов для иммуноферментного подтверждения наличия HBsAg (Вектоген В-HBs-антиген-подтверждающий тест, комплект 2)» № 1

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест»


Хусанов М.Д.

2020 г.




Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия «Набор реагентов для иммуноферментного подтверждения наличия HBsAg (Вектоген В-HBs-антиген-подтверждающий тест, комплект 2)» № 2

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест»



Хусаинов М.Д.

2020 г.



Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия «Набор реагентов для иммуноферментного подтверждения наличия HBsAg (Вектоген В-HBs-антиген-подтверждающий тест, комплект 2)» № 3

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест»

Хусанов М.Д.
2020 г.

