

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест»

М.Д. Хусаинов

2016 г.



ВЕКТОР
ВЕСТ

Набор реагентов
для определения однонуклеотидных
полиморфизмов C(-344)T гена CYP11B2
и G1378T гена ADD1
методом полимеразной цепной реакции
в режиме реального времени
с детекцией кривых плавления

Реагенты CYP11B2 C(-344)T / ADD1 G1378T

АО «Вектор-Бест»
РеалБест-Генетика
CYP11B2 C(-344)T/ADD1 G1378T
ГРС
готовая реакционная
смесь для ПЦР
(48 пробирок)
LOT 2 2017-08

ВЕКТОР
ВЕСТ

РеалБест-Генетика
CYP11B2 C(-344)T/ADD1 G1378T

СОСТАВ:
Буклетный образец «Имитация генома» (КО1)
Буклетный образец «Имитация генома» (КО2)
Готовая реакционная смесь для ПЦР (ГРС)
Элюирующий раствор «Генетика»
Дополнительно:
Сертификат качества

ТУ 6398-017-23548172-2016

Исследовательский центр «Вектор-Бест»
38, пр. 121, АО «Вектор-Бест»

ПАСПОРТ № 2454-16

РеалБест-Генетика CYP11B2 C(-344)T/ADD1 G1378T
назначено для определения однонуклеотидных полиморфизмов C(-344)T гена CYP11B2 и
G1378T гена ADD1 методом полимеразной цепной реакции с детекцией кривых плавления с
использованием готовых реагентов

Модель серии 2

Дата изготовления: 2016-08-05

Дата выдачи паспорта: 2016-08-05

Срок годности набора до: 2017-08-05

Хранить при температуре: 2-8°C. Транспортировать при
температуре 2-8°C. Допускается транспортирование при
температуре до 20°C на более 10 суток.

Минимальная порция

Внешний вид:
Вспутанный образец «Имитация генома» (КО1)
серия 2
Вспутанный образец «Имитация генома» (КО2)
серия 2
Готовая реакционная смесь для ПЦР (ГРС), серия 2
Элюирующий раствор «Генетика», серия 2

Краткое описание к набору:
Порошковая реакционная смесь, 1
пробирка, 1 мл
Порошковая реакционная смесь, 1
пробирка, 1 мл
Акцидная жидкая реакционная смесь, 48 пробирок
(6 пробирок по 8 пробирок)
Порошковая реакционная смесь, 2 пробирки
по 12 мл

Вспутанный образец «Имитация генома» (КО1)
(соответствует)
Вспутанный образец «Имитация генома» (КО2)
(соответствует)
Акцидная жидкая реакционная смесь, 48 пробирок по
8 пробирок (соответствует)
Порошковая реакционная смесь, 2 пробирки по 12
(соответствует)

Применение:
Определение

1 пробирка

1 пробирка (соответствует)

Технические характеристики

1 пробирка

1 пробирка (соответствует)

Температура плавления дуплекса специфического ДНК-
лигаза и продукта амплификации для КО1, °C

(55 ± 3) °C по каналу «FAM»
(45 ± 3) °C по каналу «MEL»

55°C по каналу «FAM»
45°C по каналу «MEL» (соответствует)

Температура плавления дуплекса специфического ДНК-
лигаза и продукта амплификации для КО2, °C

(42 ± 3) °C по каналу «FAM»
(55 ± 3) °C по каналу «MEL»

44°C по каналу «FAM»
55°C по каналу «MEL» (соответствует)

Специфичность определения генетических
полиморфизмов C(-344)T гена CYP11B2 и G1378T гена
ADD1 по СОР 05-2-654, %

100

100 (соответствует)

В комплект поставки входит: набор реагентов, инструкция по применению, паспорт.



Заключение: Показатели качества, комплектности, упаковки и маркировки соответствуют требованиям

ТУ 6398-017-23548172-2016

Исполнитель: ОБЕК

В.В. ШАПРОВ





РЕАБЕСТ-ГЕНЕТИКА CYP11B2 C(-344)T/ADD1 G1378T

ПАСПОРТ № 3354-16

ПАСПОРТ № 3354-16

ПАСПОРТ № 3354-16

Наименование показателя	Характеристика и норма	Результат контроля
Внешний вид	Бесцветная жидкость, однородная, без осадка	Бесцветная жидкость, однородная, без осадка
Запах	Отсутствует	Отсутствует
Цвет	Бесцветная	Бесцветная
Вязкость	Низкая	Низкая
Срок годности	12 месяцев	12 месяцев
Условия хранения	При температуре от +2 до +8 °С	При температуре от +2 до +8 °С
Срок годности	12 месяцев	12 месяцев
Условия хранения	При температуре от +2 до +8 °С	При температуре от +2 до +8 °С
Срок годности	12 месяцев	12 месяцев
Условия хранения	При температуре от +2 до +8 °С	При температуре от +2 до +8 °С

