



«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
АО «Вектор-Бест»

М.Д. Хусаинов
2016 г.

Образцы маркировки на Набор реагентов для определения однонуклеотидных полиморфизмов Т(-786)С и G894Т гена NOS3 методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени с детекцией кривых плавления (РеалБест-Генетика NOS3 Т(-786)С/G894Т)

1. Образцы этикеток на компоненты набора “РеалБест-Генетика NOS3 Т(-786)С/G894Т”

Наименование компонента	Этикетка
Готовая реакционная смесь для ПЦР (ГРС)	
Контрольный образец “Нормальная гомозигота”	
Контрольный образец “Мутантная гомозигота”	
Элюирующий раствор “Генетика”	

2. Образцы этикеток на коробку набора "РеалБест-Генетика NOS3 T(-786)C/G894T"

2.1. Верхняя этикетка.

набор реагентов для определения однонуклеотидных полиморфизмов T(-786)C и G894T гена NOS3 методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени с детекцией кривых плавления	
РеалБест-Генетика NOS3 T(-786)C/G894T	
состав: 1. Контрольный образец "Нормальная гомозигота" (KO1) 2. Контрольный образец "Мутантная гомозигота" (KO2) 3. Готовая реакционная смесь для ПЦР (ГРС) 4. Элюирующий раствор "Генетика"	
Принадлежность: Оптическая пленка	ТУ 9398-621-23548172-2016 РУ

2.2. Боковая этикетка №1.

 	LOT X XXXX-XX-XX
РеалБест-Генетика NOS3 T(-786)C/G894T	

2.3. Боковая этикетка №2.

АО «ВЕКТОР-БЕСТ» Российская Федерация, 630559, Новосибирская область, рабочий поселок Кольцово, научно-производственная зона, корпус 36, комната 211, тел/факс: (383) 332-67-49, 332-67-52 E-mail: vbmarket@vector-best.ru

Примечание. Текст боковой этикетки №2 может быть нанесен непосредственно на коробку типографским способом

3. Образцы этикеток на ящик для наборов "РеалБест-Генетика NOS3 T(-786)C/G894T"

	REF	X-XXXX	Набор реагентов для определения однонуклеотидных полиморфизмов T(-786)C и G894T гена NOS3 методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени с детекцией кривых плавления РеалБест-Генетика NOS3 T(-786)C/G894T	
		XXXX-XX-XX	LOT	
		YYYY-YY-YY		
	Масса нетто набора XX кг Масса нетто XX кг Масса брутто XX кг	Кол-во наборов		
 	АО «Вектор-Бест» Российская Федерация, 630559, Новосибирская область, рабочий поселок Кольцово, Научно-производственная зона, Корпус 36, комната 211			

«СОГЛАСОВАНО»

Директор по производству
АО «Вектор-Бест»

Коммерческий директор
АО «Вектор-Бест»

В.К. Ткачев
«23» августа 2016 г.

Ю.М. Гусев
«23» августа 2016 г.



Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью
_____ п.п. тов

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест»
2016 г.
М.П.


М.Д. Хусаинов



Генеральный директор
АО «Вектор-Бест»

«23 августа» 2016 г.

М.Д. Хусаинов
М.Д. Хусаинов



ВЕКТОР
БЕСТ

Набор реагентов
для определения однонуклеотидных
полиморфизмов T(-786)C
и G894T гена NOS3
методом полимеразной цепной реакции
в режиме реального времени
с детекцией кривых плавления

РеалБест-Генетика NOS3 T(-786)C / G894T

ВЕКТОР
БЕСТ

набор реагентов для определения однонуклеотидных
полиморфизмов T(-786)C и G894T гена NOS3
методом полимеразной цепной реакции
в режиме реального времени
с детекцией кривых плавления

**РеалБест-Генетика
NOS3 T(-786)C/G894T**

СОСТАВ:
1. Контрольный образец «нормальная homozygota» (KO1)
2. Контрольный образец «мутантная homozygota» (KO2)
3. Готовая реакционная смесь для ПЦР (ГРС)
4. Элюирующий раствор «Генетика»
Принадлежности:
Специальная пленка
ТУ 9396-621-23546172-2019
РР

АО «Вектор-Бест»
РеалБест-Генетика
NOS3 T(-786)C/G894T
ГРС готовая реакционная
смесь для ПЦР
(48 пробирок)
LOT 1 2017-08

610559, Новосибирская обл. Новосибирский р-н,
г. Колывань, д. 121, АО «Вектор-Бест»
ПАСПОРТ № 2355-16
Тел. (383) 227-07-04 Тел. факс (383) 363-15-46
227-15-16, 227-07-06 Е-mail: info@vektor-best.ru

РеалБест-Генетика NOS3 T(-786)C/G894T
Набор реагентов для определения однонуклеотидных полиморфизмов T(-786)C и G894T гена
NOS3 методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени с детекцией кривых
плавления
ТУ 9396-621-23546172-2019
Номер серии 1
Дата изготовления: 2016-08-23
Дата выдачи паспорта: 2016-08-23
Срок годности наборов до: 2017-08-23

Хранить при температуре -20°C. Транспортировать при
температуре -20°C. Допускается транспортирование при
температуре до 25°C на время 10 суток.

Наименование показателя	Характеристика и норма	Раз-ты поставки
Внешний вид: Контрольный образец «нормальная homozygota» (KO1), серия 1 Контрольный образец «мутантная homozygota» (KO2), серия 1 Готовая реакционная смесь для ПЦР (ГРС), серия 1 Элюирующий раствор «Генетика», серия 1	Прозрачная бесцветная жидкость, 1 пробирка, 1 мл. Прозрачная бесцветная жидкость, 1 пробирка, 1 мл. Аморфная масса белого цвета, 48 пробирок (6 стрипов по 8 пробирок) Прозрачная бесцветная жидкость, 2 флакона по 12 мл.	Прозрачная бесцветная жидкость, 1 пробирка, 1 мл (соответствует) Прозрачная бесцветная жидкость, 1 пробирка, 1 мл (соответствует) Аморфная масса белого цвета, 48 пробирок (6 стрипов по 8 пробирок) (соответствует) Прозрачная бесцветная жидкость, 2 флакона по 12 мл (соответствует)
Принадлежности: Оптическая пленка	1 лист	1 лист (соответствует)
Технические характеристики: Температура плавления дуплекса специфического ДНК- зонда и продукта амплификации для KO1, C	(44 ± 3) °C по каналу «FAM» (56 ± 3) °C по каналу «ROX»	45°C по каналу «FAM» 57°C по каналу «ROX» (соответствует)
Температура плавления дуплекса специфического ДНК- зонда и продукта амплификации для KO2, C	(55 ± 3) °C по каналу «FAM» (43 ± 3) °C по каналу «ROX»	54°C по каналу «FAM» 44°C по каналу «ROX» (соответствует)
Специфичность определения генотипов полиморфизмов T(-786)C и G894T гена NOS3, %	100	100 (соответствует)

В комплект поставки входит: набор реагентов, инструкция по применению, паспорт.
Заключение: Показатели качества, вложенные, упаковка и маркировка соответствуют требованиям
ТУ 9396-621-23546172-2019

Начальник СЕК В.В. ШАПРОВА

