


Перфоратор лазерный ЭРБИЛАЙТ с принадлежностями по ТУ 9443-001-27580534-2015



Перфоратор лазерный ЭРБИЛАЙТ с принадлежностями по ТУ 9443-001-27580534-2015



**Педаля ножная
MKFS-MED**

**Лазерный перфоратор
ЭРБИЛАЙТ**

**Одноразовые
защитные колпачки**

**Сетевой
адаптер
MES30A-3P1J**

**Сетевой
кабель
YP22+YC12**




**Руководство по эксплуатации
(совмещенное с паспортом)**

**Очки
защитные
RX-375-BK**

**Ключ от замка блокировки
SWK-1**

Лазерный перфоратор ЭРБИЛАЙТ



Лазерный перфоратор ЭРБИЛАЙТ (вид снизу)

НЕВИДИМОЕ ЛАЗЕРНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ
ИЗБЕГАЙТЕ ОБЛУЧЕНИЯ ГЛАЗ И КОЖИ
ПРЯМЫМ ИЛИ РАССЕЯНЫМ ИЗЛУЧЕНИЕМ
ЛАЗЕРНАЯ АППАРАТУРА КЛАССА 4

Длина волны лазерного излучения: 2,94 мкм
Энергия в импульсе: 0,2 - 0,7 Дж
Длительность импульса: не более 500 мкс
Расходимость лазерного пучка: 0,1 рад

 Рабочий цикл: интервал между импульсами не менее 60 секунд (для восстановления генерационных свойств лазера).

 **ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ** 
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ НЕ ОТКРЫВАТЬ.
НЕ РАЗБИРАЙТЕ ПРИБОР И НЕ
 **СНИМАЙТЕ КАКИЕ-ЛИБО ЧАСТИ.** 

ПЕРФОРАТОР ЛАЗЕРНЫЙ ЭРБИЛАЙТ с
принадлежностями
по ТУ 9443-001-27580534-2015

Серийный номер: ЭРБЛ-01-15-002



15.04.2015 г.

Регистрационное
удостоверение

Общество с ограниченной
ответственностью "НСЛ"
юридический адрес: 142190, РФ, г. Москва,
г. Троицк, Сиреневый бульвар д.1
адрес производства: 142191, РФ, г. Москва,
г. Троицк, ул. Промышленная д.1а
www.ncl-medical.com




Входное напряжение: 12В
Входной ток: 1,5А


Сделано в России




Педаль ножная MKFS-MED



Сетевой кабель YP22+YC12 и сетевой адаптер MES30A-3P1J



Сетевой адаптер MES30A-3P1J



Очки защитные RX-375-BK



Очки защитные RX-375-BK

Z87+RX-375-BK

Одноразовые защитные колпачки (в упаковке)

ОДНОРАЗОВЫЕ ЗАЩИТНЫЕ КОЛПАЧКИ
ДЛЯ ПЕРФОРАТОРА ЛАЗЕРНОГО РИЗАНТА



Внимание: Не использовать защитные колпачки повторно!

Серия: ОК-01-15-001

Дата изготовления: 03.2015

Годен до: 03.2020

Материал: Поликарбонат

Производитель: ООО «НСЛ»


Юридический адрес: 142190, РФ, г. Москва, г. Троицк,
Сиреневый бульвар д.1

Адрес производства: 142191, РФ, г. Москва, г. Троицк,
ул. Промышленная д.1а

веб-сайт: www.nci-medical.com

Сделано в России

Одноразовые защитные колпачки



ПРОШИТО И ПРОНУМЕРОВАНО

12 (двенадцать) листов

ООО «НСЛ»

Генеральный директор

Савчук /Е.В. Савчук/

