


Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия «Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов классов А, М, G (IgA, IgM, IgG) к антигенам лямблий в сыворотке (плазме) крови (Лямблия-антитела-ИФА-БЕСТ)»

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест»



Хусаинов М.Д.
«28 05» 2020 г.




Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия «Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов классов А, М, G (IgA, IgM, IgG) к антигенам лямблий в сыворотке (плазме) крови (Лямблия-антитела-ИФА-БЕСТ)» № 1

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест»




Хусаинов М.Д.
28.05.2020 г.



Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия «Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов классов А, М, G (IgA, IgM, IgG) к антигенам лямблий в сыворотке (плазме) крови (Лямблия-антитела-ИФА-БЕСТ)» № 2

Генеральный директор АО «Вектор-Бест» Хусаинов М.Д.




Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия «Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов классов А, М, G (IgA, IgM, IgG) к антигенам лямблий в сыворотке (плазме) крови (Лямблия-антитела-ИФА-БЕСТ)» № 3

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест»



Хусаинов М.Д.
28.05.2020 г.




Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия «Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов классов А, М, G (IgA, IgM, IgG) к антигенам лямблий в сыворотке (плазме) крови (Лямблия-антитела-ИФА-БЕСТ)» № 4

Генеральный директор АО «Вектор-Бест» Хусаинов М.Д.



2020 г.



Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия «Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов классов А, М, G (IgA, IgM, IgG) к антигенам лямблий в сыворотке (плазме) крови (Лямблия-антитела-ИФА-БЕСТ)» № 1

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест»




Хусаинов М.Д.

2020

ВЕКТОР

БЕСТ



REF

D-3552

набор реагентов
для иммуноферментного выявления
иммуноглобулинов классов А, М, G
к антигенам лямблий
в сыворотке (плазме) крови

Лямблия-антитела-ИФА-БЕСТ

LOT 268

СОСТАВ:

LOT

1. Планшет разборный с иммобилизованными антигенами лямблий	1 шт.	310
2. Положительный контрольный образец, инактивированный	1 фл. 1,5 мл	260
3. Отрицательный контрольный образец, инактивированный	1 фл. 2,5 мл	260
4. Конъюгат, концентрат	1 фл. 1,5 мл	260
5. Концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином	1 фл. 28,0 мл	2807
6. Раствор для разведения сывороток	1 фл. 12,0 мл	219
7. Раствор для предварительного разведения сывороток	1 фл. 10,0 мл	849
8. Субстратный буферный раствор	1 фл. 13,0 мл	537
9. Тетраметилбензидин, концентрат	1 фл. 1,0 мл	491
10. Стоп-реагент	1 фл. 12,0 мл	1300
Принадлежности:		
Пленки для заклеивания планшета	2 шт.	
Ванночки для реагента	2 шт.	
Наконечники для пипетки	16 шт.	
Планшет для предварительного разведения исследуемых образцов	1 шт.	

Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия «Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов классов А, М, G (IgA, IgM, IgG) к антигенам лямблий в сыворотке (плазме) крови (Лямблия-антитела-ИФА-БЕСТ)» № 2

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест»




Хусаинов М.И.

2020 г.

БЕКТОР

БЕСТ



REF **D-3552**


Σ 96

LOT

268

ТУ 9398-269-23548172-2011

ПУ № ФСР 2011/11476 от 17.03.2017



2019-06-03

2020-03-03

Лямблия-антитела-ИФА-БЕСТ

IVD



35520303200026801070

Для профессионального применения

Антитела к ВИЧ-1,2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют