




Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия «Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов в сыворотке (плазме) крови (ВектоВПГ-1,2-IgG)»

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест» _____ Хусаинов М.Д.
«24» МАЙ 2020 г.



Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия «Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов в сыворотке (плазме) крови (ВектоВПГ-1,2-IgG)» № 1

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест»




Хусаинов М.Д.

2020 г.

ВЕКТОР

БЕСТ



REF

D-2152

набор реагентов
для иммуноферментного выявления
иммуноглобулинов класса G
к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов
в сыворотке (плазме) крови

ВектоВПГ-1,2-IgG

LOT 206

СОСТАВ:

LOT

1. Планшет разборный с иммобилизованными антигенами ВПГ 1 и 2 типов	1 шт.	206
2. Положительный контрольный образец, инактивированный	1 фл. 1,5 мл	206
3. Отрицательный контрольный образец, инактивированный	1 фл. 3,0 мл	206
4. Конъюгат	1 фл. 13,0 мл	206
5. Концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином	2 фл. по 28,0 мл	2810
6. Раствор для предварительного разведения сывороток	1 фл. 10,0 мл	855
7. Раствор для разведения сывороток	1 фл. 12,0 мл	206
8. Раствор тетраметилбензидина	1 фл. 13,0 мл	408
9. Стоп-реагент	1 фл. 12,0 мл	1302
Принадлежности:		
Пленка для заклеивания планшета	2 шт.	
Ванночка для реагента	2 шт.	
Наконечники для пипетки	16 шт.	
Планшет для предварительного разведения исследуемых образцов	1 шт.	

Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия «Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов в сыворотке (плазме) крови (ВектоВПГ-1,2-IgG)» № 2

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест»




Хусаинов М.Д.

2020 г.

БЕКТОР

БЕСТ

REF **D-2152**



LOT

206

ТУ 9398-337-23548172-2012

РУ № ФСР 2012/14012 от 17.03.2017



2019-07-08



2020-07-08

ВектоВПГ-1,2-IgG

IVD



21520807200020601661

Для профессионального применения

Антитела к ВИЧ-1,2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют


Графическое изображение компонентов медицинского изделия «Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов в сыворотке (плазме) крови (ВектоВПГ-1,2-IgG)» № 1

Генеральный директор АО «Вектор-Бест» Хусаинов М.Д.
АО «Вектор-Бест»



24 МАЙ

2020 г.




Графическое изображение компонентов медицинского изделия «Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов в сыворотке (плазме) крови (ВектоВПГ-1,2-IgG)» № 2

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест»



Хусаинов М.Д.
2020 г.



фотографическое изображение компонентов медицинского изделия «Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов в сыворотке (плазме) крови (ВектоВПГ-1,2-IgG)» № 3

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест»



Хусаинов М. И.

2020



Графическое изображение компонентов медицинского изделия «Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов в сыворотке (плазме) крови (ВектоВППГ-1,2-IgG)» № 4

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест» _____ Хусаинов М.Д.
24 МАЙ 2020 г.



Прошнуровано, пронумеровано и
скреплено печатью 7 листов.
Директор по технологии и качеству
АО "Вектор-Бест"

А.В. Масяго
" ноя " 2020 г.

