


«Набор реагентов для выявления антител к *Treponema pallidum* в реакции
гемагглютинации (РПГА-БЕСТ антипаллидум)»



АО «Вектор-Бест»



2019 г.



Россия, 630559, Новосибирская обл., р.п. Колдасово, Научно-производственная зона, корпус 36, к. 211
Для писем: 630117, г. Новосибирск, а/я 492
Паспорт № 2039-19
РПГА-БЕСТ антипаллидум
Набор реагентов для выявления антител к *Treponema pallidum* в реакции гемагглютинации
Номер серии: 728
Количество наборов в серии: 728
Дата изготовления: 2019-06-24
Дата выдачи паспорта: 2019-06-24
Срок годности наборов до: 2020-06-24





ВЕКТОР

БЕСТ

D-1820

набор реагентов для выявления
антител к *Treponema pallidum*
в реакции гематтлютинации

РПГА-БЕСТ антипаллидум

LOT	3338	СОСТАВ:			LOT
		1. Положительный контрольный образец, инактивированный	1 фл.	0,5 мл	3892
		2. Отрицательный контрольный образец, инактивированный	1 фл.	0,5 мл	3253
		3. Тест-эритроциты	1 фл.	8,5 мл	131
		4. Контрольные эритроциты	1 фл.	8,5 мл	128
		5. Разводящий раствор	1 фл.	21,0 мл	857
		6. Планшет с U-образными лунками	2 шт.		

ТУ 9398-108-23548172-2007
ПУ № ФСР 2008/03444 от 24.03.2017




REF **D-1820** LOT **3338**



IVD



Σ 100



2019-06-24

2020-06-24

РПГА-БЕСТ антипаллидум



18202406200333800658



Для профессионального применения
Антитела к ВИЧ 1,2 и вирусу гепатита С
и HBsAg отсутствуют







