


Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия «Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов в сыворотке (плазме) крови (ВектоВПГ-IgM)»

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест»

Хусаинов М.Д.
04 2019 г.




Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия «Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов в сыворотке (плазме) крови (ВектоВПГ-IgM)» № 1

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест»

Акционерное общество
«Вектор-Бест»
Хусаинов М.Д.
104
2019 г.
102540434
ская область, р.п.

ВЕКТОР

БЕСТ



REF

D-2154

набор реагентов
для иммуноферментного выявления
иммуноглобулинов класса М
к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов
в сыворотке (плазме) крови

ВектоВПГ-IgM

LOT 208


СОСТАВ:

LOT

1. Планшет разборный с иммобилизованными антигенами ВПГ 1 и 2 типов	1 шт.	207
2. Положительный контрольный образец, инактивированный	1 фл. 1,5 мл	208
3. Отрицательный контрольный образец, инактивированный	1 фл. 3,0 мл	208
4. Конъюгат	1 фл. 13,0 мл	208
5. Концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином	2 фл. по 28,0 мл	2810
6. Раствор для предварительного разведения сывороток	1 фл. 10,0 мл	853
7. Раствор для разведения сывороток	1 фл. 12,0 мл	208
8. Раствор тетраметилбензидина	1 фл. 13,0 мл	109
9. Стоп-реагент	1 фл. 12,0 мл	1302
Принадлежности:		
Пленка для заклеивания планшета	2 шт.	
Ванночка для реагента	2 шт.	
Наконечники для пипетки	16 шт.	
Планшет для предварительного разведения исследуемых образцов	1 шт.	


Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия «Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов в сыворотке (плазме) крови (ВектоВПГ-IgM)» № 2

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест»



ВЕКТОР

БЕСТ



REF **D-2154**



LOT

208

ТУ 9398-480-23548172-2013

РУ № РЗН 2014/2152 от 17.03.2017



2019-06-20



2020-06-20

ВектоВПГ-IgM

IVD



21542006200020800749

Для профессионального применения

Антитела к ВИЧ-1,2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют

Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия «Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов в сыворотке (плазме) крови (ВектоВПГ-IgM)» № 1

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест»

Акционерное общество
«Вектор-Бест»
04 2019 г.
Хусаинов М.Д.
ВЕКТОР
БЕСТ



Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия «Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов в сыворотке (плазме) крови (ВектоВПП-IgM)» № 2

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест»

Хусаинов М.Х.
04 2019 г.
Акционерное общество
«Вектор-Бест»
БЕКТОР



Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия «Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов в сыворотке (плазме) крови (ВектоВПГ-IgM)» № 3

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест»

Акционерное общество
«Вектор-Бест»
Хусаинов М.А.
«14» 04 2019 г.



Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия «Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов в сыворотке (плазме) крови (ВектоВПГ-IgM)» № 4

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест»

