



иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к антигенам лямблий в сыворотке (плазме) крови (Лямблия-IgM-ИФА-БЕСТ)»


АО «Вектор-Бест»




05 2020 г.














ВЕКТОР

БЕСТ



REF

D-3554

набор реагентов
для иммуноферментного выявления
иммуноглобулинов класса М
к антигенам лямблий
в сыворотке (плазме) крови

Лямблия-IgM-ИФА-БЕСТ

LOT 203

СОСТАВ:

LOT

1. Планшет разборный с иммобилизованными антигенами лямблий	1 шт.	228
2. Положительный контрольный образец, инактивированный	1 фл. 1,5 мл	204
3. Отрицательный контрольный образец, инактивированный	1 фл. 2,5 мл	204
4. Конъюгат, концентрат	1 фл. 1,5 мл	204
5. Раствор для предварительного разведения сывороток	1 фл. 10,0 мл	856
6. Раствор для разведения сывороток	1 фл. 12,0 мл	220
7. Концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином	1 фл. 28,0 мл	2812
8. Субстратный буферный раствор	1 фл. 13,0 мл	543
9. Тетраметилбензидин, концентрат	1 фл. 1,0 мл	502
10. Стоп-реагент	1 фл. 12,0 мл	1302
Принадлежности:		
Пленки для заклеивания планшета	2 шт.	
Ванночки для реагента	2 шт.	
Наконечники для пипетки	16 шт.	
Планшет для предварительного разведения исследуемых образцов	1 шт.	



ВЕКТОР

БЕСТ

REF **D-3554**


Σ 96

LOT

203

TU 9398-270-23548172-2011

ПУ № ФСР 2011/11478 от 20.03.2017



2019-07-23

2020-04-23

Лямблия-IgM-ИФА-БЕСТ

IVD



35542304200020300025

Для профессионального применения

Антитела к ВИЧ-1,2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют