



Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия «Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к капсидному антигену VCA вируса Эпштейна-Барр в сыворотке (плазме) крови (ВектоВЭБ-VCA-IgM)»

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест» Хусаинов М.Д.
«24 МАЙ» 2020 г.



фотографическое изображение упаковки медицинского изделия «Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к капсидному антигену VCA вируса Эпштейна-Барр в сыворотке (плазме) крови (ВектоВЭБ-VCA-IgM)» № 1

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест»

Хусаинов М.Д.

2020 г.



ВЕКТОР

БЕСТ

REF

D-2176

набор реагентов
для иммуноферментного выявления
иммуноглобулинов класса М к капсидному
антигену VCA вируса Эпштейна-Барр
в сыворотке (плазме) крови

ВектоВЭБ-VCA-IgM

LOT 170

СОСТАВ:

LOT

1. Планшет разборный с иммобилизованным капсидным антигеном VCA вируса Эпштейна-Барр	1 шт.			160
2. Положительный контрольный образец, инактивированный	1 фл.	1,5 мл		171
3. Отрицательный контрольный образец, инактивированный	1 фл.	3,0 мл		171
4. Конъюгат	1 фл.	13,0 мл		171
5. Раствор для предварительного разведения сывороток	1 фл.	10,0 мл		851
6. Раствор для разведения сывороток	1 фл.	12,0 мл		171
7. Концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином	2 фл.	по 28,0 мл		2807
8. Раствор тетраметилбензидина	1 фл.	13,0 мл		403
9. Стоп-реагент	1 фл.	12,0 мл		1300

Принадлежности:

Пленка для заклеивания планшета	2 шт.
Ванночка для реагента	2 шт.
Наконечники для пипеток	16 шт.
Планшет для предварительного разведения исследуемых образцов	1 шт.


фотографическое изображение упаковки медицинского изделия «Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к капсидному антигену VCA вируса Эпштейна-Барр в сыворотке (плазме) крови (ВектоВЭБ-VCA-IgM)» № 2

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест»

Акционерное общество
«Вектор-Бест»
24 МАЙ
Хусаинов М.Д.
2020 г.

БЕКТОР

БЕСТ



REF

D-2176

Σ₉₆

ТУ 9398-388-23548172-2012

ПУ № РЗН 2013/1279 от 25.03.2017

LOT



170

2019-06-17



2020-06-17

ВектоВЭБ-VCA-IgM

IVD



21761706200017000733

Для профессионального применения


Антитела к ВИЧ-1,2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют

фотографическое изображение компонентов медицинского изделия «Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к капсидному антигену VCA вируса Эпштейна-Барр в сыворотке (плазме) крови (ВектоВЭБ-VCA-IgM)» № 1

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест»




Хусаинов М.Д.
2020 г.




фотографическое изображение компонентов медицинского изделия «Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к капсидному антигену VCA вируса Эпштейна-Барр в сыворотке (плазме) крови (ВектоВЭБ-VCA-IgM)» № 2

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест» _____ Хусаинов М.Д.
«24 МАИ» _____ 2020 г.




«24» МАЙ

2020 г.



фотографическое изображение компонентов медицинского изделия «Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к капсидному антигену VCA вируса Эпштейна-Барр в сыворотке (плазме) крови (ВектоВЭБ-VCA-IgM)» № 4

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест»  Хусаинов М.Д.
«24 МАЙ» 2020 г.



Прошнуровано, пронумеровано и
скреплено печатью 7 листов.
Директор по технологии и качеству
АО "Вектор-Бест"

 А.В. Масяго
"2" 2020 г.

