



Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия «Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к ранним антигенам ЕА вируса Эпштейна-Барр в сыворотке (плазме) крови (ВектоВЭБ-ЕА-IgG)»

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест»



Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия «Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к ранним антигенам ЕА вируса Эпштейна-Барр в сыворотке (плазме) крови (ВектоВЭБ-ЕА-IgG)» № 1

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест»



Хусаинов М.Д.
2020 г.

REF

D-2172

набор реагентов
для иммуноферментного выявления
иммуноглобулинов класса G к ранним
антигенам ЕА вируса Эпштейна-Барр
в сыворотке (плазме) крови

ВектоВЭБ-ЕА-IgG

LOT 169

СОСТАВ:

LOT

1. Планшет разборный с иммобилизованными ранними антигенами ЕА вируса Эпштейна-Барр	1 шт.		151
2. Положительный контрольный образец, инактивированный	1 фл.	1,5 мл	169
3. Отрицательный контрольный образец, инактивированный	1 фл.	3,0 мл	169
4. Конъюгат	1 фл.	13,0 мл	169
5. Концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином	2 фл.	по 28,0 мл	2867
6. Раствор для предварительного разведения сывороток	1 фл.	10,0 мл	956
7. Раствор для разведения сывороток	1 фл.	12,0 мл	169
8. Раствор тетраметилбензидина	1 фл.	13,0 мл	30493
9. Стоп-реагент	1 фл.	12,0 мл	1349

Принадлежности:

Пленка для заклеивания планшета	2 шт.
Ванночка для реагента	2 шт.
Наконечники для пипетки	16 шт.
Планшет для предварительного разведения исследуемых образцов	1 шт.


Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия «Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к ранним антигенам ЕА вируса Эпштейна-Барр в сыворотке (плазме) крови (ВектоВЭБ-ЕА-IgG)» № 2

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест»

Хусаинов М.Д.
«27» окт 2020 г.



REF **D-2172**



LOT

169

ТУ 9398-386-23548172-2012

РУ № РЗН 2013/1274 от 25.03.2017





2020-10-16



2021-10-16

ВектоВЭБ-ЕА-IgG

IVD



21721610210016900281

Для профессионального применения


Антитела к ВИЧ-1,2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют

Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия «Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к ранним антигенам ЕА вируса Эпштейна-Барр в сыворотке (плазме) крови (ВектоВЭБ-ЕА-IgG)» № 1

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест»

Хусаннов М.Д.

2020 г.



Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия «Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к ранним антигенам ЕА вируса Эпштейна-Барр в сыворотке (плазме) крови (ВектоВЭБ-ЕА-IgG)» № 2

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест»

Хусайнов М.Д.
«27» окт 2020 г.




Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия «Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к ранним антигенам ЕА вируса Эпштейна-Барр в сыворотке (плазме) крови (ВектоВЭБ-ЕА-IgG)» № 3

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест»

Хусайнов М.Д.
2020 г.

27 ОКТ



Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия «Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к ранним антигенам ЕА вируса Эпштейна-Барр в сыворотке (плазме) крови (ВектоВЭБ-ЕА-IgG)» № 4

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест»

Хусаинов М.Д.
«27» Окт 2020 г.

