


фотографическое изображение общего вида медицинского изделия «Набор реагентов для иммуноферментного определения индекса avidности иммуноглобулинов класса G к цитомегаловирусу в сыворотке (плазме) крови (ВектоЦМВ-IgG-авидность)»

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест»

АО «Вектор-Бест»
24 МАЙ
ВЕКТОР-БЕСТ



Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия «Набор реагентов для иммуноферментного определения индекса avidности иммуноглобулинов класса G к цитомегаловирусу в сыворотке (плазме) крови (ВектоЦМВ – IgG – avidность)» № 1


Генеральный директор
АО «Вектор-Бест» _____ Хусаинов М.Д.



2011

ВЕКТОР

БЕСТ



REF

D-1558

набор реагентов
для иммуноферментного определения
индекса avidности иммуноглобулинов
класса G к цитомегаловирусу
в сыворотке (плазме) крови

ВектоЦМВ-IgG-авидность

LOT 116

СОСТАВ:

LOT

1. Планшет разборный с иммобилизованным рекомбинантным антигеном ЦМВ	1 шт.	111
2. Положительный контрольный образец (K^+), инактивированный	1 фл. 3,0 мл	116
3. Положительный контрольный образец (K^+), инактивированный	1 фл. 3,0 мл	116
4. Отрицательный контрольный образец, инактивированный	1 фл. 3,0 мл	116
5. Конъюгат	1 фл. 13,0 мл	116
6. Концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином	2 фл. по 28,0 мл	2810
7. Раствор для предварительного разведения сывороток	1 фл. 10,0 мл	851
8. Раствор для разведения сывороток	1 фл. 12,0 мл	116
9. Раствор сравнения	1 фл. 8,0 мл	116
10. Раствор белок-диссоциирующего агента	1 фл. 8,0 мл	116
11. Раствор тетраметилбензидина	1 фл. 13,0 мл	405
12. Стоп-реагент	1 фл. 12,0 мл	1300
Принадлежности:		
Пленка для заклеивания планшета	3 шт.	
Ванночка для реагента	2 шт.	
Наконечник для пипетки	16 шт.	
Планшет для предварительного разведения исследуемых образцов	1 шт.	

Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия «Набор реагентов для иммуноферментного определения индекса авидности иммуноглобулинов класса G к цитомегаловирусу в сыворотке (плазме) крови (ВектоЦМВ – IgG – авидность)» № 2

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест»

Хусаинов М.Д.

21 МАЙ 2020 г.

ВЕКТОР

БЕСТ

REF **D-1558**


Σ 48

LOT

116

TU 9398-483-23548172-2013

ПУ № РЗН 2014/2219 от 23.03.2017



2019-06-28

2020-06-28

ВектоЦМВ-IgG-авидность




15582806200011601153

Для профессионального применения

Антитела к ВИЧ-1,2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют


фотографическое изображение компонентов медицинского изделия «Набор реагентов для иммуноферментного определения индекса avidности иммуноглобулинов класса G к цитомегаловирусу в сыворотке (плазме) крови (ВектоЦМВ – IgG – avidность)» № 1

Генеральный директор  Хусаинов М.Д.
АО «Вектор-Бест» 24 МАЙ 2020 г.



фотографическое изображение компонентов медицинского изделия «Набор реагентов для иммуноферментного определения индекса авидности иммуноглобулинов класса G к цитомегаловирусу в сыворотке (плазме) крови (ВектоЦМВ – IgG – авидность)» № 2

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест» Хусаинов М.Д.
«24» МАЙ 2020 г.




фотографическое изображение компонентов медицинского изделия «Набор реагентов для иммуноферментного определения индекса avidности иммуноглобулинов класса G к цитомегаловирусу в сыворотке (плазме) крови (ВекторЦМВ – IgG – avidность)» № 3

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест»

Хусаинов М.Д.


« 24 МАЙ

2020 г.



фотографическое изображение компонентов медицинского изделия «Набор реагентов для иммуноферментного определения индекса avidности иммуноглобулинов класса G к цитомегаловирусу в сыворотке (плазме) крови (ВектоЦМВ – IgG – avidность)» № 4

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест» _____ 2020 г.



Прошнуровано, пронумеровано и
скреплено печатью 7 листов.
Директор по технологии и качеству
АО "Вектор-Бест"

А.В. Масяго
"2" 2020 г.

