



ВЕСТ

REF

D-0562

набор реагентов
для иммуноферментного качественного
и количественного определения антител
к HBs-антигену вируса гепатита В
в сыворотке (плазме) крови

ВектоHBsAg-антитела

LOT 177

СОСТАВ:

LOT


1. Планшет разборный с иммобилизованным HBsAg субтипов ad и ay	1 шт.	227
2. Калибровочный образец	1 фл. 12,0 мл	87
3. Калибровочные образцы	4 фл. по 1,3 мл	87
4. Конъюгат	1 фл. 13,0 мл	244
5. Концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином	1 фл. 28,0 мл	2869
6. Раствор тетраметилбензидина плюс	1 фл. 13,0 мл	20127
7. Стоп-реагент	1 фл. 12,0 мл	1351

Принадлежности:

Пленка для заклеивания планшета	2 шт.
Ванночка для реагента	2 шт.
Наконечники для пипетки	16 шт.
Трафарет для построения калибровочного графика	1 шт.

Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия «Набор реагентов для иммуноферментного качественного и количественного определения антител к HBs-антигену вируса гепатита В в сыворотке (плазме) крови (ВектоHBsAg-антитела)»

Генеральный директор АО «Вектор-Бест» Дусайнов М.Д. 2020 г.



Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия «Панель реактивов для иммуноферментного качественного и количественного определения антител к HBs-антигену вируса гепатита В в сыворотке (плазме) крови (ВектоHBsAg-антитела)» № 2

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест»
7 ОКТ 2020 г.



REF **D-0562**

Σ 12×8

LOT

177

ТУ 9398-342-23548172-2012

РУ № ФСР 2012/13922 от 25.03.2017





2020-10-26



2021-10-26

ВектоHBsAg-антитела

IVD




05622610210017700015

Для профессионального применения

Антитела к ВИЧ-1,2 и вирусу гепатита С отсутствуют


иммуноферментного качественного и количественного определения антител к HBs-антигену вируса гепатита В в сыворотке (плазме) крови (ВектоHBsAg-антитела)» № 1

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест» _____ Хусайнов М.Д.
2020 г.




Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия «Набор реагентов для иммуноферментного качественного и количественного определения антител к HBs-антигену вируса гепатита В в сыворотке (плазме) крови (ВектоHBsAg-антитела)» № 2

Генеральный директор АО «Вектор-Бест» Акматалиев Амантур Аманжолулы
2020 г.



...иммуноферментного качественного и количественного определения антител к HBs-антигену вируса гепатита В в сыворотке (плазме) крови (ВектоHBsAg-антитела)» № 3

АО «Вектор-Бест» 2020 г.



фотографическое изображение компонентов медицинского изделия «Набор реагентов для иммуноферментного качественного и количественного определения антител к HBs-антигену вируса гепатита В в сыворотке (плазме) крови (ВектоHBsAg-антитела)» № 4

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест»
2020 г.

