


Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия «Набор реагентов для иммуноферментного определения индекса авидности иммуноглобулинов класса G к вирусу краснухи в сыворотке (плазме) крови (ВектоРубелла-IgG-Авидность)»

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест»



Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия «Набор реагентов для иммуноферментного определения индекса авидности иммуноглобулинов класса G к вирусу краснухи в сыворотке (плазме) крови (ВектоРубелла-IgG-Авидность)» № 1

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест»

Хусанов М.Д.
2020 г.



REF

D-2556

набор реагентов для иммуноферментного
определения индекса авидности
иммуноглобулинов класса G к вирусу
краснухи в сыворотке (плазме) крови

ВектоРубелла-IgG-Авидность

LOT 202


СОСТАВ:

LOT

1. Планшет разборный с иммобилизованным антигеном вируса краснухи	1 шт.	189
2. Положительный контрольный образец (K^{+} ва), инаktivированный	1 фл. 2,0 мл	202
3. Положительный контрольный образец (K^{+} на), инаktivированный	1 фл. 2,0 мл	202
4. Отрицательный контрольный образец, инаktivированный	1 фл. 3,0 мл	202
5. Конъюгат	1 фл. 13,0 мл	202
6. Раствор для предварительного разведения сывороток	1 фл. 10,0 мл	959
7. Раствор для разведения сывороток	1 фл. 12,0 мл	202
8. Концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином	2 фл. по 28,0 мл	2866
9. Раствор сравнения	1 фл. 8,0 мл	202
10. Раствор белок-диссоциирующего агента	1 фл. 8,0 мл	202
11. Раствор тетраметилбензидина	1 фл. 13,0 мл	30496
12. Стоп-реагент	1 фл. 12,0 мл	1350
Принадлежности:		
Пленка для заклеивания планшета	3 шт.	
Ванночка для реагента	2 шт.	
Наконечники для пипетки	16 шт.	
Планшет для предварительного разведения исследуемых образцов	1 шт.	

Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия «Набор реагентов для иммуноферментного определения индекса авидности иммуноглобулинов класса G к вирусу краснухи в сыворотке (плазме) крови (ВектоРубелла-IgG-Авидность)» № 2

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест»



Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия «Набор реагентов для иммуноферментного определения индекса авидности иммуноглобулинов класса G к вирусу краснухи в сыворотке (плазме) крови (ВектоРубелла-IgG-Авидность)» № 1

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест»




АО «Вектор-Бест»
IVD ВектоРубелла-IgG-авидность 2°C 5°C
Планшет разборный
с иммобилизованным
антигеном вируса
краснухи

LOT 189 2023-03


Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия «Набор реагентов для иммуноферментного определения индекса авидности иммуноглобулинов класса G к вирусу краснухи в сыворотке (плазме) крови (ВектоРубелла-IgG-Авидность)» № 2

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест»



Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия «Набор реагентов для иммуноферментного определения индекса avidности иммуноглобулинов класса G к вирусу краснухи в сыворотке (плазме) крови (ВектоРубелла-IgG-Авидность)» № 3

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест»



Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия «Набор реагентов для иммуноферментного определения индекса avidности иммуноглобулинов класса G к вирусу краснухи в сыворотке (плазме) крови (ВектоРубелла-IgG-Авидность)» № 4

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест»

