


Хусаинов М.Д.
« 11 » ОКТ 2020 г.



REF

D-2156

набор реагентов для иммуноферментного
определения индекса авидности
иммуноглобулинов класса G
к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов
в сыворотке (плазме) крови

ВектоВПГ-1,2-IgG-авидность

LOT 135

СОСТАВ:

LOT


1. Планшет разборный с иммобилизованными антигенами ВПГ 1 и 2-го типа	1 шт.		78
2. Положительный контрольный образец (K ⁺ _н), инактивированный	1 фл.	3,0 мл	135
3. Положительный контрольный образец (K ⁺ _н), инактивированный	1 фл.	3,0 мл	135
4. Отрицательный контрольный образец, инактивированный	1 фл.	3,0 мл	135
5. Конъюгат	1 фл.	13,0 мл	135
6. Концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином	2 фл.	по 28,0 мл	2866
7. Раствор для предварительного разведения сывороток	1 фл.	10,0 мл	956
8. Раствор для разведения сывороток	1 фл.	12,0 мл	430135
9. Раствор сравнения	1 фл.	8,0 мл	135
10. Раствор белок-диссоциирующего агента	1 фл.	8,0 мл	135
11. Раствор тетраметилбензидина	1 фл.	13,0 мл	30493
12. Стоп-реагент	1 фл.	12,0 мл	1349

Принадлежности:


Пленка для заклеивания планшета	3 шт.
Ванночка для реагента	2 шт.
Наконечники для пипетки	16 шт.
Планшет для предварительного разведения исследуемых образцов	1 шт.

Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия «Набор реагентов для иммуноферментного определения индекса avidности иммуноглобулинов класса G к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов в сыворотке (плазме) крови (ВектоВПГ-1,2-IgG-авидность)» № 2

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест»



REF **D-2156**



LOT

135

ТУ 9398-384-23548172-2012

РУ № РЗН 2013/447 от 29.03.2017





2020-09-10



2021-09-10

ВектоВПГ-1,2-IgG-авидность

IVD




21561009210013500362

Для профессионального применения

Антитела к ВИЧ-1,2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют

Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия «Набор реагентов для иммуноферментного определения индекса авидности иммуноглобулинов класса G к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов в сыворотке (плазме) крови (ВектоВПГ-1,2-IgG-авидность)» № 1


Генеральный директор
АО «Вектор-Бест»



Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия «Набор реагентов для иммуноферментного определения индекса avidности иммуноглобулинов класса G к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов в сыворотке (плазме) крови (ВектоВПГ-1,2-IgG-авидность)» № 2


Генеральный директор
АО «Вектор-Бест»

Хусанов М.Д.
2020 г.



Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия «Набор реагентов для иммуноферментного определения индекса avidности иммуноглобулинов класса G к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов в сыворотке (плазме) крови (ВектоВПГ-1,2-IgG-авидность)» № 3

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест»



Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия «Набор реагентов для иммуноферментного определения индекса авидности иммуноглобулинов класса G к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов в сыворотке (плазме) крови (ВектоВПГ-1,2-IgG-авидность)» № 4

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест»

