

«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный Директор
ООО «Страйкер»



Усачев Д.А.
«22» декабря 2016 г

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ ОБЩЕГО ВИДА МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Имплантаты для остеосинтеза позвоночника XIA 3 с принадлежностями

производства


Страйкер Спайн Инк (Stryker Spine Inc), 2 Pearl Court Allendale, NJ – 07401
United States (США)

Адреса мест производства медицинского изделия:

1. Stryker Spine, Inc., 2 Pearl Court Allendale, NJ – 07401 USA (США)
2. Stryker Spine S.A.S., ZI Marticot, 33610 Cestas, France (Франция)
3. Stryker Spine Sarl, Le Cret-du-Loche 10A, 2300 La Chaux de Fonds, Switzerland (Швейцария)

2016

Винт моноаксиальный Хia 3



Считаем возможным распространить изображение, представленное на стр.3, на МИ Имплантаты для остеосинтеза позвоночника ХІА 3, варианты исполнения: Винт моноаксиальный Хіа 3, диаметр 4, мм, длина 20 – 45 мм; диаметр 4,5 мм, длина 20 – 45 мм; диаметр 5 мм, длина 20 – 50 мм; диаметр 5,5 мм, длина 25 – 55 мм; диаметр 6 мм, длина 25 – 90 мм; диаметр 6,5 мм, длина 25 – 90 мм; диаметр 7 мм, длина 25 – 90 мм; диаметр 7,5 мм, длина 25 – 90 мм; диаметр 8,5 мм, длина 25-100 мм; диаметр 9,5 мм, длина 40-100 мм; диаметр 10,5 мм, длина 40-100 мм.

Винт полиаксиальный Xia 3



Считаем возможным распространить изображение, представленное на стр.6, на МИ Имплантаты для остеосинтеза позвоночника ХІА 3, варианты исполнения: Винт полиаксиальный Хіа 3, диаметр: 4 мм, длина 20-40 мм; диаметр 4,5 мм, длина 20 – 45 мм; диаметр 5 мм, длина 25 – 50 мм; 5,5 мм, длина 25 – 55 мм; 6 мм, длина 25 – 90 мм; 6,5 мм, длина 25 – 90 мм; 7 мм, длина 25 – 90 мм; 7,5 мм, длина 25 – 90 мм; диаметр 8,5 мм, длина 25-100 мм; диаметр 9,5 мм, длина 40-100 мм; диаметр 10,5 мм, длина 40-100 мм.

Винт одноплоскостной Xia 3



Считаем возможным распространить изображение, представленное на стр.9, на МИ Имплантаты для остеосинтеза позвоночника ХІА 3, варианты исполнения: Винт одноплоскостной Хіа 3: диаметр 4,5 мм, длина 20 – 45 мм; диаметр 5 мм, длина 20 – 45 мм; 5,5 мм, длина 20 – 55 мм; 6 мм, длина 25 – 60 мм; 6,5 мм, длина 25 – 60 мм; 7 мм, длина 30 – 60 мм; 7,5 мм, длина 30 – 60 мм

Винт одноплоскостной редукционный Xia 3



Считаем возможным распространить изображение, представленное на стр.12, на МИ Имплантаты для остеосинтеза позвоночника ХІА 3, варианты исполнения: Винт одноплоскостной редуционный Хіа 3: диаметр 4,5 мм, длина 20 – 45 мм; диаметр 5 мм, длина 20 – 45 мм; 5,5 мм, длина 20 – 55 мм; 6 мм, длина 25 – 60 мм; 6,5 мм, длина 25 – 60 мм; 7 мм, длина 30 – 60 мм; 7,5 мм, длина 30 – 60 мм.

Крючок ламинарный Хиa 3 малый, стандартное лезвие




Считаем возможным распространить изображение, представленное на стр.15, на МИ Имплантаты для остеосинтеза позвоночника ХІА 3, варианты исполнения: Крючок ламинарный Хіа 3: малый, стандартное лезвие; средний, стандартное лезвие; большой, стандартное лезвие; малый, узкое лезвие; средний, узкое лезвие; большой, узкое лезвие; удлиненное тело; малый удлиненное тело; офсетный правый; офсетный левый; большой изогнутое лезвие; малый изогнутое лезвие.

Крючок Хіа 3 грудной ламинарный стандартное лезвие




Считаем возможным распространить изображение, представленное на стр.18, на МИ Имплантаты для остеосинтеза позвоночника ХІА 3, варианты исполнения: Крючок Хіа 3 грудной ламинарный: стандартное лезвие; узкое лезвие; офсетный малый правый; офсетный малый левый; офсетный большой правый; офсетный большой левый; малый, узкое лезвие, Крючок Хіа 3 крестцовый: правый, левый; Крючок Хіа 3 педикулярный: малый; средний; большой; Крючок Хіа 3 для поперечного отростка: правый; левый; Крючок Хіа 3 офсетный большой: правый, левый.

Стержень из титанового сплава Max Rad




Считаем возможным распространить изображение, представленное на стр.21, на МИ Имплантаты для остеосинтеза позвоночника ХІА 3, варианты исполнения: Стержень из титана СР, диаметр 6 мм, длина 30-150 мм, 480 мм, 600 мм, с шестигранником; Стержень из титанового сплава диаметр 5,5-6,0 мм, длина 30-150 мм, 480, 600 мм; Стержень из титанового сплава Max Rad, диаметр 5,5-6,0 мм, длина 50 – 120 мм; Стержень из титанового сплава Rad с шестигранником, диаметр 5,5 мм, длина 110-600 мм. Стержень из виталлиума: Диаметр 5,5 мм, длина 240 мм, 600 мм; диаметр 6 мм, длина 600 мм; с шестигранником, диаметр 5,5 мм, длина 240 мм, 600 мм; диаметр 6 мм, длина 600 мм; предварительно изогнутый и отрезанный без шестигранника, диаметр 6 мм, длина 30-40 мм; предварительно изогнутый и отрезанный с шестигранником, диаметр 6 мм, длина 45-120 мм; прямой с шестигранником, диаметр 6 мм, длина 240 мм, 480 мм; Диаметр 5,5 мм, предварительно изогнутый с шестигранником

Стержень из титанового сплава Rad




Считаем возможным распространить изображение, представленное на стр.24, на МИ Имплантаты для остеосинтеза позвоночника ХІА 3, варианты исполнения: Стержень из титанового сплава Rad, диаметр 5,5-6,0 мм, длина 30 – 120 мм

Стержень из титанового сплава с шестигранником



Считаем возможным распространить изображение, представленное на стр.27, на МИ Имплантаты для остеосинтеза позвоночника Х1А 3, варианты исполнения: Стержень из титанового сплава с шестигранником, диаметр 5,5 мм длина 110-600 мм.

Блокиратор Хia 3




Кросс-коннектор Xia 3 моноблочный




Считаем возможным распространить изображение, представленное на стр.32, на МИ Имплантаты для остеосинтеза позвоночника ХІА 3, варианты исполнения: Кросс-коннектор Хіа 3 моноблочный 14-26 мм; Коннектор оффсетный Хіа 3 длинный с открытой головкой; Коннектор ревизионный 12 мм; 22 мм.

Кросс-коннектор Xia 3 полиаксиальный



Считаем возможным распространить изображение, представленное на стр.35, на МИ Имплантаты для остеосинтеза позвоночника ХІА 3, варианты исполнения: Кросс-коннектор Хіа 3 полиаксиальный: 28 мм – 31 мм; 30 мм – 35 мм; 35 мм – 44 мм; 43 мм – 54 мм; 53 мм – 73 мм; 70 мм – 99 мм.

Коннектор стержень-к-стержню малый параллельный 7 мм




Считаем возможным распространить изображение, представленное на стр.38, на МИ Имплантаты для остеосинтеза позвоночника XIA 3, варианты исполнения: Коннектор стержень-к-стержню: малый параллельный 7 мм; большой параллельный; 11 мм; ревизионный аксиальный

Прошнуровано, пронумеровано и скреплено печатью

20 листа (ов)

Генеральный директор ООО «Страйкер»



 Д.А. Усачев