




НАБОР РЕАГЕНТОВ
для выявления РНК вируса
лихорадки долины Рифт методом ОТ-ПЦР с
гибридизационно-флуоресцентной детекцией
«Вектор-ОТ-ПЦР_{РВ}-ВлДР»

Вектор-ОТ-ПЦР_{РВ}-ВЛДР



Р.А. Максютов



ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор»
Роспотребнадзора

НАБОР РЕАГЕНТОВ для выявления РНК вируса лихорадки долины Рифт методом ОТ-ПЦР с гибридационно-флуоресцентной детекцией «Вектор-ОТ-ПЦР_{РВ}-ВЛДР»

Вектор-ОТ-ПЦР_{РВ}-ВЛДР

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Состав набора:			
Реактив	Описание	Объем, мл	Количество
P-1	HS Taq-полимераза	0,012	1 микропробирка
P-2	M-MuLV ревертаза	0,012	1 микропробирка
P-3	ВЛДР-смесь 1	0,6	1 микропробирка
P-4	ВЛДР-смесь 2	0,3	1 микропробирка
P-5	ВЛДР-положительный контрольный образец (ПКО)	0,05	2 микропробирки
P-6	Отрицательный контрольный образец (ОКО)	1,0	2 микропробирки
P-7	Внутренний контрольный образец (ВКО)	0,3	2 микропробирки

Генеральный директор ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора

Р.А. Максютов