

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО «ПРОТЭК-ВМ»

В. З. ...

« 04 » ...



ИНСТРУКЦИЯ
по применению бинтов марлевых медицинских
стерильных и нестерильных.

1. НАЗНАЧЕНИЕ
2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
3. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
4. ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
5. ПОРЯДОК РАБОТЫ ИЗДЕЛИЯ
6. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

1. НАЗНАЧЕНИЕ:

Бинты марлевые медицинские (далее – бинты) стерильные и нестерильные, предназначены для фиксации и наложения, а так же для изготовления операционно-перевязочных средств.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Продукция, упаковка, маркировка произведены в соответствии с требованиями ГОСТ 1172-93 «Бинты марлевые медицинские. Технические условия».

Материал: марля отбеленная, медицинская, хлопчатобумажная.

Упаковка бинтов стерильных и нестерильных в индивидуальной упаковке – полипропиленовая пленка по ТУ 2245-003-70378591-2007, край которой сварен термическим способом. Упаковка бинтов нестерильных – полиэтиленовый пакет по ГОСТ 12302-83. Транспортная упаковка бинтов стерильных и нестерильных в индивидуальной упаковке – ящик из гофрированного картона по ГОСТ 7376-89 или ГОСТ 9142-90, транспортная упаковка бинтов нестерильных – трех- или четырехслойный бумажный мешок по ГОСТ 2226.

3. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

Противопоказания к применению данного изделия не обнаружено. При длительном контакте марлевого отреза с кожей реакций не отмечено.

4. ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ:

- вымыть руки;
- вскрыть упаковку;
- извлечь бинт.

5. ПОРЯДОК РАБОТЫ ИЗДЕЛИЯ:


- наложить на рану;
- произвести необходимую фиксацию с учётом полученных повреждений.

6. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

Бинты следует хранить в сухом месте. Гарантийный срок хранения стерильных бинтов – 5 лет, нестерильных – 6 лет.

Сшито и заверено печатью 2
(зба) лист а




О. Королева