


Контейнер для дистиллированной воды вмонтирован в гидроблок. Это позволяет использовать очищенную воду для подачи на воздушные турбины. Использование чистой воды продлевает срок работы наконечников.



1. Ножная педаль 2. Держатель кресла 3. Спинка кресла 4. Подголовник 5. Слюноотсос 6. Пистолет вода-воздух 7. плевательница 8. Система ополаскивания 9. Консоль 10. Плечо светильника 11. Светильник 12. Гидроблок 13. Плечо блока врача 14. Давление воздуха 15. Блок врача 16. Негатоскоп 17. Панель управления 18. Включатель воздуха 19. Выход для наконечника с высокими оборотами 20. Выход для наконечника с низкими оборотами 21. Пистолет вода-воздух 22. Подлокотник 23. Кресло 24. Передняя часть 25. основа