



Набор калибровочных растворов гемихрома

Гемосо-Ново

Состав:
4 ампл. × 5 мл

ИНСТРУКЦИЯ
ГЕМОСО-НОВО

НАЗНАЧЕНИЕ
ГЕМОСО-НОВО предназначен для определения содержания гемоглобина в крови гематологическим методом.

ПРИНЦИП МЕТОДА
Гемосо-Ново представляет собой набор калибровочных растворов гемихрома, соответствующих различным концентрациям гемоглобина в интервале от 50 до 180 г/л.

СОСТАВ НАБОРА
В наборе входят 4 ампулы по 5 мл калибровочных растворов гемихрома, соответствующих различным концентрациям гемоглобина в интервале от 50 до 180 г/л.

АНАЛИТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Содержание гемоглобина в калибровочных растворах — не менее 2%.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Калибровочные растворы гемихрома предназначены только для лабораторного использования и не должны применяться для внутривенного введения.

Генеральный директор
ЗАО "Вектор-Бест"  М.Д. Хусаинов

