


Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия «Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к *Chlamydomiphila pneumoniae* (*Chlamydomiphila pneumoniae* – IgM – ИФА – БЕСТ)»

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест»

Хусаинов М.Д.
2020 г.



Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия «Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к *Chlamydomophila pneumoniae* (*Chlamydomophila pneumoniae* – IgM – ИФА – БЕСТ)» № 1

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест»



REF

D-1946

набор реагентов
для иммуноферментного выявления
иммуноглобулинов класса М
к *Chlamydomophila pneumoniae*

***Chlamydomophila pneumoniae* – IgM – ИФА – БЕСТ**

LOT 1956

СОСТАВ:

LOT

1. Планшет разборный с иммобилизованными рекомбинантными антигенами <i>C. pneumoniae</i>	1 шт.	620692
2. Положительный контрольный образец, инаktivированный	1 фл. 0,5 мл	4167
3. Отрицательный контрольный образец, инаktivированный	1 фл. 1,0 мл	3475
4. Конъюгат	1 фл.	10364
5. Раствор для предварительного разведения	1 фл. 3,0 мл	1633
6. Раствор для разведения сывороток	2 фл. по 13,0 мл	712663
7. Раствор для разведения конъюгата	1 фл. 13,0 мл	4806
8. Концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином	1 фл. 28,0 мл	2862
9. Раствор тетраметилбензидина	1 фл. 13,0 мл	10466
10. Стоп-реагент	1 фл. 12,0 мл	1341
Принадлежности:		
Плёнка для заклеивания планшета	3 шт.	
Ванночки для реагентов	2 шт.	
Наконечники для пипеток	16 шт.	
Планшет для предварительного разведения	1 шт.	

Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия «Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к *Chlamydomophila pneumoniae* (*Chlamydomophila pneumoniae* – IgM – ИФА – БЕСТ)» № 2

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест»



REF **D-1946**

Σ 12×8

LOT **1956**

ТУ 9398-212-23548172-2009




ПУ № ФСР 2010/07632 от 29.03.2017

2020-08-27

2021-08-27

***Chlamydomophila pneumoniae* – IgM – ИФА – БЕСТ**

IVD




19462708210195600420

Для профессионального применения

Антитела к ВИЧ 1,2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют


Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия «Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к *Chlamydomphila pneumoniae* (*Chlamydomphila pneumoniae* – IgM – ИФА – БЕСТ)» № 1

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест»



Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия «Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к *Chlamydophila pneumoniae* (*Chlamydophila pneumoniae* – IgM – ИФА – БЕСТ)» № 2

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест»



Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия «Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к *Chlamydomorphila pneumoniae* (*Chlamydomorphila pneumoniae* – IgM – ИФА – БЕСТ)» № 3

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест»



Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия «Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к *Chlamydomophila pneumoniae* (*Chlamydomophila pneumoniae* – IgM – ИФА – БЕСТ)» № 4

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест»

Хусаинов М.Д.

2020 г.

