



«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ООО «МедИнформ»




Проценко Р. М.


« » 200__ г.
М. П.

Инструкция по применению:


Устройство для прокалывания пальца Микролет 2 (Microlet 2)
с принадлежностями



1. Плотно прижмите серый наконечник к месту прокола (обычно рекомендуется брать кровь из боковой части кончика пальца) и нажмите синюю кнопку спуска.



2. Подождите несколько секунд. С небольшим нажимом проведите рукой по пальцу в направлении места прокола для формирования капли крови. Не обхватывайте место прокола и не сжимайте слишком сильно свой палец.



3. Для теста достаточно объема 0.6 мкл крови.

