



Фотография общего вида комплекта лаборатория клиническая КЛК





Дезинфицирующее средство для обработки рук хирурга



Набор для общего (клинического) анализа крови



Набор для анализа мочи




Набор для анализа кала

НИЦФ
Диахим-Набор для окраски по Граму
Набор реагентов для окраски микроорганизмов по Граму
(с сафранином)



Состав набора:

- 1. Карболовый раствор
генцианвиолета
- 2. Раствор Люголя
- 3. Раствор сафранина

Набор реактивов для окраски мазков по Грамму (на 200 исследований)



Набор эритротест-группокарт для определения группы крови и резус-фактора




Тест-полоски для определения глюкозы в крови




Экспресс-полоски для диагностические для биохимического экспресс-анализа мочи, 50 штук в упаковке




Клеенка подкладная медицинская




Маска медицинская однократного применения




Очки защитные из полимерных материалов




Перчатки анатомические не менее №8



Пипетка глазная в футляре



Трубка из силиконовой резины медицинская дренажная диаметром 4,5х1,0 мм




Щетка медицинская для рук




Ножницы с одним острым концом прямые длиной 140 мм

Пинцет пластинчатый анатомический общего назначения длиной 150 мм






Спринцовка резиновая (полимерная) с твердым наконечником №6




Коробка стерилизационная круглая с фильтром КСКФ-6



Комплект лабораторный для окраски препаратов на предметных стеклах № 2

Прибор для определения гемоглобина в крови






Дозатор с переменным объемом от 5 до 50 мкл



Дозатор с переменным объемом от 50 до 200 мкл



Дозатор с переменным объемом от 200 до 1000 мкл



Дозатор с переменным объемом от 1000 до 5000 мкл






Камера для счета форменных элементов крови (Горяева)




Микроскоп бинокулярный для общеклинических исследований



Центрифуга гематокритная




Пипетка к эритрогемометру



Штатив (планшет) для предметных стекол


31



СО₂-метр




Секундомер



Спиртовка лабораторная стеклянная с колпачком




Счетчик лабораторный для подсчета различных видов клеток крови при микроскопическом исследовании




Ареометр для урины от 1000 до 1050 (по Фолею)




Центрифуга лабораторная переносная




Штатив на 10 пробирок




 ООО ЦИПМИ  [INFO@CIRMI.RU](mailto:info@cirmi.ru)  WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU




Воронка медицинская диаметром 100 мм




Воронка медицинская диаметром 150 мм



Ерши для мытья посуды средние



Скарификатор кожный с центральным копьём, однократного применения (стерильный)



ОГ АТ-МЕД»

№173, ул. Западная д.2, тел. 777-41-92

КАРАНДАШИ

по стеклу и фарфору (70 мм)

ТУ 9398-014-11498242-2007

Кат. № 12275

20 штук (красные)

Срок годности не ограничен

Карандаши восковые по стеклу (стеклографы)



Наконечник к
дозатору
пипеточному
объемом
0-200 мкл
100 шт

Наконечник к дозатору пипеточному объемом 0-200 мкл




Наконечник к
дозатору
пипеточному
объемом
200-1000 мкл
100 шт


Наконечник к дозатору пипеточному объемом 200-1000 мкл




Наконечник к дозатору пипеточному объемом 1000-5000 мкл




Палочка стеклянная легкоплавкая (длиной не менее 150 мм)




Пипетки Панченкова (запасные)




Пипетка с делением в 1 мл



Пипетка с делением в 2 мл



Пипетка с делением в 5 мл




Пробирки химические 14×120 мм




Пробирки центрифужные градуированные






Капиллярная пробирка для гематологических исследований 0,2мл



Стакан высокий с носиком вместимостью 50мл



Стекла покровные для микропрепаратов 18×18 мм




ПОКРОВНЫЕ СТЕКЛА

Размер: 24x24x0,18 мм

арт. 12003316

1000 шт


Стекла покровные для микропрепаратов 24x24 мм




Стекла предметные простые




Стекла предметные шлифованные




Трубка стеклянная белого стекла легкоплавкая диаметром 3-4 мм (длиной не менее 150 мм)




Цилиндр измерительный с носиком вместимостью 50 мл



Цилиндр измерительный с носиком вместимостью 100мл



Цилиндр измерительный с носиком вместимостью 250 мл




Чашка Петри

Весы электронные типа ВК-1500





Бумага фильтровальная




Ерш для бутылок



Нож складной с пробочником



Плитка электрическая с закрытым элементом




Термометр комнатный

Блокнот



Карандаш



Мыльница с крышкой



Салфетка медицинская (полотенце) одноразового применения

**КНИГА
УЧЕТА ЛАБОРАТОРНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ**

Начало _____ 201_ г.
Окончание _____ 201_ г.

Книга учета лабораторных исследований, ф. 18

В/ч _____
Лаборатория _____

Копия _____ Отд. _____ АНАЛИЗ № _____ от _____

Фамилия, имя, отчество _____

ОБЩЕКЛИНИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ КРОВИ

Показатель	Единица измерения	Нормы	Пол	Возраст	Результат
Гемоглобин	г/л	120-160	М	18-60	130
Гематокрит	%	40-48	М	18-60	45
Тромбоциты	$\times 10^9/\text{л}$	200-350	М	18-60	250
Ретикулоциты	%	0,5-1,0	М	18-60	0,8
Лейкоциты	$\times 10^9/\text{л}$	4-9	М	18-60	6,5
Нейтрофилы	%	50-70	М	18-60	65
Лимфоциты	%	20-40	М	18-60	30
Моноциты	%	2-10	М	18-60	5
Эозинофилы	%	0,5-5,0	М	18-60	1
Базофилы	%	0-0,5	М	18-60	0

Характеристика клеток _____

Исследование производства _____ 201 г.

В/ч _____
Лаборатория _____

Анализ № _____ от _____

Копия _____ Отд. _____

Ф.И.О. _____

Анализ выписан _____ 201 г.

Исследование производства _____

Бланки лабораторных анализов крови

В/ч _____
Лаборатория _____

Отв. _____

АНАЛИЗ № _____
Пол. _____ Ф.И.О. _____

Общеклиническое исследование мочи

Количество _____
Цвет _____
Прозрачность _____
Относительная плотность _____
Реакция _____
Белок _____ г/л
Сахар _____ г/л
Альбуминовые тела _____ г/л
Уробилиновые тела _____ г/л
Желчные пигменты _____

Микроскопическое исследование

Цилиндры: гиалиновые _____ зернистые _____
эпителиальные _____ восковидные _____
Клетки почечного эпителия _____
Лейкоциты _____
Эритроциты: неизмененные _____ выделенные _____
Эпителий мочевыводящих путей _____
Соли _____
Слизь _____
Трихомонады _____ Циститы _____
Бактерии _____
Исследования _____

Бланки Бланки лабораторных анализов мочи

В/ч _____
ЛАБОРАТОРИЯ _____

Анализ № _____ от _____ 20__ г.

Клиника _____ отделение _____ палата _____

Ф. И. О. _____

Анализ выписан _____ 20__ г.

Исследование производил: _____



Канистра полиэтиленовая вместимостью 20 л



Контейнер медицинский для временного хранения и транспортирования медицинских иммуно-биологических препаратов и лекарственных средств с хладоэлементами

Прошито и пронумеровано

82 (восемьдесят два)

____ листов

Директор ООО «Спецмедтехника»

Миляев А.В. _____



Комплект лаборатория клиническая КЛК

ТУ 9437-004-58379990-2013
РУ № ____/____ от ____

Зав. № _____

Дата изг. _____

Гарантийный срок эксплуатации комплекта - 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

Условия хранения 1 по ГОСТ 15150

Периодичность переконсервации комплектов 3 года.

Производитель:


ООО «Спецмедтехника»

194044, г. Санкт-Петербург, ул. Чугунная д. 20

Тел. (812) 329-54-80, (812) 329-38-08

83х63х87 см.

Масса НЕТТО 70 кг.



Комплект лаборатория клиническая КЛК

ТУ 9437-004-58379990-2013
РУ № ____/____ от ____

Зав. № _____

Дата изг. _____

Гарантийный срок эксплуатации комплекта - 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

Условия хранения 1 по ГОСТ 15150

Периодичность переконсервации комплектов 3 года.

Производитель:


ООО «Спецмедтехника»

194044, г. Санкт-Петербург, ул. Чугунная д. 20

Тел. (812) 329-54-80, (812) 329-38-08

83x63x87 см.

Масса НЕТТО 70 кг.



3
4

Комплект лаборатория клиническая КЛК

ТУ 9437-004-58379990-2013

РУ № ____/____ от ____

Зав. № _____

Дата изг. _____

Гарантийный срок эксплуатации комплекта - 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

Условия хранения 1 по ГОСТ 15150

Периодичность переконсервации комплектов 3 года.

Производитель:

ООО «Спецмедтехника»

194044, г. Санкт-Петербург, ул. Чугунная д. 20

Тел. (812) 329-54-80, (812) 329-38-08

83x63x87 см.

Масса НЕТТО 70 кг.

Комплект лаборатория клиническая КЛК

ТУ 9437-004-58379990-2013
РУ № ____/____ от ____

Зав. № _____

Дата изг. _____

Гарантийный срок эксплуатации комплекта - 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

Условия хранения 1 по ГОСТ 15150

Периодичность переконсервации комплектов 3 года.

Производитель:

ООО «Спецмедтехника»

194044, г. Санкт-Петербург, ул. Чугунная д. 20

Тел. (812) 329-54-80, (812) 329-38-08

83х63х87 см.

Масса НЕТТО 70 кг.

Прошито и пронумеровано

4 (четыре)

листов

Директор ООО «Спецмедтехника»

Миляев А.В.

