

**Пластырь-повязка рулонный фиксирующий медицинский
нестерильный гипоаллергенный (липкий бинт) на
пленочной перфорированной основе 10 см x 10 м**

Цвет - телесный

С защитной бумагой



Пластырь-повязка рулонный фиксирующий
медицинский нестерильный гипоаллергенный (липкий
бинт) на пленочной перфорированной основе 10 см x 2 м

Цвет - телесный
Без защитной бумаги



Пластырь-повязка рулонный фиксирующий медицинский нестерильный
гипоаллергенный (липкий бинт) на пленочной перфорированной основе
5 см x 10 м

Цвет - прозрачный
С защитной бумагой



Пластырь-повязка рулонный фиксирующий
медицинский нестерильный гипоаллергенный (липкий
бинт) на пленочной перфорированной основе 10 см x 2 м

Цвет - прозрачный
Без защитной бумаги



Пластырь-повязка рулонный фиксирующий медицинский нестерильный
гипоаллергенный (липкий бинт) на нетканой основе 5 см x 10 м

Цвет - белый

С защитной бумагой



**Пластырь-повязка рулонный фиксирующий медицинский нестерильный
гипоаллергенный (липкий бинт) на нетканой основе 5 см x 10 м**

Цвет - белый

Без защитной бумаги



**Пластырь-повязка рулонный фиксирующий
медицинский нестерильный гипоаллергенный
(липкий бинт) на нетканой основе 10 см x 10 м**

**Цвет - бежевый натуральный
С защитной бумагой**



Пластырь-повязка рулонный фиксирующий
медицинский нестерильный гипоаллергенный
(липкий бинт) на нетканой основе 10 см x 10 м

Цвет - бежевый натуральный
Без защитной бумаги



ОБРАЗЕЦ УПАКОВКИ - картонная пачка

Пластырь-повязка рулонный фиксирующий медицинский нестерильный гипоаллергенный (липкий бинт) на нетканой основе 5 см x 10 м





ОБРАЗЕЦ УПАКОВКИ - картонная коробка

Пластырь-повязка рулонный фиксирующий медицинский нестерильный
типоаллергенный (липкий бинт) на пленочной перфорированной основе
10 см x 10 м




ОБРАЗЕЦ УПАКОВКИ - картонная коробка

Пластырь-повязка рулонный фиксирующий медицинский нестерильный гипоаллергенный (липкий бинт) на нетканой основе 10 см x 10 м



ОБРАЗЕЦ УПАКОВКИ - полиэтиленовый футляр

Пластырь-повязка рулонный фиксирующий медицинский нестерильный гипоаллергенный (липкий бинт) на пленочной перфорированной основе 10 см x 10 м



ОБРАЗЕЦ УПАКОВКИ - картонная пачка

Пластырь-повязка рулонный фиксирующий медицинский нестерильный гипоаллергенный (липкий бинт) на пленочной перфорированной основе 5 см x 10 м



ОБРАЗЕЦ УПАКОВКИ - полиэтиленовый футляр

Пластырь-повязка рулонный фиксирующий
медицинский нестерильный
гипоаллергенный (липкий бинт)
на нетканой основе 10 см x 10 м



**Пластырь-повязка рулонный фиксирующий медицинский
нестерильный гипоаллергенный (липкий бинт) на нетканой
основе 10 см × 10 м**

Бесцветный
натуральный

На нетканой основе. Паропроницаемый.

Назначение: предназначен для сплошной фиксации всех видов повязок на послеоперационных и ранах
поверхностях (в том числе на больших поверхностях), суставных повязок на суставах, подмышечных и округлых частях
тела; для фиксации катетеров, трубок и других медицинских устройств.

Способ применения: применять наружно. Открыть упаковку, извлечь пластырь-повязку, отрезать полосу
необходимого размера, снять защитную бумагу (при наличии), клеевой стороной приложить к повязке, края прижать
к окружающей здоровой коже. Не следует заклеивать мелкие раны и царапины без марлевой подкладки.

Условия хранения: хранить в потребительской упаковке при температуре от +5 °C до +40 °C и относительной
влажности не выше 80% защищенными от воздействия прямых солнечных лучей и на расстоянии не менее 1 м от
нагревательных приборов. Хранить в недоступном для детей месте.

ТУ БУ 390247660-005-2014 РУ РБ: ИМ - 7.102213 от 05.01.2015

РУ РФ:

г. Витебск, ул. Журжевская,

ИИ, тел.: (+375212) 23-17-18; факс (+375212) 23-12-53; e-mail: plaster.belarus@yandex.ru

Уполномоченный представитель в РФ: ООО «А.В.К.», Россия, 141008, Московская обл.,
Митяковский р-он, г. Мытишки, ул. Матросова, д. 12, тел.: 7 (909) 966-75-73; факс: +7 (495) 561-90-27

Срок годности 5 лет с даты изготовления. Дата изготовления - 04.2017 г.

Партия 170417

Годен до: 04.2022

