



by emigration from
N 49705 at 15.08.2016







Контейнеры для заготовки крови и получения ее компонентов двухкамерные, содержат консервант CPDA/CPDA-1 (ЦФДА или ЦФДА-1) в первичном контейнере; с контейнером для донорских образцов (ПДО) - Каталожные номера: Do25CUP-Tr20, Do35CUP, Do35CUP-Tr35, Do45CUP, Do45CUP-Tr45, Do50CUP-Tr40.



Контейнеры для заготовки крови и получения ее компонентов трехкамерные с консервантами: 65 мл СРД (ЦФД) содержится в первичном контейнере и 100 мл SAGM/SAGM-II (САГМ или САГМ-2) содержится в одном из дополнительных контейнеров; с лейкоцитарным фильтром RBC (для удаления лейкоцитов из эритроцитов) ; с контейнером для донорских образцов (ПДО) - Каталожные номера: Tr45MRSU-II, Tr45MRSU-II-Tr45-2, Tr45MRSU-II-Tr40-2.




контейнеры для заготовки крови и получения ее компонентов трехкамерные с консервантами: 63 мл **CPD (ЦФД)** содержится в первичном контейнере и 100 мл SAGM/SAGM-II (CAГМ или CAГМ-2) содержится в одном из дополнительных контейнеров; конфигурация TOP&BOTTOM (Верх и Низ) ; с контейнером для донорских образцов (ПДО) - Каталожные номера: Tt45SUP-II, Tt45SUP-II-Tr45-2, Tt45SUP-II-Tr40-2.




Контейнеры для заготовки крови и получения ее компонентов трехкамерные с консервантами: 63 мл CPD (ЦФД) содержится в первичном контейнере и 100 мл SAGM/SAGM-II (САГМ или САГМ-2) содержится в одном из дополнительных контейнеров; с контейнером для донорских образцов (ПДО) - Каталожные номера: Tr45SUP-II, Tr45SUP-II-Tr45-2, Tr45SUP-II-Tr40-2.




Контейнеры для заготовки крови и получения ее компонентов четырехкамерные с консервантами. 65 мл СФД (ЦФД) содержится в первичном контейнере и 100 мл SAGM/SAGM-II (САГМ или САГМ-2) содержится в одном из дополнительных контейнеров; с лейкоцитарным фильтром RBC (для удаления лейкоцитов из эритроцитов); конфигурация TOP&BOTTOM (Верх и Низ); с контейнером для донорских образцов (ПДО) - Каталожные номера: Qt45MRSU-II, Qt45MRSU-II-Sg45, Qt45MRSU-II-Tr40-3, Qt45MRSU-II-Tr45-3.




Контейнеры для заготовки крови и получения ее компонентов четырехкамерные с консервантами: 63 мл CPD (ЦФД) содержится в первичном контейнере и 100 мл SAGM/SAGM-II (САГМ или САГМ-2) содержится в одном из дополнительных контейнеров; с лейкоцитарными фильтрами: RBC (для удаления лейкоцитов из эритроцитов) и Platelet filter (для удаления лейкоцитов из обогащенной тромбоцитами плазмы); с контейнером для донорских образцов (ПДО) - Каталожные номера: Qu45MRPSU-II, Qu45MRPSU-II-Sg45, Qu45MRPSU-II-Tr40-3, Qu45MRPSU-II-Tr45-3.




Контейнеры для заготовки крови и получения ее компонентов четырехкамерные с консервантами. 6,3 мл СГД (ДФД) содержится в первичном контейнере и 100 мл SAGM/SAGM-II (САГМ или САГМ-2) содержится в одном из дополнительных контейнеров; с лейкоцитарным фильтром RBC (для удаления лейкоцитов из эритроцитов) ; с контейнером для донорских образцов (ПДО) - Каталожные номера: Qu45MRSU-II, Qu45MRSU-II-Sg45, Qu45MRSU-II-Tr40-3, Qu45MRSU-II-Tr45-3.




Контейнеры для заготовки крови и получения ее компонентов четырехкамерные с консервантами: 63 мл CPD (ЦФД) содержится в первичном контейнере и 100 мл SAGM/SAGM-II (САГМ или САГМ-2) содержится в одном из дополнительных контейнеров; с лейкоцитарным фильтром Whole blood filter (для удаления лейкоцитов из цельной крови до разделения крови на компоненты) ; с контейнером для донорских образцов (ПДО) -
Каталожные номера: Qu45MWSU-II, Qu45MWSU-II-Sg45, Qu45MWSU-II-Tr40-3, Qu45MWSU-II-Tr45-3.



Контейнеры для заготовки крови и получения ее компонентов четырехкамерные с консервантами: 63 мл CPD (ЦФД) содержится в первичном контейнере и 100 мл SAGM/SAGM-II (САГМ или САГМ-2) содержится в одном из дополнительных контейнеров; конфигурация TOP&BOTTOM (Верх и Низ) ; с контейнером для донорских образцов (ПДО) - Каталожные номера: Qt45SUP-II, Qt45SUP-II-Sg45, Qt45SUP-II-Tr40-3, Qt45SUP-II-Tr45-3.



Контейнеры для заготовки крови и получения ее компонентов четырехкамерные с консервантами: 63 мл CPD (ЦФД) содержится в первичном контейнере и 100 мл SAGM/SAGM-II (САГМ или САГМ-2) содержится в одном из дополнительных контейнеров; с контейнером для донорских образцов (ПДО) - Каталожные номера: Qu45SUP-II, Qu45SUP-II-Sg45, Qu45SUP-II-Tr40-3, Qu45SUP-II-Tr45-3.



Контейнеры для заготовки крови и получения ее компонентов пятикамерные, содержат консервант CPDA/CPDA-1 (ЦФДА или ЦФДА-1) в первичном контейнере; с контейнером для донорских образцов (ПДО) - Каталожные номера: Ре35CUP, Ре45CUP.

