

УТВЕРЖДАЮ

Зав. генерального директора
ЗАО «МедСил»
А.В. Горшков
2009 г.



Трубки дренажные силиконовые

ЭТИКЕТКА

2009 год

Трубки предназначены для лечения больных хирургического и терапевтического профиля при неотложных состояниях и хронических заболеваниях в хирургических отделениях клиник и больниц.

:

СТЕРИЛИЗАЦИЯ

Стерилизация производится воздушным или химическим (6% раствором перекиси водорода) методом по МУ 287-113.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Транспортирование производится при температуре от минус 50 до плюс 40 °С и относительной влажности воздуха до 98 % при температуре не более 25 °С, хранение - в закрытых вентилируемых помещениях на стеллажах в первичной упаковке при температуре от плюс 5 до плюс 40°С и относительной влажности воздуха не более 80 % при температуре плюс 25°С.

УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Должны быть приняты меры защиты от прокалывающих и прорезывающих усилий со стороны предметов с острыми краями.
2. При работе с зондами не следует подвергать их кручениям и случайным изгибам, приводящим к остаточной деформации.

СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

Трубки соответствуют требованиям ТУ 9398-066-18037666-2009 и признаны годными для эксплуатации.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Срок годности трубок 5 лет с даты изготовления.

Изготовитель: Россия, ЗАО «МедСил, 141002, г.Мытищи, ул.Ядреевская д.4 тел.583-36-62.

Ведущий инженер



Н.В.Широкова

Пронумеровано и
прошнуровано 2 листов



Зам. генерального
директора ЗАО «МедСил»
А. В. Горшков