

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО «Авран ЛК»


В. А. Позняк

 26.09.2016 г.

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Лейкопластырь LEIKO (ЛЕЙКО) бактерицидный

ТЕЛЕСНОГО ЦВЕТА



ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ БАКТЕРИЦИДНЫЙ на тканой основе гипоаллергенный

6 см x 10 см

ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ LEIKO (ЛЕЙКО) БАКТЕРИЦИДНЫЙ
НА ТКАНОЙ ОСНОВЕ ГИПОАЛЛЕРГЕННЫЙ

РУ № ФСЗ 2008/01495

Соответствует требованиям ГОСТ Р 53498-2009

Для оказания первой неотложной помощи
Универсальный, сильной фиксации, прочный

Назначение: для закрытия поверхностных ран, защиты от инфицирования и дополнительного травмирования. Показания: для кожи с нормальной чувствительностью. Противопоказания: индивидуальная непереносимость. Предупреждение: не использовать при аллергии на латекс, не использовать на чувствительных участках кожи. Возможные побочные действия: при температуре окружающей среды выше 35°C возможно повышение чувствительности к компонентам - необходимо снять лейкопластырь. Способ применения: наклеить на сухую кожу, прижать; менять по мере необходимости. Форма выпуска: стрип 6x10см. Основа: хлопковая ткань телесного цвета. Адгезия: натуральный каучук с добавлением цинка оксида. Впитывающая прокладка: 70% вискоза / 30% полипропилен, атравматичная сетка - полиэтилен. Антисептическое вещество: акринол. Условия хранения: в сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 30°C и влажности не более 80%, вдали от источников тепла.

Стерильно до вскрытия. Не использовать при повреждении упаковки.

По истечении срока годности теряет свойства.

Не использовать по истечении срока годности - утилизировать.

Изготовитель/Адрес места производства:

Цзянсу Нанфанг Медикал Ко., Лтд., ул. Госян, 1, Зона экономического развития Учжень, 213149, г. Чанчжоу, провинция Цзянсу, КНР

Импортер/Уполномоченная организация:

ООО "Авран ЛК", 109052, г. Москва, ул. Нижегородская, д. 70, корп. 2; тел.: +7(495)743-29-40; e-mail: info@leiko.ru



Дата изготовления
(упаковочная и стерилизационная):



Использовать до:



Партия номер:

Масса нетто 3,80 г

Утилизация в ЛПУ: отходы класса Б



STERILE EO

REF 213177



на тканой основе, гипоаллергенный, размеры, см: 1,9x5,5; 1,9x7,2; 2,5x7,2; 3,8x3,8; 4x10; 4,5x5,1; 7,6x3,8; 6x10;



ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ БАКТЕРИЦИДНЫЙ на нетканой основе гипоаллергенный

3,8 см x 3,8 см
ТЕЛЕСНОГО ЦВЕТА

Для оказания первой неотложной помощи
Универсальный, эластичный, мягкий,
воздухопроницаемый, паропроницаемый



ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ БАКТЕРИЦИДНЫЙ на нетканой основе гипоаллергенный

3,8 см x 3,8 см
ТЕЛЕСНОГО ЦВЕТА

Для оказания первой неотложной помощи
Универсальный, эластичный, мягкий,
воздухопроницаемый, паропроницаемый

3,8 см x 3,8 см

ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ LEIKO (ЛЕЙКО) БАКТЕРИЦИДНЫЙ НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ ГИПОАЛЛЕРГЕННЫЙ

ПУ № ФСЗ 2008/01495 Соответствует требованиям ГОСТ Р 53498-2009

Для оказания первой неотложной помощи
Универсальный, эластичный, мягкий, воздухопроницаемый, паропроницаемый

Назначение: для закрытия поверхностных ран, защиты от инфицирования и дополнительного травмирования. Показания: для нормальной и чувствительной кожи. Противопоказания: индивидуальная непереносимость. Способ применения: наклеить на сухую кожу, прижать; менять по мере необходимости. Форма выпуска: стрип 3,8 см x 3,8 см. Основа: нетканая (40% вискоза / 60% полиэстер) телесного цвета. Адгезив: акрилат сополимер. Впитывающая прокладка: 70% вискоза / 30% полипропилен, травматичная сетка - полиэтилен. Антисептическое вещество: акринол. Условия хранения: в сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 30°C и влажности не более 80%, вдали от источников тепла.

Стерильно до вскрытия. Не использовать при повреждении упаковки.
По истечении срока годности теряет свойства.
Не использовать по истечении срока годности - утилизировать.

Изготовитель/Адрес места производства: Цзянсу Нанфанг Медикал Ко., Лтд., ул. Госян, 1, Зона экономического развития Учзинь, 213149, г. Чанчжоу, провинция Цзянсу, КНР
Импортёр/Уполномоченная организация: ООО "Авран ЛК", 109052, г. Москва, ул. Нижегородская, д. 70, корп. 2; тел.: +7(495)743-29-40; e-mail: info@leiko.ru

Дата изготовления
(упаковка, печать и стерилизация)

Использовать до

LOT Партия номер:

Масса нетто 0,80 г

Утилизация в ЛПУ: отходы класса Б



STERILE EO

REF 213872



3,8 см x 3,8 см

ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ LEIKO (ЛЕЙКО) БАКТЕРИЦИДНЫЙ НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ ГИПОАЛЛЕРГЕННЫЙ

ПУ № ФСЗ 2008/01495 Соответствует требованиям ГОСТ Р 53498-2009

Для оказания первой неотложной помощи
Универсальный, эластичный, мягкий, воздухопроницаемый, паропроницаемый

Назначение: для закрытия поверхностных ран, защиты от инфицирования и дополнительного травмирования. Показания: для нормальной и чувствительной кожи. Противопоказания: индивидуальная непереносимость. Способ применения: наклеить на сухую кожу, прижать; менять по мере необходимости. Форма выпуска: стрип 3,8 см x 3,8 см. Основа: нетканая (40% вискоза / 60% полиэстер) телесного цвета. Адгезив: акрилат сополимер. Впитывающая прокладка: 70% вискоза / 30% полипропилен, травматичная сетка - полиэтилен. Антисептическое вещество: акринол. Условия хранения: в сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 30°C и влажности не более 80%, вдали от источников тепла.

Стерильно до вскрытия. Не использовать при повреждении упаковки.
По истечении срока годности теряет свойства.
Не использовать по истечении срока годности - утилизировать.

Изготовитель/Адрес места производства: Цзянсу Нанфанг Медикал Ко., Лтд., ул. Госян, 1, Зона экономического развития Учзинь, 213149, г. Чанчжоу, провинция Цзянсу, КНР
Импортёр/Уполномоченная организация: ООО "Авран ЛК", 109052, г. Москва, ул. Нижегородская, д. 70, корп. 2; тел.: +7(495)743-29-40; e-mail: info@leiko.ru

Дата изготовления
(упаковка, печать и стерилизация)

Использовать до

LOT Партия номер:

Масса нетто 0,80 г

Утилизация в ЛПУ: отходы класса Б



STERILE EO

REF 213872





ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ БАКТЕРИЦИДНЫЙ на нетканой основе гипоаллергенный

6 см x 10 см

**ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ LEIKO (ЛЕЙКО) БАКТЕРИЦИДНЫЙ
НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ ГИПОАЛЛЕРГЕННЫЙ**

РУ № ФСЗ 2008/01495

Соответствует требованиям ГОСТ Р 52458-2009

**Для оказания первой неотложной помощи
универсальный, эластичный, мягкий, воздухопроницаемый,
паропроницаемый**

Назначение: для загерметизации поверхностных ран, защиты от инфицирования и дополнительного травмирования. Показан для нормальной и чувствительной кожи. **Противопоказания:** индивидуальная непереносимость. **Способ применения:** наклеить на сухую кожу, прижать. Менять по мере необходимости. **Форма выпуска:** strip 6 x 10см. **Основа:** нетканая (40% вискоза / 60% полиэстер) телесного цвета. **Адаптив:** акрилат сополимер. **Впитывающая прокладка:** 70% вискоза / 30% полипропилен, атравматичная сетка - полиэтилен. **Антисептическое вещество:** акрилон. **Условия хранения:** в сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 30°С и влажности не более 80%, вдали от источников тепла.

Стерильно до вскрытия. Не использовать при повреждении упаковки.

По истечении срока годности теряет свойства.

Не использовать по истечении срока годности - утилизировать.

Изготовитель/Адрес места производства:

Цзинсу Нанфанг Медикал Ко., Лтд., ул. Госви. 1, Зона экономического развития Удзинь, 213149, г. Чанчжоу, провинция Цзянсу, РНР

Импортёр/Уполномоченная российская организация:

ООО "Айран ЛК", 109052, г. Москва, ул. Нижегородская, д. 70, корп. 2; тел.: +7(495)743-29-40; e-mail: info@leiko.ru

Дата изготовления
(указывания и стерилизации):

Использовать до:

LOT Партия номер:

Масса нетто 2,80 г

Утилизация в ЛПУ: отходы класса Б



STERILE EO

REF 213877



РУ № ФСЗ 2008/01495
Соответствует требованиям ГОСТ Р 53498-2009

Дата изготовления

Использовать до

Лот/Партия номер

Масса нетто 0,85 г

Утилизация в ЛПУ: отходы класса Б

STERILE EO

REF: 213576



РУ № ФСЗ 2008/01495
Соответствует требованиям ГОСТ Р 53498-2009

Дата изготовления

Использовать до

Лот/Партия номер

Масса нетто 2,65 г

Утилизация в ЛПУ: отходы класса Б

STERILE EO

REF: 213576



ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ ЛЕЙКО (ЛЕЙКО) БАКТЕРИЦИДНЫЙ НА ПОЛИМЕРНОЙ ОСНОВЕ ГИПОАЛЛЕРГЕННЫЙ

Для оказания первой неотложной помощи.

Перфорированный, эластичный, воздухопроницаемый, паропроницаемый.

Назначение: для закрытия поверхностных ран, защиты от инфицирования и дополнительного травмирования. Показания: для нормальной и чувствительной кожи. Противопоказания: индивидуальная непереносимость. Способ применения: наклеить на сухую кожу, прижать; менять по мере необходимости. Форма выпуска: стрип 2,5 см x 7,2 см. Основа: пластик (полиэтилен (PE)). Адгезия: акрилат сополимер. Впитывающая прокладка: 70% вискоза / 30% полипропилен, атравматичная сетка - полиэтилен. Антисептическое вещество: акринол. Условия хранения: в сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 30°C и влажности не более 80%, вдали от источников тепла.

Стерильно до вскрытия. Не использовать при повреждении упаковки.
По истечении срока годности теряет свойства. Не использовать по истечении срока годности - утилизировать.

И изготовитель/Адрес места производства: Цзянсу Нанфанг Медикал Ко., Лтд., ул. Госян, 1, Зона экономического развития Учзинь, 213149, г. Чанчжоу, провинция Цзянсу, КНР

Импортер/Уполномоченная организация: ООО "Авран ЛК", 109052, г. Москва, ул. Нижегородская, д. 70, корп. 2; тел.: +7(495)743-29-40; e-mail: info@leiko.ru

ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ ЛЕЙКО (ЛЕЙКО) БАКТЕРИЦИДНЫЙ НА ПОЛИМЕРНОЙ ОСНОВЕ ГИПОАЛЛЕРГЕННЫЙ

Для оказания первой неотложной помощи.

Перфорированный, эластичный, воздухопроницаемый, паропроницаемый.

Назначение: для закрытия поверхностных ран, защиты от инфицирования и дополнительного травмирования. Показания: для нормальной и чувствительной кожи. Противопоказания: индивидуальная непереносимость. Способ применения: наклеить на сухую кожу, прижать; менять по мере необходимости. Форма выпуска: стрип 2,5 см x 7,2 см. Основа: пластик (полиэтилен (PE)). Адгезия: акрилат сополимер. Впитывающая прокладка: 70% вискоза / 30% полипропилен, атравматичная сетка - полиэтилен. Антисептическое вещество: акринол. Условия хранения: в сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 30°C и влажности не более 80%, вдали от источников тепла.

Стерильно до вскрытия. Не использовать при повреждении упаковки.
По истечении срока годности теряет свойства. Не использовать по истечении срока годности - утилизировать.

И изготовитель/Адрес места производства: Цзянсу Нанфанг Медикал Ко., Лтд., ул. Госян, 1, Зона экономического развития Учзинь, 213149, г. Чанчжоу, провинция Цзянсу, КНР

Импортер/Уполномоченная организация: ООО "Авран ЛК", 109052, г. Москва, ул. Нижегородская, д. 70, корп. 2; тел.: +7(495)743-29-40; e-mail: info@leiko.ru



**ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ
БАКТЕРИЦИДНЫЙ**

на полимерной основе

гипоаллергенный

эластичный воздухопроницаемый

ТЕЛЕСНОГО
ЦВЕТА

2,5 см x 7,2 см



**ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ
БАКТЕРИЦИДНЫЙ**

на полимерной основе

гипоаллергенный

эластичный воздухопроницаемый

ТЕЛЕСНОГО
ЦВЕТА

2,5 см x 7,2 см

на полимерной основе, гипоаллергенный

на тему веселой олимпиады, заносясь в таблицу



набор водонепроницаемый 10 шт







Набор Невидимка



Набор Элегантный 15 шт





Набор Удачный, 25 шт

ПРОШИТО И
ПРОНУМЕРОВАНО
«13» (тринадцатый) ИЮНЯ 2013 г.

